



Uroflex® Katheterventil Standard

Mit Kipphebel



BESCHREIBUNG / VORTEILE

- Katheterventil zur Steuerung der Harnblasenentleerung mit einem Dauerkatheter.
- + Mit Kipphebel zum Öffnen und Schließen
 - + Mit Ansatzstück für Urinbeutel
 - + Konischer Stufenkonnektor zur Verbindung zum Katheter
 - + Steril
 - + Latexfrei
 - + Einmalprodukt



Uroflex® Katheterventil Standard

Uroflex® Katheterventil Standard, mit Kipphebel

Uroflex® Katheterventil Standard

REF	Beschreibung	PZN	VE in Stk.
600700	Uroflex® Katheterventil Standard Mit Kipphebel, Ansatzstück für Urinbeutel und Stufenkonnektor	18724862	400