


# Uroflex® Katheterventil Plus

## Mit Kipphebel und farbiger Kennzeichnung




### BESCHREIBUNG / VORTEILE

- Katheterventil zur Steuerung der Harnblasenentleerung mit einem Dauerkatheter.
- + Mit Kipphebel zum Öffnen und Schließen
  - + Mit Ansatzstück für Urinbeutel
  - + Konischer Stufenkonnektor zur Verbindung zum Katheter
  - + Farbige Kennzeichnung (open/close)
  - + Steril
  - + Einmalprodukt



Uroflex® Katheterventil Plus



Uroflex® Katheterventil Plus, mit Kipphebel und farbiger Kennzeichnung (open/close)

### Uroflex® Katheterventil Plus

REF	Beschreibung	PZN	VE in Stk.
600750	Uroflex® Katheterventil Plus Mit Kipphebel, farbiger Kennzeichnung, Ansatzstück für Urinbeutel und Stufenkonnektor	18786751	100