

Uroflex® Urinflasche für Männer

Eckig, milchig



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Die Uroflex® Urinflasche für Männer ist ein ideales Hilfsmittel für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser und in der häuslichen Betreuung. Die Flasche zeichnet sich durch Stabilität, gute Kontrolle, Sicherheit und einer einfachen Handhabung aus.

- + Form: eckig
- + Farbe: milchig
- + Volumen: 1 l
- + Mit Deckel (Farbe blau)
- + Mit Messskala (in 50 ml Schritten)
- + Material: Kunststoff Polypropylen
- + Autoklavierbar bis 130 °C
- + Unsteril

Uroflex® Urinflasche für Männer

REF	Farbe	Form	Volumen	VE in Stk.
600760	milchig, transparent	eckig	1 l	25