

Uroflex® Blockerspritze

Mit 10 ml wässriger Glycerin-Lösung



BESCHREIBUNG / VORTEILE

- Fertigspritze mit 10 ml Wasser-Glycerin-Gemisch zum Füllen des Ballons von Blasenkathetern.
- + Blockermedium, nur zum Befüllen von Kathetern
- + Nicht zur Injektion geeignet
- + Steril
- + Latexfrei
- + Einmalprodukt



Uroflex® Blockerspritze mit Abdeckkappe



Uroflex® Blockerspritze, 10x einzeln steril verpackt

Uroflex® Blockerspritze

REF	Beschreibung	PZN	VE in Stk.
600800	Uroflex® Blockerspritze Mit 10 ml wässriger Glycerin-Lösung, als Blockermedium zur Befüllung des Ballons von Blasenkathetern	18783712	100