


Sekretbeutel

Einfaches System ohne Ablass




REF 601200

BESCHREIBUNG / VORTEILE

- + Einfaches System ohne Ablass
- + Mit Universal-Stufenkonnektor
- + Doppelte Versiegelung des Beutels
- + Aufhängeösen extra verstärkt
- + Ausführung steril (EO) mit Rückflusssperre (NRV)
- + Ausführung unsteril ohne Rückflusssperre (NRV)
- + Verschiedene Volumina
- + Latexfrei
- + Haltbarkeit: 5 Jahre

Sekretbeutel

REF	Beutel- volumen in ml	Schlauch- länge in cm	Ausführung	PZN	VE in Stk.
600150	1500	90	unsteril ohne Rückflusssperre	13417374	200
600200	2000	90	unsteril ohne Rückflusssperre	13417380	200
601150	1500	90	steril mit Rückflusssperre	13417397	100
601200	2000	90	steril mit Rückflusssperre	13417405	100




Befestigung/Aufhängung
durch 4 bzw. 2 verstärkte Ösen

Universal-Stufenkonnektor
bei allen Beuteln

Beutelhalter

Für Sekret-, Urinbeutel



Beutelhalter

REF	Material	Farbe	Ausführung	PZN	VE in Stk.	Stk. im Umkarton
600300	Kunststoff	grün	unsteril	13417434	10	20x 10

BESCHREIBUNG / VORTEILE

Beutelhalter für Sekret- & Urinbeutel

- + Material: Kunststoff
- + Farbe: grün
- + Unsteril
- + Latexfrei
- + Haltbarkeit: 5 Jahre