

Uroflex® Haltebänder

Für Uroflex® 24h



Anwendung
mit Halteband oben

BESCHREIBUNG / VORTEILE

Haltebänder für Uroflex® 24h Beinbeutel zur sicheren und angenehmen Befestigung am Bein

- + Individuell einstellbar
- + Zur Fixierung von Beinbeuteln am Ober- oder Unterschenkel
- + Mit durchgängiger klettbarer Oberfläche und zusätzlichem Klettstreifen für die Fixierung von Tropfkammern
- + Gepolstert, Innenseite aus Baumwolle
- + Paarweise verpackt
- + Wiederverwendbar und waschbar bis 60°C
- + Unsteril
- + Enthält Latex
- + Haltbarkeit: 4 Jahre



Halteband für oben



Halteband für unten



Anwendung mit Halteband unten



Innenseite angenehm gepolstert

Uroflex® Halteband für 24h Beinbeutel

REF	Ausführung	Länge / Breite ~ cm	PZN	VE
624020	Klettverschluss mit zusätzlicher Schlauchsicherung	55 / 5,3	19505406	10 Paar