


Uroflex® Katheterfixierung Universal



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Die Uroflex® Katheterfixierung bietet eine sichere, hautfreundliche und individuell anpassbare Lösung zur Fixierung von transurethralen und suprapubischen Ballonkathetern.


- + Fixierung von transurethralen (Oberschenkel) und suprapubischen (Taille) Ballonkathetern
- + Fixierungsflasche passt für alle Kathetergrößen
- + Verhindert ein heraus- / verrutschen des Katheters
- + Wiederverwendbar
- + Waschbar bis 60 °C
- + Unsteril
- + Latexfrei



Uroflex® Katheterfixierung bei suprapubischem Ballonkatheter



Uroflex® Katheterfixierung



Uroflex® Katheterfixierung: Fixierungsflasche passt für alle Kathetergrößen

Uroflex® Katheterfixierung

REF	Beschreibung	Größe B x L ~ cm	PZN	VE in Stk.
624030	Uroflex® Katheterfixierung zur Fixierung von transurethralen und suprapubischen Ballonkathetern, universal	5 x 110	19824962	10