

Uroflex® Beinbeuteltaschen

Zur Fixierung von Urin-Beuteln




Beispielfoto mit Größe M

BESCHREIBUNG / VORTEILE

Uroflex® Beinbeuteltaschen zur Fixierung von Urin-Beuteln.

- + Mit integrierter Beuteltasche
- + Tasche mit Öffnung für den Ablasshahn
- + Waschbar bis 60 °C
- + Wiederverwendbar
- + Für Ober- und Unterschenkel geeignet
- + Unterschiedliche Größen
- + Elastisches, anschmiegsames Gewebe
- + Material: 76 % Polyester, 24 % Elastan
- + Unsteril
- + Latexfrei



Uroflex® Beinbeuteltaschen in unterschiedlichen Größen: S, M, L und XL

Uroflex® Beinbeuteltaschen

REF	Beschreibung	Größe	Beinumfang ~ cm	Farbige Kennzeichnung	PZN	VE in Stk.
624041	Uroflex® Beinbeuteltasche zur Fixierung von Urin-Beuteln	S	24 - 39	gelb 	19892509	10
624042	Uroflex® Beinbeuteltasche zur Fixierung von Urin-Beuteln	M	36 - 55	blau 	19892515	10
624043	Uroflex® Beinbeuteltasche zur Fixierung von Urin-Beuteln	L	40 - 70	braun 	19892521	10
624044	Uroflex® Beinbeuteltasche zur Fixierung von Urin-Beuteln	XL	65 - 95	grün 	19892538	10