

Trageschutzlaken


2 Lagen



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Für einen hygienischen Schutz von Tragen und Liegen vor Nässe und Verunreinigung.

- + 2 Lagen
- + Gewicht Tissue: 24 g/m² (±2 g)
- + Gewicht Polyethylen Folie: 16 g/m² (±1 g)
- + Fadenverstärkt mit 48 Fäden
- + Flüssigkeitsdichte PE-Folie auf Unterseite
- + Reißfest und strapazierfähig
- + Material: Papier, beschichtet
- + Haltbarkeit: 5 Jahre
- + Unsteril



Fadenverstärktes
Trageschutzlaken

Flüssigkeitsdichte Unterseite

Unterverpackt zu 25 Stück

Trageschutzlaken

REF	Farbe	Größe (B x L)	VE in Stk.
775210	weiß	75 x 210 cm	100 (4x 25)