


Ballonkatheter

Latex, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Die Latex Ballonkatheter sind indiziert für akute und chronische Erkrankungen der Harnwege, intra- und postoperative Urinableitung und für die Urindrainage zur Messung der Harnausscheidung bei Intensivpflege und Infusionstherapie.

- + Aus Latex, Silikon beschichtet
- + 2-Wege
- + Mit Nelaton-Spitze
- + Verschiedene Längen und Volumina
- + Farbcodierung zur besseren Visualisierung der verschiedenen Größen
- + Steril
- + Einmalprodukt










Latex Ballonkatheter, geblockt



Latex Ballonkatheter, 2-Wege

Ballonkatheter, Latex, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze

REF	Beschreibung	FR/CH	Ballon Ø ~ ml	Länge ~ cm	Farbige Kennzeichnung	VE in Stk.
F01A021206	Ballonkatheter, Latex, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze	12/4,0 mm	5-15	34	weiß 	100
F01A021406	Ballonkatheter, Latex, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze	14/4,7 mm	5-15	34	grün 	100
F01A021606	Ballonkatheter, Latex, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze	16/5,3 mm	5-15	34	orange 	100
F01A021810	Ballonkatheter, Latex, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze	18/6,0 mm	30	34	rot 	100
F01A022010	Ballonkatheter, Latex, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze	20/6,7 mm	30	34	gelb 	100
F01A022210	Ballonkatheter, Latex, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze	22/7,3 mm	30	34	lila 	100
F01A022410	Ballonkatheter, Latex, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze	24/8,0 mm	30	34	blau 	100