


Intermittierender Selbstkatheter (ISK)

Für Männer, mit hydrophiler Beschichtung



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Für den intermittierenden Selbstkatheterismus (ISK) bei einer Blasenfunktionsstörung. Die Katheter können vom Patienten selbst oder einer Pflegeperson eingeführt werden.









- + Hydrophile Beschichtung für eine optimale Gleitfähigkeit (Wassersachet)
- + Farbcodierung zur besseren Visualisierung der verschiedenen Größen
- + Latex- und DEHP-frei
- + Aus medizinischem PVC
- + Steril
- + Einmalprodukt
- + Haltbarkeit: 3 Jahre



Katheter-Spitze

Wassersachet zur hydrophilen Beschichtung

Intermittierender Selbstkatheter für Männer

REF	Beschreibung	FR/CH	Länge ~ mm	Farbige Kennzeichnung	VE in Stk.
F01E210810	Intermittierender Selbstkatheter für Männer, mit hydrophiler Beschichtung	08/2,7 mm	370	blau 	30
F01E211010	Intermittierender Selbstkatheter für Männer, mit hydrophiler Beschichtung	10/3,3 mm	370	schwarz 	30
F01E211210	Intermittierender Selbstkatheter für Männer, mit hydrophiler Beschichtung	12/4,0 mm	370	weiß 	30
F01E211410	Intermittierender Selbstkatheter für Männer, mit hydrophiler Beschichtung	14/4,7 mm	370	grün 	30
F01E211610	Intermittierender Selbstkatheter für Männer, mit hydrophiler Beschichtung	16/5,3 mm	370	orange 	30
F01E211810	Intermittierender Selbstkatheter für Männer, mit hydrophiler Beschichtung	18/6,0 mm	370	rot 	30
F01E212010	Intermittierender Selbstkatheter für Männer, mit hydrophiler Beschichtung	20/6,7 mm	370	gelb 	30
F01E212210	Intermittierender Selbstkatheter für Männer, mit hydrophiler Beschichtung	22/7,3 mm	370	lila 	30