

# Intermittierender Selbstkatheter (ISK)

## Für Frauen, mit hydrophiler Beschichtung



### BESCHREIBUNG / VORTEILE

Für den intermittierenden Selbstkatheterismus (ISK) bei einer Blasenfunktionsstörung. Die Katheter können vom Patienten selbst oder einer Pflegeperson eingeführt werden.

- + Hydrophile Beschichtung für eine optimale Gleitfähigkeit (Wassersachet)
- + Farbcodierung zur besseren Visualisierung der verschiedenen Größen
- + Latex- und DEHP-frei
- + Aus medizinischem PVC
- + Steril
- + Einmalprodukt
- + Haltbarkeit: 3 Jahre











Katheter-Spitze



Wassersachet zur hydrophilen Beschichtung

### Intermittierender Selbstkatheter für Frauen

REF	Beschreibung	FR/CH	Länge ~ mm	Farbige Kennzeichnung	VE in Stk.
F01E230810	Intermittierender Selbstkatheter für Frauen, mit hydrophiler Beschichtung	08/2,7 mm	130	blau 	30
F01E231010	Intermittierender Selbstkatheter für Frauen, mit hydrophiler Beschichtung	10/3,3 mm	130	schwarz 	30
F01E231210	Intermittierender Selbstkatheter für Frauen, mit hydrophiler Beschichtung	12/4,0 mm	130	weiß 	30
F01E231410	Intermittierender Selbstkatheter für Frauen, mit hydrophiler Beschichtung	14/4,7 mm	130	grün 	30
F01E231610	Intermittierender Selbstkatheter für Frauen, mit hydrophiler Beschichtung	16/5,3 mm	130	orange 	30
F01E231810	Intermittierender Selbstkatheter für Frauen, mit hydrophiler Beschichtung	18/6,0 mm	130	rot 	30
F01E232010	Intermittierender Selbstkatheter für Frauen, mit hydrophiler Beschichtung	20/6,7 mm	130	gelb 	30
F01E232210	Intermittierender Selbstkatheter für Frauen, mit hydrophiler Beschichtung	22/7,3 mm	130	lila 	30

Vertrieb durch:

Janmed GmbH\_Otto-Hahn-Straße 18\_71069 Sindelfingen, Germany\_Tel.: +49(0)7031-76234-0\_Fax: +49(0)7031-76234-19\_info@janmed.de\_www.janmed.de

**Janmed+**