


# Ballon-Trokare nach Hasson

## Stumpf, mit Fixiererring



### BESCHREIBUNG / VORTEILE

Einweg-Trokare gewährleisten einen gut funktionierenden und Patienten schonenden Zugang zur Bauchhöhle und einen sicheren Einsatz endoskopischer Instrumente und deren Austausch.

- + Für eine einhändige Anwendung
- + Röntgendurchlässige Trokarhülse mit Rillenprofil
- + Ergonomisch geformtes Design für eine sichere Führung des Trokars
- + Einfacher Instrumentenwechsel während der Anwendung
- + Trokarhülse mit Ballonfixierung
- + Atraumatische Trokarspitze
- + Trokarhülse mit Fixiererring
- + Verschiedene Durchmesser erhältlich




### Ballon-Trokare nach Hasson – stumpf, mit Fixiererring

REF	Beschreibung	Trokar-Ø ~ mm	Trokarhülse Länge ~ mm	VE in Stk.
101Y.G02D	Stumpf, mit Fixiererring	5	100	8
101Y.G05D	Stumpf, mit Fixiererring	10	100	6
101Y.G07D	Stumpf, mit Fixiererring	12	100	6

# Ballon-Trokare nach Hasson

## Stumpf, mit weicher Verankerung



### BESCHREIBUNG / VORTEILE

Einweg-Trokare gewährleisten einen gut funktionierenden und Patienten schonenden Zugang zur Bauchhöhle und einen sicheren Einsatz endoskopischer Instrumente und deren Austausch.

- + Für eine einhändige Anwendung
- + Röntgendurchlässige Trokarhülse mit Rillenprofil
- + Ergonomisch geformtes Design für eine sichere Führung des Trokars
- + Einfacher Instrumentenwechsel während der Anwendung
- + Trokarhülse mit Ballonfixierung
- + Atraumatische Trokarspitze
- + Trokarhülse mit Fixierungs-Gel-Kern
- + Verschiedene Durchmesser erhältlich



Abnehmbares Gehäuse an der Trokarhülse



Trokarhülse mit Ballon



Weiche Verankerung



Lamellen-Dichtung für einen flexiblen Durchgang der Trokardorne

### Ballon-Trokare nach Hasson – stumpf, mit weicher Verankerung

REF	Beschreibung	Trokar-Ø ~ mm	Trokarhülse Länge ~ mm	VE in Stk.
101Y.B02D	Stumpf, mit weicher Verankerung	5	100	8
101Y.B05D	Stumpf, mit weicher Verankerung	10	100	6
101Y.B07D	Stumpf, mit weicher Verankerung	12	100	6