


Bladeless Trokare

Klingenlos, auch in langen Versionen für bariatrische Verfahren



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Einweg-Trokare gewährleisten einen gut funktionierenden und Patienten schonenden Zugang zur Bauchhöhle und einen sicheren Einsatz endoskopischer Instrumente und deren Austausch.

- + Für eine einhändige Anwendung
- + Röntgendurchlässige Trokarhülse mit Rillenprofil
- + Ergonomisch geformtes Design für eine sichere Führung des Trokars
- + Einfacher Instrumentenwechsel während der Anwendung
- + Verschiedene Längen und Durchmesser erhältlich



Abnehmbares Gehäuse an der Trokarhülse



Röntgendurchlässige Trokarhülse mit Rillenprofil



Klingenlose Trokardorne



Lamellen-Dichtung für einen flexiblen Durchgang der Trokardorne

Trokare und Trokarhülsen – klingenlos

REF	Beschreibung	Trokar-Ø ~ mm	Trokarhülse Länge ~ mm	VE in Stk.
101Y.202	Klingenlos	5	100	8
101Y.205	Klingenlos	10	100	6
101Y.207	Klingenlos	12	100	6

Trokare und Trokarhülsen – klingenlos, für bariatrische Verfahren

101Y.204	Klingenlos, für bariatrische Verfahren	5	130	8
101Y.206	Klingenlos, für bariatrische Verfahren	10	150	6
101Y.208	Klingenlos, für bariatrische Verfahren	12	150	6