

# HOMECARE KATALOG



Janmed ist für die Bereiche Handel und Vertrieb von Medizinprodukten nach DIN EN ISO 13485 und DIN EN ISO 9001 zertifiziert



- HYGIENE
- UROLOGIE
- SAUERSTOFFTHERAPIE
- PFLEGEBEDARF
- PRAXISBEDARF

Janmed+



# HYGIENE

Janmed +

# Liegenabdeckungen

## 2-lagig, auf Rolle



### BESCHREIBUNG / VORTEILE

- + Liegenabdeckung auf Rolle
- + 2 Lagen aus 100 % reinem Zellstoff
- + Qualität: ca. 2 x 18 g/m<sup>2</sup>
- + Weich, reiss- und nassfest, geprägt und hochweiß
- + Perforiert, bei einer Abrisslänge von 38 cm (131 Abrisse)
- + Rollen sind einzeln eingeschweißt
- + Verschiedene Rollen-Breiten im Sortiment
- + Latexfrei



Geprägt, reiss- und nassfest

Perforierter Abriss

### Liegenabdeckungen

REF	Breite ~ cm	Länge ~ m	VE in Stk.
315039	39	50	9
315050	50	50	9
315055	55	50	9
315059	59	50	9

# Trageschutzlaken

## 2 Lagen



### BESCHREIBUNG / VORTEILE

Für einen hygienischen Schutz von Tragen und Liegen vor Nässe und Verunreinigung.

- + 2 Lagen
- + Gewicht Tissue: 24 g/m<sup>2</sup> (±2 g)
- + Gewicht Polyethylen Folie: 16 g/m<sup>2</sup> (±1 g)
- + Fadenverstärkt mit 48 Fäden
- + Flüssigkeitsdichte PE-Folie auf Unterseite
- + Reißfest und strapazierfähig
- + Material: Papier, beschichtet
- + Haltbarkeit: 5 Jahre
- + Unsteril



Fadenverstärktes  
Trageschutzlaken

Flüssigkeitsdichte Unterseite

Unterverpackt zu 25 Stück

### Trageschutzlaken

REF	Farbe	Größe (B x L)	VE in Stk.
775210	weiß	75 x 210 cm	100 (4x 25)

# Untersuchungshandschuhe

## Nitril















### BESCHREIBUNG / VORTEILE

Einweg-Untersuchungs- und Schutzhandschuhe aus Nitril

- + Puderfrei
- + Latexfrei
- + DEHP-frei
- + Unsteril
- + Verschieden Größen
- + Verschieden Farben
- + Einmalprodukt

### Untersuchungshandschuhe, Nitril

REF	Beschreibung	Größe	Farbe	VE in Stk.
721010	Untersuchungshandschuhe, Nitril	S	blau 	100
721020	Untersuchungshandschuhe, Nitril	M	blau 	100
721030	Untersuchungshandschuhe, Nitril	L	blau 	100
721040	Untersuchungshandschuhe, Nitril	XL	blau 	100
722010	Untersuchungshandschuhe, Nitril	S	weiß 	100
722020	Untersuchungshandschuhe, Nitril	M	weiß 	100
722030	Untersuchungshandschuhe, Nitril	L	weiß 	100
722040	Untersuchungshandschuhe, Nitril	XL	weiß 	100
723010	Untersuchungshandschuhe, Nitril	S	schwarz 	100
723020	Untersuchungshandschuhe, Nitril	M	schwarz 	100
723030	Untersuchungshandschuhe, Nitril	L	schwarz 	100
723040	Untersuchungshandschuhe, Nitril	XL	schwarz 	100





# Vlies-Einwegkittel

## Aus extra dickem Material



### BESCHREIBUNG / VORTEILE

Vlies-Einwegkittel zum Schutz vor Keimverschleppung.  
Für Pflegepersonal und Besucher

- + Vlieskittel aus extra dickem Material
- + Front- und Armereich flüssigkeitsabweisend
- + Mit Verschlussbändern im Taillen- und Nackenbereich
- + Großzügiger Schnitt für vollständige Abdeckung und Bewegungsfreiheit
- + Ärmelabschluss mit gut schließenden gestrickten Bündchen
- + Einmalprodukt
- + Latexfrei
- + Haltbarkeit: 3 Jahre



Gestrickte Bündchen





Verschlussband an der Taille



Verschlussband im Nacken

### Vlies-Einwegkittel aus extra dickem Material

REF	Beschreibung	Größe ~ cm L x B	Material ~ g / m <sup>2</sup>	Farbe	PZN	VE in Stk.
701050	Vlies-Einwegkittel mit Verschlussbändern und gestrickten Bündchen, extra dickes Vliesmaterial, Haltbarkeit 3 Jahre	125 x 145	43 g / m <sup>2</sup> (+/- 2 g / m <sup>2</sup> )	dunkel- grün 	11879171	5x 10



# Vlies-Einwegkittel

## Mit gestrickten Bündchen



### BESCHREIBUNG / VORTEILE

Vlies-Einwegkittel zum Schutz vor Keimverschleppung.  
Für Pflegepersonal und Besucher

- + Mit Verschlussbändern im Taillen- und Nackenbereich
- + Großzügiger Schnitt für vollständige Abdeckung und Bewegungsfreiheit
- + Ärmelabschluss mit gut schließenden gestrickten Bündchen
- + Einmalprodukt
- + Latexfrei
- + Haltbarkeit: 3 Jahre





Gestrickte, gut schließende Bündchen

Verschlussband im Nacken

Verschlussband an der Taille

### Vlies-Einwegkittel mit gestrickten Bündchen

REF	Beschreibung	Größe ~ cm L x B	Material ~ g / m <sup>2</sup>	Farbe	PZN	VE in Stk.
701040	Vlies-Einwegkittel mit Verschlussbändern und gestrickten Bündchen, Haltbarkeit 3 Jahre	130 x 160	25 g / m <sup>2</sup> (+/- 2 g / m <sup>2</sup> )	grün 	11879165	10 x 10



# Vlies-Einwegkittel

## DIN EN 14126



### BESCHREIBUNG / VORTEILE

Vlies-Einwegkittel – empfohlen im Rahmen von Schutzmaßnahmen bei MRSA- und Norovirusinfektionen

- + Erfolgreich geprüft nach DIN EN 14126: ISO 16603, 16604, EN ISO 22610, 22611 und 22612
- + Front- und Armbereich flüssigkeitsabweisend
- + Mit Verschlussbändern im Taillen- und Nackenbereich
- + Großzügiger Schnitt für vollständige Abdeckung und Bewegungsfreiheit
- + Ärmelabschluss mit gut schließenden gestrickten Bündchen
- + Einmalprodukt
- + Latexfrei
- + Haltbarkeit: 3 Jahre



Flüssigkeitsabweisend im Front- und Armbereich


Gestrickte, gut schließende Bündchen

Verschlussband im Nacken

Verschlussband an der Taille

### Vlies-Einwegkittel DIN EN 14126

REF	Beschreibung	Größe ~ cm L x B	Material ~ g / m <sup>2</sup>	Farbe	PZN	VE in Stk.
700030	Vlies-Einwegkittel – empfohlen im Rahmen von Schutzmaßnahmen bei MRSA- und Norovirusinfektionen – im Front- und Armbereich flüssigkeitsabweisend, mit Verschlussbändern und gestrickten Bündchen, Haltbarkeit 3 Jahre	130 x 140	41 g / m <sup>2</sup> (+/- 2 g / m <sup>2</sup> )	gelb	11862271	100





# CPE-Schutzkittel

## DIN EN 14126



### BESCHREIBUNG / VORTEILE

CPE-Schutzkittel als Infektionsschutz und Prävention gegen kontaminierte Flüssigkeiten.

- + Zertifiziert nach DIN EN 14126
- + Flüssigkeitsdicht, auch gegen Infektionserreger
- + Mit Daumenloch gegen Ärmelrutschen
- + Mit Bindebändern im Taillenbereich
- + Halsausstanzung
- + Einfaches An- und Ausziehen durch Perforation im Nackenbereich
- + Offener Rückenbereich
- + Material: CPE (chloriertes Polyethylen), gehämmert
- + Einmalprodukt
- + Unsteril
- + Latexfrei
- + Hygienische Einzelverpackung
- + Haltbarkeit: 5 Jahre



Daumenloch




Halsausstanzung



Offener Rückenbereich

### CPE-Schutzkittel mit Daumenloch

REF	Beschreibung	Größe ~ cm L x B	Material ~ g / m <sup>2</sup>	Farbe	PZN	VE in Stk.
700520	CPE-Schutzkittel mit Daumenloch. Zertifiziert nach DIN EN 14126. Haltbarkeit 5 Jahre	120 x 200	23 g / m <sup>2</sup> (+/- 2 g / m <sup>2</sup> )	blau	16685649	100



# CPE-Schutzkittel

## DIN EN 14126



### BESCHREIBUNG / VORTEILE

CPE-Schutzkittel als Infektionsschutz und Prävention gegen kontaminierte Flüssigkeiten.

- + Zertifiziert nach DIN EN 14126
- + Flüssigkeitsdicht, auch gegen Infektionserreger
- + Mit Daumenloch gegen Ärmelrutschen
- + Mit Bindebändern im Taillenbereich
- + Halsausstanzung
- + Einfaches An- und Ausziehen durch Perforation im Nackenbereich
- + Offener Rückenbereich
- + Material: CPE (chloriertes Polyethylen), gehämmert
- + Einmalprodukt
- + Unsteril
- + Latexfrei
- + Hygienische Einzelverpackung
- + Haltbarkeit: 5 Jahre



Daumenloch





Halsausstanzung



Offener Rückenbereich

### CPE-Schutzkittel mit Daumenloch

REF	Beschreibung	Größe ~ cm L x B	Material ~ g / m <sup>2</sup>	Farbe	PZN	VE in Stk.
700522	CPE-Schutzkittel mit Daumenloch. Zertifiziert nach DIN EN 14126. Haltbarkeit 5 Jahre	120 x 200	23 g / m <sup>2</sup> (+/- 2 g / m <sup>2</sup> )	schwarz 	16685649	100



# CPE-Schutzkittel Mit Daumenloch




## BESCHREIBUNG / VORTEILE

CPE-Schutzkittel als Infektionsschutz und Prävention gegen kontaminierte Flüssigkeiten.

- + Zertifiziert nach DIN EN 14126
- + Mit Daumenloch gegen Ärmelrutschen
- + Mit Bindebändern im Taillenbereich
- + Halsausstanzung
- + Einfaches An- und Ausziehen
- + Offener Rückenbereich
- + Material: CPE (chloriertes Polyethylen), glatte Oberfläche
- + Einmalprodukt
- + Latexfrei
- + Hygienische Einzelverpackung
- + Haltbarkeit: 5 Jahre



Daumenloch




Halsausstanzung



Offener Rückenbereich

## CPE-Schutzkittel mit Daumenloch

REF	Beschreibung	Größe ~ cm L x B	Material ~ g / m <sup>2</sup>	Farbe	VE in Stk.
700521	CPE-Schutzkittel mit Daumenloch und Bindebändern im Taillenbereich	120 x 200	50 g / m <sup>2</sup> (+/- 2 g / m <sup>2</sup> )	blau	100



# SMS-Schutzkittel

## 3-lagig, mit gestrickten Trikotbündchen



### BESCHREIBUNG / VORTEILE

Vlies-Einwegkittel zum Schutz vor Keimverschleppung.  
Für Pflegepersonal und Besucher

- + Schutzkittel aus 3-lagigem SMS-Verbundmaterial, Spinvlies - Meltblownvlies - Spinvlies
- + Mit Verschlussbändern im Taillen- und Nackenbereich
- + Großzügiger Schnitt für vollständige Abdeckung und Bewegungsfreiheit
- + Ärmelabschluss mit gut schließenden gestrickten Trikotbündchen
- + Einmalprodukt
- + Latexfrei
- + Haltbarkeit: 5 Jahre



Gestrickte, gut schließende Trikotbündchen





Verschlussband im Nacken



Verschlussband an der Taille

### SMS-Schutzkittel, 3-lagig

REF	Beschreibung	Größe ~ cm L x B	Material ~ g / m <sup>2</sup>	Farbe	PZN	VE in Stk.
701080	SMS-Schutzkittel mit Verschlussbändern und gestrickten Trikotbündchen, Haltbarkeit 5 Jahre	115 x 150	40 g / m <sup>2</sup> (+/- 2 g / m <sup>2</sup> )	blau 	17199460	5 x 10





# Vlies-Einwegkittel

## Komplett flüssigkeitsabweisend



### BESCHREIBUNG / VORTEILE

Vlies-Einwegkittel – empfohlen im Rahmen von Schutzmaßnahmen bei MRSA- und Norovirusinfektionen

- + Komplett flüssigkeitsabweisend
- + Mit Verschlussbändern im Taillen- und Nackenbereich
- + Großzügiger Schnitt für vollständige Abdeckung und Bewegungsfreiheit
- + Ärmelabschluss mit gut schließenden gestrickten Bündchen
- + Material: PP-Vlies / PE
- + Einmalprodukt
- + Latexfrei
- + Haltbarkeit: 3 Jahre



Gestrickte Bündchen



Halsausschnitt




Verschlussband an der Taille



Komplett flüssigkeitsabweisend

### Vlies-Einwegkittel, komplett flüssigkeitsabweisend

REF	Beschreibung	Größe ~ cm L x B	Material ~ g / m <sup>2</sup>	Farbe	VE in Stk.
700050	Vlies-Einwegkittel – empfohlen im Rahmen von Schutzmaßnahmen bei MRSA- und Norovirusinfektionen. Komplett flüssigkeitsabweisend	139 x 139	32 g / m <sup>2</sup> (+/- 2 g / m <sup>2</sup> )	blau	10 x 10





# Vlies-Einwegkittel Mit elastischen Bündchen



## BESCHREIBUNG / VORTEILE

Vlies-Einwegkittel zum Schutz vor Keimverschleppung.  
Für Pflegepersonal und Besucher

- + Mit Verschlussbändern im Taillen- und Nackenbereich
- + Großzügiger Schnitt für vollständige Abdeckung und Bewegungsfreiheit
- + Ärmelabschluss mit elastischen Bündchen mit Gummizug
- + Einmalprodukt
- + Latexfrei
- + Haltbarkeit: 3 Jahre



Elastische Bündchen mit Gummizug





Verschlussband im Nacken



Verschlussband an der Taille

## Vlies-Einwegkittel mit elastischen Bündchen

REF	Beschreibung	Größe ~ cm L x B	Material ~ g / m <sup>2</sup>	Farbe	VE in Stk.
701075	Vlies-Einwegkittel – mit Verschlussbändern und elastischen Bündchen mit Gummizug	115 x 137	18 g / m <sup>2</sup> (+/- 2 g / m <sup>2</sup> )	grün 	10 x 10



# Vlies-Einwegkittel

## Im Front- und Armbereich flüssigkeitsabweisend




### BESCHREIBUNG / VORTEILE

Vlies-Einwegkittel – empfohlen im Rahmen von Schutzmaßnahmen bei MRSA- und Norovirusinfektionen


- + Front- und Armbereich flüssigkeitsabweisend
- + Mit Verschlussbändern im Taillen- und Nackenbereich
- + Großzügiger Schnitt für vollständige Abdeckung und Bewegungsfreiheit
- + Ärmelabschluss mit gut schließenden gestrickten Bündchen
- + Material: PP-Vlies / PE
- + Einmalprodukt
- + Latexfrei
- + Haltbarkeit: 3 Jahre



Gestrickte Bündchen



Flüssigkeitsabweisend




Verschlussband an der Taille



Verschlussband im Nacken

### Vlies-Einwegkittel, Front- und Armbereich flüssigkeitsabweisend

REF	Beschreibung	Größe ~ cm L x B	Material ~ g / m <sup>2</sup>	Farbe	PZN	VE in Stk.
701060	Vlies-Einwegkittel – empfohlen im Rahmen von Schutzmaßnahmen bei MRSA- und Norovirusinfektionen. Front- und Armbereich flüssigkeitsabweisend	136 x 136	26 g / m <sup>2</sup> (+/- 2 g / m <sup>2</sup> )	gelb	17199448	10 x 10



# Vlies-Einwegkittel Mit gestrickten Bündchen



## BESCHREIBUNG / VORTEILE

Vlies-Einwegkittel zum Schutz vor Keimverschleppung.  
Für Pflegepersonal und Besucher.

- + Mit Verschlussbändern im Taillen- und Nackenbereich
- + Großzügiger Schnitt für vollständige Abdeckung und Bewegungsfreiheit
- + Ärmelabschluss mit gut schließenden gestrickten Bündchen
- + Einmalprodukt
- + Latexfrei
- + Haltbarkeit: 3 Jahre




Gestrickte Bündchen

Verschlussband im Nacken

Verschlussband an der Taille

## Vlies-Einwegkittel mit gestrickten Bündchen

REF	Beschreibung	Größe ~ cm L x B	Material ~ g / m <sup>2</sup>	Farbe	VE in Stk.
701070	Vlies-Einwegkittel – zum Schutz vor Keimverschleppung. Für Pflegepersonal und Besucher.	110 x 140	23 g / m <sup>2</sup> (+/- 2 g / m <sup>2</sup> )	grün	10 x 10



# Vlies-Einwegkittel Mit gestrickten Bündchen



## BESCHREIBUNG / VORTEILE

Vlies-Einwegkittel zum Schutz vor Keimverschleppung.  
Für Pflegepersonal und Besucher.

- + Mit Verschlussbändern im Taillen- und Nackenbereich
- + Großzügiger Schnitt für vollständige Abdeckung und Bewegungsfreiheit
- + Ärmelabschluss mit gut schließenden gestrickten Bündchen
- + Einmalprodukt
- + Latexfrei
- + Haltbarkeit: 5 Jahre





Gestrickte Bündchen

Verschlussband an der Taille

Verschlussband im Nacken

## Vlies-Einwegkittel mit gestrickten Bündchen

REF	Beschreibung	Größe ~ cm L x B	Material ~ g / m <sup>2</sup>	Farbe	VE in Stk.
701030	Vlies-Einwegkittel – zum Schutz vor Keimverschleppung. Für Pflegepersonal und Besucher.	130 x 140	28 g / m <sup>2</sup> (+/- 2 g / m <sup>2</sup> )	brombeere 	10 x 10





# Vlies-Einwegkittel für Kinder

## Beschichtet & flüssigkeitsabweisend



### BESCHREIBUNG / VORTEILE

Vlies- Einwegkittel für Kinder, empfohlen im Rahmen von Schutzmaßnahmen bei MRSA- und Norovirusinfektionen.

- + Front- und Armbereich flüssigkeitsabweisend
- + Mit Verschlussbändern im Taillen- und Nackenbereich
- + Ärmelabschluss mit gut schließenden gestrickten Bündchen
- + Material: PP-Vlies / PE
- + Einmalprodukt
- + Latexfrei
- + Haltbarkeit: 3 Jahre



Gestrickte Bündchen



Verschlussband im Nacken




Verschlussband an der Taille



Flüssigkeitsabweisend

### Vlies-Einwegkittel für Kinder

REF	Beschreibung	Größe ~ cm L x B	Material ~ g / m <sup>2</sup>	Farbe	VE in Stk.
701020	Vlies-Einwegkittel für Kinder – empfohlen im Rahmen von Schutzmaßnahmen bei MRSA- und Norovirusinfektionen. Front- und Armbereich flüssigkeitsabweisend	90 x 100	30 g / m <sup>2</sup> (+/- 2 g / m <sup>2</sup> )	gelb	10 x 10





# Klipphauben

Einfach elastisch, in unterschiedlichen Größen



REF 704080

## BESCHREIBUNG / VORTEILE

- + Ideal für den Einsatz im Krankenhaus und in der Pharma- sowie Lebensmittelindustrie
- + Aus leichtem, atmungsaktivem Vliesstoff
- + Material: Polypropylen-Spinnvlies, 10 g/m<sup>2</sup>
- + Verschiedene Durchmesser
- + Angenehmer Tragekomfort
- + In praktischer Spenderbox
- + Unsteril
- + Latexfrei
- + CE-Kennzeichnung









Klipphaube (REF 704090)



Klipphauben in Spenderbox (REF 704070)

## Klipphauben

REF	Beschreibung	Größe Ø ~ cm	Material ~ g / m <sup>2</sup>	Farbe	PZN	VE
704070	Einfach elastisch	53	10 (±2)	grün 	17298245	100 Stk. in Spenderbox
704080	Einfach elastisch	53	10 (±2)	blau 	17298251	100 Stk. in Spenderbox
704090	Einfach elastisch	53	10 (±2)	weiß 	17298268	100 Stk. in Spenderbox
716070	Einfach elastisch	60	10 (±2)	grün 	17314547	100 Stk. in Spenderbox
716080	Einfach elastisch	60	10 (±2)	blau 	17314553	100 Stk. in Spenderbox
716090	Einfach elastisch	60	10 (±2)	weiß 	17314576	100 Stk. in Spenderbox

# Bouffant-Hauben

## Mit latexfreiem Gummizug



REF 705380

### BESCHREIBUNG / VORTEILE






- + Ideal für den Einsatz im Krankenhaus und in der Pharma- sowie Lebensmittelindustrie
- + Aus leichtem, atmungsaktivem Vliesstoff
- + Material: Polypropylen-Spinnvlies, 10 g/m<sup>2</sup>
- + Verschiedene Durchmesser
- + In praktischer Spenderbox
- + Angenehmer Tragekomfort
- + Unsteril
- + Latexfrei
- + CE-Kennzeichnung



Bouffant-Hauben in drei verschiedenen Farben

Bouffant-Hauben in Spenderbox (REF 705380)

### Bouffant-Hauben

REF	Beschreibung	Größe Ø ~ cm	Material ~ g / m <sup>2</sup>	Farbe	PZN	VE
705370	Schwesternhaube im Bouffant-Stil	53	10 (±2)	grün 	17298073	100 Stk. in Spenderbox
705380	Schwesternhaube im Bouffant-Stil	53	10 (±2)	blau 	17298096	100 Stk. in Spenderbox
705390	Schwesternhaube im Bouffant-Stil	53	10 (±2)	weiß 	17298104	100 Stk. in Spenderbox
706070	Schwesternhaube im Bouffant-Stil	60	10 (±2)	grün 	17298110	100 Stk. in Spenderbox
706090	Schwesternhaube im Bouffant-Stil	60	10 (±2)	weiß 	17298127	100 Stk. in Spenderbox

# OP-Hauben Zum Binden



REF 702070

## BESCHREIBUNG / VORTEILE

- + Ideal für den Einsatz im Krankenhaus und in der Pharma- sowie Lebensmittelindustrie
- + Aus leichtem, atmungsaktivem Vliesstoff
- + Material: Polypropylen-Spinnvlies, 19 g/m<sup>2</sup>
- + In praktischer Spenderbox
- + Wird mit zwei Bändern um den Hals befestigt
- + Angenehmer Tragekomfort
- + Unsteril
- + Latexfrei
- + CE-Kennzeichnung



OP-Haube mit Schweißband, Ansicht innen (REF702071)

OP-Hauben in Spenderbox (REF 702070)

## OP-Hauben

REF	Beschreibung	Größe	Material ~ g / m <sup>2</sup>	Farbe	PZN	VE
702070	OP-Haube zum Binden	universal	19 (±2)	grün	17298133	100 Stk. in Spenderbox
702071	OP-Haube zum Binden mit Schweißband	universal	19 (±2)	grün	17298156	100 Stk. in Spenderbox

# Astronautenhauben

## Mit integriertem 2-lagigen Mundschutz



### BESCHREIBUNG / VORTEILE

- + Ideal für den Einsatz im Krankenhaus und in der Pharma- sowie Lebensmittelindustrie
- + Material aus PP-Vliesstoff (Polypropylen)
- + Mit integriertem 2-lagigen Mundschutz
- + Nasenbügel für optimalen Sitz
- + Gummizug
- + Glasfaserfrei
- + Atmungsaktiv
- + Staubdicht
- + Angenehmer Tragekomfort
- + Geringes Gewicht
- + Latexfrei



Mit integriertem Mundschutz, glasfaserfrei und atmungsaktiv

### Astronautenhauben

REF	Beschreibung	Größe ~ cm	Farbe	PZN	VE
707090	Astronautenhaube PP, mit integriertem 2-lagigen Mundschutz	36 x 36	weiß <input type="checkbox"/>	17304649	100 Stk. im PE-Beutel

# CPE-Überschuhe

## Mit Struktur auf der Unterseite



### BESCHREIBUNG / VORTEILE

- + Luftdurchlässig
- + Unterseite mit rutschhemmender Struktur aus CPE
- + Einmalprodukt
- + Latexfrei
- + Haltbarkeit: 3 Jahre



Unterseite mit rutschhemmender Struktur aus CPE

### CPE-Überschuhe

REF	Beschreibung	Größe ~ cm L x B	Material ~ g / m <sup>2</sup>	Farbe	VE in Stk.
700530	Überschuhe mit rutschhemmender Struktur aus CPE auf der Unterseite	38,5 x 17	30	blau	100



# CPE-Überschuhe


## Gehämmert



### BESCHREIBUNG / VORTEILE

- + Aus chloriertem Polyethylen
- + Latexfrei
- + Gehämmert
- + Im praktischen Folienbeutel
- + CE-Kennzeichnung

### CPE-Überschuhe

REF	Beschreibung	Größe ~ cm L x B	Farbe	VE in Stk.
700531	Überschuhe aus CPE (chloriniertes Polyethylen)	40 x 15	blau 	100

# Überstiefel

## Laminiert, in zwei unterschiedlichen Größen





### BESCHREIBUNG / VORTEILE

- + Ideal für den Einsatz im Krankenhaus und in der Pharma- sowie Lebensmittelindustrie
- + Material aus laminiertem, zweilagigem Polypropylen mit mikroporöser Laminierung
- + Beständig gegen Öle
- + Flüssigkeitsabweisend
- + Reißfest
- + Gummizug an der Wade
- + Verschlussband am Sprunggelenk für einen sicheren Halt
- + Im praktischen PE-Beutel



Überstiefel in zwei unterschiedliche Größen

### Überstiefel

REF	Beschreibung	Größe ~ cm L x H	Material ~ g / m <sup>2</sup>	Farbe	PZN	VE in Stk.
700532	Überstiefel klein, aus laminiertem, zweilagigem Polypropylen mit mikroporöser Laminierung	34 x 39	55	weiß 	17314599	50
700533	Überstiefel groß, aus laminiertem, zweilagigem Polypropylen mit mikroporöser Laminierung	40 x 50	55	weiß 	17314607	50

# Medizinischer Mundschutz 3-lagig, Typ II R



## BESCHREIBUNG / VORTEILE

Medizinischer Mund-Nasen-Schutz zum Schutz vor der Exposition möglicherweise infektiöser Tröpfchen.

- + 3-lagig
- + Geprüft nach DIN EN 14683
- + Mit Nasenbügel
- + Material: Vlies
- + Mit Gummischlaufen
- + Gute Hautverträglichkeit – angenehm zu tragen
- + Einmalprodukt
- + Unsteril
- + Latexfrei
- + Haltbarkeit: 3 Jahre



Medizinischer Mundschutz, 3-lagig




Medizinischer Mundschutz mit Nasenbügel



50 Stück Verpackung REF HY98F1

## Medizinischer Mundschutz, 3-lagig

REF	Typ	Größe ~ cm L x B	Farbe	VE in Stk.
HY98F1	Typ II R	17 x 9,5	weiß-blau 	50



# Medizinischer Mundschutz

3-lagig, Typ II R, schwarz, EN14683:2019



## BESCHREIBUNG / VORTEILE

Medizinischer Mund-Nasen-Schutz zum Schutz vor der Exposition möglicherweise infektiöser Tröpfchen. Für den Einsatz im Krankenhaus und in der Pflege.

- + Geprüft nach DIN EN 14683:2019 mit CE Kennzeichnung
- + 3-lagig
- + BFE > 98%
- + Fluid Resistance > 120 mm Hg
- + Nasenbügel und Gummischlaufen
- + Gute Hautverträglichkeit & angenehm zu tragen
- + Einmalprodukt
- + Latexfrei




2 Gummischlaufen zur einfachen Befestigung



50 Stück Verpackung



## Medizinischer Mundschutz, 3-lagig, schwarz

REF	Typ	Größe ~ cm L x B	Farbe	VE in Stk.
700214	Typ II R	17 x 9,5	schwarz 	50

# Medizinischer Mundschutz

## 3-lagig, Typ II R, blau, zum Binden, EN14683:2019



### BESCHREIBUNG / VORTEILE

Medizinischer Mund-Nasen-Schutz zum Schutz vor der Exposition möglicherweise infektiöser Tröpfchen. Für den Einsatz im Krankenhaus und in der Pflege.

- + Geprüft nach DIN EN 14683:2019 mit CE Kennzeichnung
- + 3-lagig
- + BFE > 98%
- + Fluid Resistance > 120 mm Hg
- + Nasenbügel und Gummischlaufen
- + Gute Hautverträglichkeit & angenehm zu tragen
- + Einmalprodukt
- + Latexfrei



Medizinischer Mundschutz, 3-lagig, zum Binden




Medizinischer Mundschutz mit Nasenbügel



50 Stück Verpackung

### Medizinischer Mundschutz, 3-lagig, zum Binden

REF	Typ	Größe ~ cm L x B	Farbe	VE in Stk.
700213	Typ II R	17 x 9,5	weiß-blau 	50



# Medizinischer Mundschutz

3-lagig, Typ II R, schwarz, EN14683:2019



## BESCHREIBUNG / VORTEILE

Medizinischer Mund-Nasen-Schutz zum Schutz vor der Exposition möglicherweise infektiöser Tröpfchen. Für den Einsatz im Krankenhaus und in der Pflege.

- + Geprüft nach DIN EN 14683:2019 mit CE Kennzeichnung
- + 3-lagig
- + BFE > 98%
- + Fluid Resistance > 120 mm Hg
- + Nasenbügel und Gummischlaufen
- + Gute Hautverträglichkeit & angenehm zu tragen
- + Einmalprodukt
- + Latexfrei



2 Gummischlaufen zur einfachen Befestigung

50 Stück Verpackung



## Medizinischer Mundschutz, 3-lagig, schwarz

REF	Typ	Größe ~ cm L x B	Farbe	VE in Stk.
700211	Typ II R	17 x 9,5	schwarz 	50

# Medizinischer Mundschutz KIDS

Geprüft nach DIN EN 14683



## BESCHREIBUNG / VORTEILE

- + Geprüft nach DIN EN 14683 mit CE Kennzeichnung
- + 3-lagiger Mundschutz
- + BFE > 98%
- + Mit Gummischlaufen und integriertem Nasenbügel
- + Gute Hautverträglichkeit & angenehm zu tragen
- + Einmalprodukt
- + Latexfrei




Mundschutz KIDS

50 Stück Verpackung



## Medizinischer Mundschutz KIDS

REF	Größe ~ cm L x B	Motiv / Farbe	VE in Stk.
700210_rosa	14,5 x 9	Pandabär / rosa 	50

# FFP2 NR D Atemschutzmaske

## CE-zertifiziert



### BESCHREIBUNG / VORTEILE

Zum Schutz vor gesundheitsschädlichen festen und flüssigen Partikel. Für den Einsatz im Krankenhaus und in der Pflege.

- + CE-zertifiziert
- + Zum Eigen- und Fremdschutz
- + Formoptimierte Faltmaske
- + Mit Nasenbügel und Schaumstoffpolsterung
- + Entspricht der DIN EN 149:2001-10 + A1:2009
- + Filterleistung:  $\geq 95\%$
- + Zusätzliche Dolomitstaubprüfung – weniger Atemwiderstand bei längerer Nutzungszeit
- + Mit 2 Gummibändern zur Befestigung
- + Einzelne hygienische Verpackung
- + Haltbarkeit: 5 Jahre



2 Gummibänder zur Befestigung




Mit Nasenbügel und Schaumstoffpolsterung



Faltbare Maske

### FFP2 NR D Atemschutzmaske

REF	Größe ~ L x B mm	Farbe	VE in Stk.
HY8220	115 x 160	weiß 	20



# FFP2 NR Atemschutzmaske

Geprüft nach EN149:2001 + A1:2009



## BESCHREIBUNG / VORTEILE

Die Supernal FFP2 Maske bietet sowohl Eigenschutz als auch Fremdschutz nach dem Standard EN 149:2001 + A1:2009 und gehört somit zur persönlichen Schutzausrüstung der Klasse III.

- + CE-zertifiziert
- + Geprüft nach EN149:2001 + A1:2009 – Regelt die Mindestanforderungen für partikelfiltrierende Masken in den jeweiligen Schutzstufen
- + Formoptimierte Faltmaske
- + Filterwirkung  $\geq 94\%$
- + Ohrschlaufen inkl. Maskenhaken
- + Verstellbare Nasenbügel mit Schaumstoffpolsterung
- + Einmalprodukt
- + Inkl. Maskenhaken – entlastet den Druck hinter den Ohren
- + Einzeln im Folienbeutel verpackt
- + Haltbarkeit: 3 Jahre



Flache faltbare Maske




Mit Nasenbügel und Schaumstoffpolsterung



Inkl. Maskenhaken in weiß

## FFP2 NR Atemschutzmaske

REF	Größe ~ L x B mm	Farbe	VE in Stk.
WDF203	105 x 155	weiß 	25



# FFP3 NR D Atemschutzmaske

## CE-zertifiziert



### BESCHREIBUNG / VORTEILE

Zum Schutz vor gesundheitsschädlichen festen und flüssigen Partikel. Für den Einsatz im Krankenhaus und in der Pflege.

- + CE-zertifiziert
- + Zum Eigen- und Fremdschutz
- + Formoptimierte Faltmaske
- + Mit Nasenbügel und weicher Schaumpolsterung
- + Entspricht der DIN EN 149:2001 + A1:2009
- + Filterleistung:  $\geq 95\%$
- + Zusätzliche Dolomitstaubprüfung – weniger Atemwiderstand bei längerer Nutzungszeit
- + Mit 2 Gummibändern zur Befestigung
- + Einmalprodukt
- + Einzelne hygienische Verpackung
- + Haltbarkeit: 5 Jahre



2 Gummibänder zur Befestigung




Mit Nasenbügel und weicher Schaumpolsterung



Faltbare Maske

### FFP3 NR D Atemschutzmaske

REF	Größe ~ L x B cm	Farbe	VE in Stk.
HY9330	210 x 90	weiß 	20



# Maskenhaken / Maskenhalterungen

## Zubehör für medizinische Masken



Maskenhaken  
REF 700110



Maskenhalterungen  
REF 700111 und 700112

### BESCHREIBUNG / VORTEILE

Die Maskenhaken und -halterungen entlasten den Druck hinter den Ohren, der durch die Ohrenschlaufen der Maske entsteht und sind besonders geeignet für Personen, die ihren Mundschutz mehrere Stunden am Stück tragen müssen. Für den Einsatz im Krankenhaus und in der Pflege.


- + Hoher Tragekomfort
- + Material:  
Maskenhaken: PP (Polypropylen)  
Maskenhalterungen: Silikon
- + Entlastung für die Ohren
- + Stufenweise verstellbar (Maskenhalterungen)
- + Wiederverwendbar
- + Latexfrei





Maskenhaken REF 700110

Maskenhalterung REF 700112

### Maskenhaken

REF	Größe ~ cm L x B	Material	Farbe	VE in Stk.
700110	5,2 x 1,5	Polypropylen	weiß 	10

### Maskenhalterungen

700111	14 x 1,5	Silikon	schwarz 	10
700112	14 x 1,5	Silikon	weiß 	10

# Schutzbrille

Entspricht der DIN EN 166



## BESCHREIBUNG / VORTEILE

- + Entspricht der DIN EN 166
- + Vollsicht-Schutzbrille
- + Als Überbrille tragbar
- + Großes Sichtfeld
- + Mit Anti-Fog-Beschichtung
- + Komplett transparent
- + Latexfrei



Schutzbrille auch als Überbrille tragbar

Belüftungsöffnungen in den Bügeln

## Schutzbrille

REF	Gewicht ~ Gramm	Farbe	Material	VE in Stk.
778000	39,6	transparent	PC	20


# Infektionsschutzbrille

Entspricht der DIN EN 166



## BESCHREIBUNG / VORTEILE

- + Entspricht der DIN EN 166
- + Vollsicht-Schutzbrille
- + Hermetisch geschlossen
- + Als Überbrille tragbar
- + Großes Sichtfeld
- + Mit Anti-Fog-Beschichtung
- + Latexfrei



4 Belüftungsöffnungen

Verstellbares Gummihalteband

## Infektionsschutzbrille

REF	Gewicht ~ Gramm	Farbe	Material	VE in Stk.
778100	76	transparent	PC/Azetat	15



# Gesichtsvisier

## Wiederverwendbarer, verstellbarer Rahmen und wechselbare Visiere



### BESCHREIBUNG / VORTEILE

Das Medical Face Shield lässt sich durch die Zugkordel problemlos an jede Kopfform anpassen und ist wiederverwendbar. Im Lieferumfang befinden sich 10 Visiere zum Austausch. Das entspiegelte, klare Visier verfügt über eine Anti-Beschlag-Beschichtung und ist hochklappbar.

- + CE-Kennzeichnung
- + Optisch klares Visier
- + Visier ist hochklappbar
- + Rahmen lässt sich durch die Zugkordel problemlos an jede Kopfform anpassen und ist wiederverwendbar
- + Inklusive 10 Visiere zum Wechseln



Hochklappbares Visier

Höhenverstellbarer Rahmen und Zugkordel zur Anpassung an die Kopfform

### Gesichtsvisier

REF	Gewicht ~ Gramm	Maße Visier cm L x B	Farbe	Material	VE in Stk.
F02	Rahmen ohne Visier: 36,5 Rahmen mit 1 Visier: 55	28 x 19	Rahmen: blau Visier: transparent	PET, PP	1

# Gesichtsschild

## Rundum-Schutz für das gesamte Gesicht



### BESCHREIBUNG / VORTEILE

- + Der Stirnbereich ist durch Schaumstoff gepolstert
- + Elastisches Befestigungsband
- + Optisch klares Visier verfügt über Anti-Fog-Beschichtung
- + Transparentes und flexibles Folienvisier (Schutzfolie auf dem Visier bitte vor Verwendung abziehen)
- + Bequem mit Mundschutz und Korrekturbrille zu tragen



Schutzfolie vor Gebrauch abziehen



Weiche Schaumstoffpolsterung im Stirnbereich

### Gesichtsschild

REF	Gewicht ~ Gramm	Größe in cm L x B	Farbe	Material	VE in Stk.
779000	40	33 x 22	transparent	PET	15



# UROLOGIE

**Janmed +**

# Uroflex® 5000 TUR-bag

## Geschlossenes Urindrainagesystem / Spülbeutel



### BESCHREIBUNG / VORTEILE

Der TUR-bag Uroflex® 5000 – geschlossenes Urindrainagesystem – dient als Spülbeutel zur postoperativen transurethralen Blasenspülung.

- + Nadelfreie Urinprobeentnahme am Universalstufenkonnektor beugt Nadelstichverletzungen vor
- + Universalstufenkonnektor mit Schutzkappe ist für alle gängigen Katheter geeignet
- + Aufhängung des Systems mit stabilem und flexiblem Halter und zusätzlicher Kordel
- + Festes Doghouse gewährleistet optimalen Halt des Ablassventils
- + Senkrechtes Kreuzventil zum Schieben für den einfachen Einhandablass. Sorgt für ein sicheres und hygienisches Entleeren des Urinbeutels
- + Hydrophob beschichtete Mikrofilter an Tropfkammer und Urinbeutel zum hygienischen Druckausgleich
- + Anti-Knick-Spirale am proximalen Schlauchende reduziert das Abknicken des Schlauches
- + Flexibler und knickstabiler Schlauch mit Schiebeklemme und Bettuchklammer
- + Bakterien- und flüssigkeitsdichte Beutelbelüftung
- + Latexfrei



Geschützter hydrophober Bakterienfilter an Tropfkammer und integrierte Rückflusssperre



Senkrechtes Kreuzventil zum Schieben für die sichere und einfache Einhandbedienung



Konnektor mit nadelfreier Urinprobeentnahmestelle zur sicheren Entnahme der Urinprobe ohne das Risiko einer Stichverletzung



Anti-Knick-Spirale am proximalen Schlauchende reduziert das Risiko des Abknickens des Schlauches

### Uroflex® 5000 TUR-bag

REF	Beutelvolumen ml	Schlauchlänge cm	Typ	Ablassventil	PZN	VE in Stk.
600250	5000	120	nadelfrei	senkrecht Kreuzventil	12426632	20



# Uroflex® UMS1

## Geschlossenes Einkammer Urin Mess-System



### BESCHREIBUNG / VORTEILE

- + Nadelfreie Urinprobeentnahme am Universalstufenkonnektor beugt Nadelstichverletzungen vor
- + Mit Universal-Stufenkonnektor
- + Extra große Tropfkammer mit integrierter Rückflusssperre zum permanenten Druckausgleich. Somit kann das Risiko für aufsteigende Infektionen effektiv gesenkt werden
- + Exakte Feingraduierung für die Stundenmessung mit Frischurinentnahmestelle am Urimeter
- + Aufhängung des Systems mit stabilem und flexiblem Halter und zusätzlicher Kordel
- + Festes Doghouse gewährleistet optimalen Halt des Ablassventils
- + Kreuzventil zum Schieben für den einfachen Einhandablass. Sorgt für ein sicheres und hygienisches Entleeren des Urinbeutels
- + Hydrophob beschichtete Mikrofilter an Tropfkammer, Urimeter und Urinbeutel zum hygienischen Druckausgleich
- + Anti-Knick-Spirale am proximalen Schlauchende reduziert das Abknicken des Schlauches
- + Flexibler und knickstabiler Schlauch mit Schiebeklemme und Bettuchklammer
- + Bakterien- und flüssigkeitsdichte Beutelbelüftung
- + Bis zu 7 Tage einsetzbar
- + Latexfrei



Geschützter hydrophober Bakterienfilter an Tropfkammer und integriertes Rückflussventil



Anti-Knick-Spirale am proximalen Schlauchende reduziert das Risiko des Abknickens des Schlauches



Konnektor mit nadelfreier Urinprobeentnahmestelle zur sicheren Entnahme der Urinprobe ohne das Risiko einer Stichverletzung



Zusätzliche Belüftung durch Bakterienfilter (flüssigkeitsdicht)

### Uroflex® UMS1

REF	Beutelvolumen ml	Schlauchlänge cm	Urimeter ml	Typ	Ablassventil	PZN	VE in Stk.
600313	2600	150	500	nadelfrei	senkrecht Kreuzventil	12144460	10

# Uroflex® UMS500


## Geschlossenes Urin Mess-System mit Wechselbeutel



- + Durch geringe Systemlänge wird der Abstand zum Fußboden vergrößert und somit das Kontaminationsrisiko reduziert
- + Komfortabler Entleerungshebel für eine schnelle und vollständige Entleerung der Messkammer
- + Geschützter hydrophober Bakterienfilter in der Messkammer sorgt für eine risikoarme Entlüftung des Systems
- + Übersichtliche Skalierung ermöglicht ein präzises und schnelles Ablesen des Urinvolumens
- + Überlauf in der 500 ml Messkammer verhindert den Urinstau bei Überfüllung der Kammer
- + Rückschlagventil verhindert ein Zurückfließen des Urins von der Messkammer in den Schlauch
- + Wechselbeutel mit 2000 ml Volumen inkl. Kreuzventil-Ablasshahn und hydrophoben Bakterienfilter
- + Rückschlagventil im Wechselbeutel verhindert das Auslaufen des Urins beim Wechseln des Beutels
- + Anti-Knick-Spirale am proximalen Schlauchende reduziert das Risiko des Abknickens des Schlauches
- + Flexibler und knickstabiler Schlauch mit Schiebeklemme und Bettuchklammer
- + Konnektor mit nadelfreier Urinprobeentnahmestelle zur sicheren Entnahme der Urinprobe ohne das Risiko einer Stichverletzung
- + Variable Befestigungsmöglichkeiten am Bett
- + Latexfrei



Variable Befestigungsmöglichkeiten am Bett durch verschiedene Halterungen (Haken, Riemen)



Anti-Knick-Spirale am proximalen Schlauchende reduziert das Risiko des Abknickens des Schlauches



Komfortabler Entleerungshebel mit hydrophobem Bakterienfilter für eine schnelle und vollständige Entleerung der Messkammer



Docking für den Ablasshahn

### Uroflex® UMS500 geschlossenes Urin Mess-System mit Wechselbeutel

REF	Beutelvolumen ml	Schlauchlänge cm	Urimeter ml	Typ	VE in Stk.
600319	2000	150	500	nadelfrei	10

### Uroflex® UMS500 Wechselbeutel

REF	Beutelvolumen ml	VE in Stk.
600320	2000	50

# Uroflex® 2000

## Geschlossenes Urindrainagesystem



### BESCHREIBUNG / VORTEILE

- + Nadelfreie, plane Urinprobeentnahme am Universalstufenkonnektor beugt Nadelstichverletzungen vor
- + Mit Universal-Stufenkonnektor
- + Extra große Tropfkammer mit integrierter Rückflusssperre zum permanenten Druckausgleich. Somit kann das Risiko für aufsteigende Infektionen effektiv gesenkt werden
- + Aufhängung des Systems mit stabilem und flexiblem Halter und zusätzlicher Kordel mit Einhängeöse
- + Festes Doghouse gewährleistet optimalen Halt des Ablassventils
- + Senkrechtes Kreuzventil zum Schieben für den einfachen Einhandablass. Sorgt für ein sicheres und hygienisches Entleeren des Urinbeutels
- + Hydrophob beschichtete Mikrofilter an Tropfkammer und Urinbeutel zum hygienischen Druckausgleich
- + Flexibler und knickstabiler Schlauch mit Schiebeklemme und Bettuchklammer
- + Bakterien- und flüssigkeitsdichte Beutelbelüftung
- + Bis zu 7 Tage einsetzbar
- + Latexfrei



Geschützter hydrophober Bakterienfilter an Tropfkammer und integrierte Rückflusssperre



Senkrechtes Kreuzventil zum Schieben für die sichere und einfache Einhandbedienung



Konnektor mit nadelfreier Urinprobeentnahmestelle zur sicheren Entnahme der Urinprobe ohne das Risiko einer Stichverletzung



Zusätzliche Belüftung durch Bakterienfilter (flüssigkeitsdicht)

### Uroflex® 2000

REF	Beutelvolumen ml	Schlauchlänge cm	Typ	Ablassventil	Hilfsmittelnummer	PZN	VE in Stk.
600090	2000	90	nadelfrei	senkrecht Kreuzventil	15.25.07.0075	12146105	25
600120	2000	120	nadelfrei	senkrecht Kreuzventil	15.25.07.0069	12146111	25

# Sekretbeutel

## Einfaches System ohne Ablass



REF 601200

### BESCHREIBUNG / VORTEILE

- + Einfaches System ohne Ablass
- + Mit Universal-Stufenkonnektor
- + Doppelte Versiegelung des Beutels
- + Aufhängeösen extra verstärkt
- + Ausführung steril (EO) mit Rückflusssperre (NRV)
- + Ausführung unsteril ohne Rückflusssperre (NRV)
- + Verschiedene Volumina
- + Latexfrei
- + Haltbarkeit: 5 Jahre


Befestigung/Aufhängung  
durch 4 bzw. 2 verstärkte Ösen

Universal-Stufenkonnektor  
bei allen Beuteln

### Sekretbeutel

REF	Beutelvolumen ml	Schlauchlänge cm	Ausführung	Hilfsmittelnummer	PZN	VE in Stk.
600150	1500	90	unsteril ohne Rückflusssperre	-	13417374	200
600200	2000	90	unsteril ohne Rückflusssperre	-	13417380	200
601150	1500	90	steril mit Rückflusssperre	15.25.06.2006	13417397	100
601200	2000	90	steril mit Rückflusssperre	15.25.06.2006	13417405	100



# Urinbeutel

## Einfaches System mit Ablass




### BESCHREIBUNG / VORTEILE

- + Einfaches System mit Ablass
- + Mit Universal-Stufenkonnektor
- + Doppelte Versiegelung des Beutels
- + Aufhängeösen extra verstärkt
- + Kreuzventil für einfachen Einhandablass
- + Ausführung steril (EO) / unsteril
- + Rückflusssperre (NRV)
- + Latexfrei
- + Haltbarkeit: 5 Jahre

### Urinbeutel

REF	Beutel- volumen ml	Schlauch- länge cm	Ausführung	Hilfsmittel- nummer	PZN	VE in Stk.
600210	2000	90	steril mit Rückflusssperre	15.25.06.3050	13417411	50



Rückflusssperre



Praktischer Einhand Ablasshahn für die sichere und einfache Bedienung

# Beutelhalter

## Für Sekret-, Urinbeutel



### Beutelhalter

REF	Material / Farbe	Ausführung	Hilfsmittel- nummer	PZN	VE in Stk.	Stk. im Umkarton
600300	Kunststoff / grün	unsteril	15.99.99.0010	13417434	10	20x 10

### BESCHREIBUNG / VORTEILE

Beutelhalter für Sekret- &amp; Urinbeutel

- + Material: Kunststoff
- + Farbe: grün
- + Unsteril
- + Latexfrei
- + Haltbarkeit: 5 Jahre

# Uroflex® 1K

## 1-Kammer Urin-Beinbeutel




### BESCHREIBUNG / VORTEILE

Universell einsetzbarer, steriler 1-Kammer Urin-Beinbeutel.


- + Rückflusssperre (NRV)
- + Schlauchlänge (kürzbar): 50 cm
- + Zusätzlicher Konnektor
- + Flexibler und knickstabiler Schlauch mit Schutzkappe
- + Senkrechtes Kreuzventil zum Schieben für einfachen Einhandablass
- + Kurze Beutellänge durch hochklappbaren Ablasshahn
- + Anschlussmöglichkeit für Bettbeutel
- + Weiche und hautfreundliche Innenseite
- + Bis zu 7 Tage einsetzbar
- + Latexfrei
- + Haltbarkeit: 5 Jahre



Kurze Beutellänge durch hochklappbaren Ablasshahn



Weiches Doghouse



Hautfreundliche Vliesbeschichtung der Innenseite; praktische Ösen zum einfachen und sicheren Anbringen von Haltebändern



Anwendung mit Halteband REF 630535 u. REF 630635

### Uroflex® 1K

REF	Beutelvolumen ml	Schlauchlänge cm	Hilfsmittelnummer	PZN	VE in Stk.	Stk. im Umkarton
611750	750	50	15.25.05.3131	14285704	10	30

# Uroflex® 3K

## 3-Kammer Urin-Beinbeutel



REF 630500

### BESCHREIBUNG / VORTEILE

3-Kammer Beinbeutel für mehr Tragekomfort.


- + Rückflusssperre (NRV)
- + Schlauchlänge (kürzbar): 50 cm
- + Zusätzlicher Konnektor
- + Flexibler und knickstabiler Schlauch mit Schutzkappe
- + Senkrechtes Kreuzventil zum Schieben für einfachen Einhandablass
- + Anschlussmöglichkeit für Bettbeutel
- + Weiche und hautfreundliche Innenseite
- + Ausführungen: steril / unsteril
- + Verschiedene Volumina
- + Bis zu 7 Tage einsetzbar
- + Latexfrei
- + Haltbarkeit: 5 Jahre



Anwendung mit Halteband REF 630535



Anwendung mit Halteband REF 630635



Weiche und hautfreundliche Innenseite



Praktischer Einhand Ablasshahn und Ansatzstück für Bettbeutel


### Uroflex® 3K

REF	Beutel-volumen ml	Schlauch-länge cm	Ausführung	Hilfsmittelnummer	PZN	VE in Stk.	Stk. im Umkarton
630500	500	50	unsteril	15.25.05.3130	14168602	10	3 x 10
630750	750	50	unsteril	15.25.05.3130	14168625	10	3 x 10
631500	500	50	steril	15.25.05.3118	14168594	10	3 x 10
631750	750	50	steril	15.25.05.3119	14168619	10	3 x 10

# Haltebänder Für Urin-Beinbeutel



REF 630535



REF 630635

## BESCHREIBUNG / VORTEILE

Haltebänder für Urin-Beinbeutel zur sicheren und angenehmen Befestigung am Bein

- + Individuell einstellbar
- + Wiederverwendbar und waschbar bis 40°C
- + Unsteril
- + Latexfrei
- + Haltbarkeit: 5 Jahre



Anwendung Halteband REF 630635 mit Uroflex® 1K am Unterschenkel



Anwendung Halteband REF 630635 mit Uroflex® 3K am Oberschenkel

## Uroflex® Haltebänder

REF	Ausführung	Länge / Breite ~ cm	Hilfsmittelnummer	PZN	VE
630535	mit Klettverschluss	53 / 2,5	15.99.99.0009	14170668	10 Paar
630635	mit Klettverschluss und Knöpfen	63 / 3,5 u. 2,3	15.99.99.0009	14170651	10 Paar



# Uroflex® 24h

## Urin Bein-Bettbeutel

# Halteband

## Für Uroflex® 24h



### BESCHREIBUNG / VORTEILE

Geschlossenes Bein-Bett-Urindrainagesystem für Tag und Nacht.

- + Rückflusssperre (NRV)
- + Verschiedene Schlauchlängen
- + Extra große Tropfkammer
- + Nadelfrei Urinprobeentnahmestelle
- + Bakterien- und flüssigkeitsdichte Beutelbelüftung
- + Flexibler und knickstabiler Schlauch mit Schutzkappe
- + Senkrechtes Kreuzventil zum Schieben für einfachen Einhandablass
- + Kurze Beutellänge durch hochklappbaren Ablasshahn, inkl. weiches Doghouse
- + Anschlussmöglichkeit für Bettbeutel
- + Weiche und hautfreundliche Innenseite
- + Einfache Befestigung mit Haltebändern am Bein, bzw. am Bett, zusätzliche Kordel mit Einhängöse
- + Bis zu 7 Tagen einsetzbar
- + Latexfrei
- + Haltbarkeit: 5 Jahre



Hydrophobe Tropfkammer mit integrierter Rückflusssperre (NRV)



Nadelfreie Urinprobeentnahmestelle am Universalstufenkonnector



Hautfreundliche Vliesbeschichtung der Innenseite; praktische Ösen zum einfachen und sicheren Anbringen von Haltebändern



Anwendung mit Halteband REF 624010

### Uroflex® 24h Urin Bein-Bettbeutel

REF	Beutel-volumen ml	Schlauch-länge cm	Ausführung	PZN	VE in Stk.
624130	1000	30	steril	15308181	20
624160	1000	60	steril	15308198	20
624190	1000	90	steril	15308206	20

### Uroflex® Halteband für 24h Beinbeutel

REF	Ausführung / Beschreibung	Länge / Breite ~ cm	PZN	VE
624010	Klettverschluss mit zusätzlicher Schlauchsicherung	68 / 5,2	15308212	10 Paar



Halteband für oben

Halteband für unten

# Uroflex® Urinalkondome

## Selbsthaftend, Typ I bis Typ III



Typ I



Typ II






Typ III

### BESCHREIBUNG / VORTEILE

Die Urinalkondome für Männer sind speziell für die Behandlung der männlichen Harninkontinenz konzipiert. Die Uroflex® Urinalkondome sind latexfrei und bestehen aus 100 % medizinischem Silikon. Die Platzierung des Klebers bietet eine verbesserte Leistung und mehr Komfort für den Patienten. Urinalkondome für Männer bestehen aus einer Manschette, einem Übergangsbereich und einem Konnektor-Anschluss. Die Uroflex® Urinalkondome werden in Kombination mit einem Urinbeutel zur Ausleitung von Urin verwendet.

- + Kondom-Urinal aus medizinischem Silikon
- + Selbstklebend
- + Kondom-Urinal für Männer zur Urinableitung
- + Diskret, zuverlässig und sehr einfach in der Anwendung
- + Für den ganzen Tag
- + Leicht anzubringen
- + Auslaufsicher
- + Angenehmes Tragegefühl
- + Ausgewogene Haftung
- + Latexfrei
- + CE-Kennzeichnung

### Uroflex® Urinalkondome Typ I bis III

REF	Typ	Gesamtlänge mm	Schaftlänge mm	Klebelänge mm	Innen Ø mm	Hilfsmittel- nummer	PZN	VE in Stk.
3A0125	 Typ I	145	80	45	25	15.25.04.7050	17414651	30
3A0129		145	80	45	29	15.25.04.7050	17414668	30
3A0132		145	80	45	32	15.25.04.7050	17414674	30
3A0136		145	80	45	36	15.25.04.7050	17414680	30
3A0141		145	80	45	41	15.25.04.7050	17414697	30
3A0225	 Typ II	115	50	40	25	15.25.04.7050	17414705	30
3A0229		115	50	40	29	15.25.04.7050	17414711	30
3A0232		115	50	40	32	15.25.04.7050	17414728	30
3A0236		115	50	40	36	15.25.04.7050	17414728	30
3A0241		115	50	40	41	15.25.04.7050	17414740	30
3A0325	 Typ III	145	80	70	25	15.25.04.7050	17414757	30
3A0329		145	80	70	29	15.25.04.7050	17414763	30
3A0332		145	80	70	32	15.25.04.7050	17414786	30
3A0336		145	80	70	36	15.25.04.7050	17414792	30
3A0341		145	80	70	41	15.25.04.7050	17414800	30
		(± 5mm)						

# Uroflex® Haltebänder

## Für Uroflex® 24h



### BESCHREIBUNG / VORTEILE

Haltebänder für Uroflex® 24h Beinbeutel zur sicheren und angenehmen Befestigung am Bein

- + Individuell einstellbar
- + Zur Fixierung von Beinbeuteln am Ober- oder Unterschenkel
- + Mit durchgängiger klettbarer Oberfläche und zusätzlichem Klettstreifen für die Fixierung von Tropfkammern
- + Gepolstert, Innenseite aus Baumwolle
- + Paarweise verpackt
- + Wiederverwendbar und waschbar bis 60°C
- + Unsteril
- + Enthält Latex
- + Haltbarkeit: 4 Jahre



Halteband für oben



Halteband für unten



Anwendung mit Halteband unten



Innenseite angenehm gepolstert

### Uroflex® Halteband für 24h Beinbeutel

REF	Ausführung	Länge / Breite ~ cm	PZN	VE
624020	Klettverschluss mit zusätzlicher Schlauchsicherung	55 / 5,3	19505406	10 Paar

# Uroflex® Beinbeuteltaschen

## Zur Fixierung von Urin-Beuteln



Beispielfoto mit Größe M

### BESCHREIBUNG / VORTEILE





Uroflex® Beinbeuteltaschen zur Fixierung von Urin-Beuteln.

- + Mit integrierter Beuteltasche
- + Tasche mit Öffnung für den Ablasshahn
- + Waschbar bis 60 °C
- + Wiederverwendbar
- + Für Ober- und Unterschenkel geeignet
- + Unterschiedliche Größen
- + Elastisches, anschmiegsames Gewebe
- + Material: 76 % Polyester, 24 % Elastan
- + Unsteril
- + Latexfrei



Uroflex® Beinbeuteltaschen in unterschiedlichen Größen: S, M, L und XL

### Uroflex® Beinbeuteltaschen

REF	Beschreibung	Größe	Beinumfang ~ cm	Farbige Kennzeichnung	PZN	Hilfsmittel- nummer	VE in Stk.
624041	Uroflex® Beinbeuteltasche zur Fixierung von Urin-Beuteln	S	24 - 39	gelb 	19892509	15.99.99.0009	10
624042	Uroflex® Beinbeuteltasche zur Fixierung von Urin-Beuteln	M	36 - 55	blau 	19892515	15.99.99.0009	10
624043	Uroflex® Beinbeuteltasche zur Fixierung von Urin-Beuteln	L	40 - 70	braun 	19892521	15.99.99.0009	10
624044	Uroflex® Beinbeuteltasche zur Fixierung von Urin-Beuteln	XL	65 - 95	grün 	19892538	15.99.99.0009	10



# Uroflex® Unterschenkel-Stulpe Zur Fixierung von Urin-Beuteln



Beispielfoto mit Größe M

## BESCHREIBUNG / VORTEILE

Die Uroflex® Unterschenkel-Stulpe bietet eine sichere, hautfreundliche und individuell anpassbare Lösung zur Fixierung von Urin-Beuteln.

- + Integrierte Beinbeutel tasche
- + Sichere und einfache Fixierung des Urin-Beutels durch Klettverschluss an der Beinbeutel tasche
- + Beinbeutel tasche mit Öffnung für Ablasshahn
- + Links / Rechts tragbar
- + Silikonstreifen sorgen für optimalen Halt
- + Aus weichem Baumwollmischgewebe
- + 3 verschiedene Größen
- + 2 verschiedene Farben
- + Wiederverwendbar
- + Waschbar bis 60 °C
- + Unsteril



Uroflex® Unterschenkel-Stulpe: tragbar am linken als auch am rechten Unterschenkel, in weiß und schwarz









Uroflex® Unterschenkel-Stulpe: integrierte Beinbeutel tasche, sichere und flexible Fixierung durch Klettverschluss



Uroflex® Unterschenkel-Stulpe: eingearbeitete Silikonstreifen, oben und unten, bieten optimalen Halt

## Uroflex® Unterschenkel-Stulpe

REF	Beschreibung	Größe	Farbe	Umfang ~ cm	PZN	Hilfsmittel- nummer	VE in Stk.
623250	Uroflex® Unterschenkel-Stulpe zur Fixierung von Urin-Beuteln	S	weiß 	32	19892478	15.99.99.0009	10
623550	Uroflex® Unterschenkel-Stulpe zur Fixierung von Urin-Beuteln	M	weiß 	35	19892484	15.99.99.0009	10
623750	Uroflex® Unterschenkel-Stulpe zur Fixierung von Urin-Beuteln	L	weiß 	37	19892490	15.99.99.0009	10
623251	Uroflex® Unterschenkel-Stulpe zur Fixierung von Urin-Beuteln	S	schwarz 	32	20371632	15.99.99.0009	10
623551	Uroflex® Unterschenkel-Stulpe zur Fixierung von Urin-Beuteln	M	schwarz 	35	20371626	15.99.99.0009	10
623751	Uroflex® Unterschenkel-Stulpe zur Fixierung von Urin-Beuteln	L	schwarz 	37	20371603	15.99.99.0009	10

# Uroflex® Einbeinhose

## Für Urin-Beinbeutel



### BESCHREIBUNG / VORTEILE

Uroflex® Einbeinhose für Urin-Beinbeutel.







- + Einbeinhose mit integrierte Beinbeutel tasche
- + Beinbeutel tasche mit Öffnung für Ablasshahn
- + Links / Rechts tragbar
- + Verstellbarer und bequemer Hüftgurt mit Silikonstreifen
- + Aus weichem Baumwollmischgewebe
- + Kompatibel mit gängigen Beinbeutelsystemen
- + 3 verschiedene Größen
- + 2 verschiedene Farben
- + Wiederverwendbar
- + Waschbar bis 60 °C
- + Unsteril
- + Latexfrei



Uroflex® Einbeinhose in weiß und schwarz

Uroflex® Einbeinhose: flexibler Gurt mit Klettverschluss und Silikonstreifen

### Uroflex® Einbeinhose für Urin-Beinbeutel

REF	Beschreibung	Größe	Farbe	Hüftumfang ~ cm	PZN	Hilfsmittel- nummer	VE in Stk.
627020	Uroflex® Einbeinhose für Urin-Beinbeutel	M	weiß 	85 - 95	20305368	15.99.99.0009	10
627030	Uroflex® Einbeinhose für Urin-Beinbeutel	L	weiß 	90 - 100	20305380	15.99.99.0009	10
627040	Uroflex® Einbeinhose für Urin-Beinbeutel	XL	weiß 	98 - 120	20305405	15.99.99.0009	10
627021	Uroflex® Einbeinhose für Urin-Beinbeutel	M	schwarz 	85 - 95	20305374	15.99.99.0009	10
627031	Uroflex® Einbeinhose für Urin-Beinbeutel	L	schwarz 	90 - 100	20305397	15.99.99.0009	10
627041	Uroflex® Einbeinhose für Urin-Beinbeutel	XL	schwarz 	98 - 120	20305428	15.99.99.0009	10

# Uroflex® Urinbeutel Sichtschutz


## Diskrete Aufbewahrung



### BESCHREIBUNG / VORTEILE


Der Uroflex® Urinbeutel Sichtschutz ist eine praktische Lösung zur diskreten Aufbewahrung von allen gängigen Urinbeuteln bis 2000 ml. Dank praktischer Klettverschlüsse lässt sich der Sichtschutz schnell und sicher am Urinbeutel befestigen.

- + Größe: ca. 29 x 35 cm
- + Material: Vliesstoff, PP 70 g/m²
- + Farbe: dunkelblau
- + Mit Klettverschlüssen (3)
- + Waschbar bei 30° C



Uroflex® Urinbeutel Sichtschutz, dunkelblau, mit Klettverschlüssen

### Uroflex® Urinbeutel Sichtschutz

REF	Farbe	Größe ~ cm	VE in Stk.
600410	dunkelblau 	29 x 35	1

# Urinbeutel Tasche Diskretes Verbergen



## BESCHREIBUNG / VORTEILE

Die Urinbeutel Tasche ist eine komfortable und hygienische Lösung für den Alltag, um den Urinbeutel unauffällig zu verbergen. Dank der verstellbaren Gurte ist eine variable Anpassung möglich.

- + Größe: 30 x 35 cm
- + Material: Oxford 420D PU-Gewebe
- + Farbe: schwarz
- + Mit Klettverschluss
- + Mit verstellbaren Gurten (60 cm Länge)




Urinbeutel Tasche: mit verstellbaren Gurten



Urinbeutel Tasche: mit Klettverschluss

## Urinbeutel Tasche

REF	Farbe	Größe ~ cm	VE in Stk.
600400	schwarz 	30 x 35	1



# Uroflex® Blockerspritze Mit 10 ml wässriger Glycerin-Lösung



## BESCHREIBUNG / VORTEILE

- Fertigspritze mit 10 ml Wasser-Glycerin-Gemisch zum Füllen des Ballons von Blasenkathetern.
- + Blockermedium, nur zum Befüllen von Kathetern
- + Nicht zur Injektion geeignet
- + Steril
- + Latexfrei
- + Einmalprodukt



Uroflex® Blockerspritze mit Abdeckkappe




Uroflex® Blockerspritze, 10x einzeln steril verpackt

## Uroflex® Blockerspritze

REF	Beschreibung	PZN	VE in Stk.
600800	Uroflex® Blockerspritze Mit 10 ml wässriger Glycerin-Lösung, als Blockermedium zur Befüllung des Ballons von Blasenkathetern	18783712	100


# Uroflex® Katheterventil Standard Mit Kipphebel



## BESCHREIBUNG / VORTEILE

Katheterventil zur Steuerung der Harnblasenentleerung mit einem Dauerkatheter.

- + Mit Kipphebel zum Öffnen und Schließen
- + Mit Ansatzstück für Urinbeutel
- + Konischer Stufenkonnektor zur Verbindung zum Katheter
- + Steril
- + Latexfrei
- + Einmalprodukt



Uroflex® Katheterventil Standard


Uroflex® Katheterventil Standard, mit Kipphebel

## Uroflex® Katheterventil Standard

REF	Beschreibung	PZN	VE in Stk.
600700	Uroflex® Katheterventil Standard Mit Kipphebel, Ansatzstück für Urinbeutel und Stufenkonnektor	18724862	400

# Uroflex® Katheterventil Plus

## Mit Kipphebel und farbiger Kennzeichnung



### BESCHREIBUNG / VORTEILE

Katheterventil zur Steuerung der Harnblasenentleerung mit einem Dauerkatheter.

- + Mit Kipphebel zum Öffnen und Schließen
- + Mit Ansatzstück für Urinbeutel
- + Konischer Stufenkonnektor zur Verbindung zum Katheter
- + Farbige Kennzeichnung (open/close)
- + Steril
- + Einmalprodukt



Uroflex® Katheterventil Plus

Uroflex® Katheterventil Plus, mit Kipphebel und farbiger Kennzeichnung (open/close)

### Uroflex® Katheterventil Plus

REF	Beschreibung	PZN	VE in Stk.
600750	Uroflex® Katheterventil Plus Mit Kipphebel, farbiger Kennzeichnung, Ansatzstück für Urinbeutel und Stufenkonnektor	18786751	100

# Katheterstopfen Mit Stufenkonnektor



## BESCHREIBUNG / VORTEILE

Für den Verschluss des Drainageansatzes von Blasenkathetern.


- + Passend für alle gängigen Kathetergrößen
- + Universalgröße - Stufenkonnektor
- + Einzeln, steril verpackt
- + Gerippt, für starken und sicheren Halt
- + Latexfrei
- + Einmalprodukt
- + Haltbarkeit: 5 Jahre



Katheterstopfen, blau

Katheterstopfen, einzeln, steril verpackt

## Katheterstopfen

REF	Farbe	Länge mm	VE in Stk.
F05A010110	blau 	55 +/- 5	200



# Uroflex® Katheterfixierung Universal

## BESCHREIBUNG / VORTEILE

Die Uroflex® Katheterfixierung bietet eine sichere, hautfreundliche und individuell anpassbare Lösung zur Fixierung von transurethralen und suprapubischen Ballonkathetern.

- + Fixierung von transurethralen (Oberschenkel) und suprapubischen (Taille) Ballonkathetern
- + Fixierungslasche passt für alle Kathetergrößen
- + Verhindert ein heraus- / verrutschen des Katheters
- + Wiederverwendbar
- + Waschbar bis 60 °C
- + Unsteril
- + Latexfrei



Uroflex® Katheterfixierung bei suprapubischem Ballonkatheter



Uroflex® Katheterfixierung



Uroflex® Katheterfixierung: Fixierungslasche passt für alle Kathetergrößen

## Uroflex® Katheterfixierung

REF	Beschreibung	Größe B x L ~ cm	PZN	VE in Stk.
624030	Uroflex® Katheterfixierung zur Fixierung von transurethralen und suprapubischen Ballonkathetern, universal	5 x 110	19824962	10


# Uroflex® Katheter Fixierpflaster

## Zur Fixierung von Kathetern, selbstklebend

### BESCHREIBUNG / VORTEILE

Das Uroflex® Katheter Fixierpflaster sorgt für eine zuverlässige und schonende Fixierung von transurethralen und suprapubischen Kathetern. Dank der stabilen Klettschleife werden Katheter sicher gehalten und ein versehentliches Verrutschen oder Herausziehen zuverlässig verhindert.

- + Zuverlässige Fixierung von Ballonkathetern
- + Hautfreundliches Material mit sensitivem Kleber
- + Verhindert ein heraus- / verrutschen des Katheters
- + Hochwertiger Klettverschluss kann mehrfach geöffnet und geschlossen werden
- + Ideal für Klinik, Pflegeheim & häusliche Anwendung
- + Steril
- + CE-Kennzeichnung



Uroflex® Katheter Fixierpflaster: hautfreundliches Material, mit Klettverschluss



Uroflex® Katheter Fixierpflaster: Sicherung des Katheters durch stabilen Klettverschluss



Uroflex® Katheter Fixierpflaster: hochwertiger Klettverschluss kann mehrfach geöffnet und geschlossen werden

### Uroflex® Katheter Fixierpflaster

REF	Beschreibung	Form	Größe B x L ~ cm	Hilfsmittel- nummer	VE in Stk.
624040	Uroflex® Katheter Fixierpflaster zur Fixierung von Kathetern	oval	5 x 6,5	15.99.99.0002	10

# Katheterklemme

## Mit Arretierung



### BESCHREIBUNG / VORTEILE

Die unsterile Katheterklemme ist ein zuverlässiges Hilfsmittel zur temporären Unterbrechung oder Kontrolle des Harnflusses bei der Verwendung von Kathetern.

- + Einfache Anwendung mit Einrastmechanismus
- + Passend für alle gängigen Kathetergrößen
- + Einhand Bedienung
- + Stabiler medizinischer Kunststoff
- + Unsteril
- + Latexfrei
- + Einmalprodukt




Katheterklemme, blau, offen



Katheterklemme, blau, geschlossen

### Katheterklemme

REF	Farbe	VE in Stk.
600730	blau 	1

# Ballonkatheter

## Silikon, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze



### BESCHREIBUNG / VORTEILE

Die Silikon Ballonkatheter sind indiziert für akute und chronische Erkrankungen der Harnwege, intra- und postoperative Urinableitung und für die Urindrainage zur Messung der Harnausscheidung bei Intensivpflege und Infusionstherapie.

- + Aus 100 % Silikon
- + 2-Wege
- + Mit Nelaton-Spitze
- + Verschiedene Längen und Volumina
- + Farbcodierung zur besseren Visualisierung der verschiedenen Größen
- + Steril
- + Einmalprodukt








Silikon Ballonkatheter, geblockt



Silikon Ballonkatheter, 2-Wege

### Ballonkatheter, Silikon, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze

REF	Beschreibung	FR/CH	Ballon Ø ~ ml	Länge ~ cm	Farbige Kennzeichnung	VE in Stk.
F01B011408	Ballonkatheter, Silikon, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze	14/4,7 mm	15	34	grün 	100
F01B011608	Ballonkatheter, Silikon, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze	16/5,3 mm	15	34	orange 	100
F01B011810	Ballonkatheter, Silikon, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze	18/6,0 mm	30	34	rot 	100
F01B012010	Ballonkatheter, Silikon, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze	20/6,7 mm	30	34	gelb 	100
F01B012210	Ballonkatheter, Silikon, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze	22/7,3 mm	30	34	lila 	100

# Ballonkatheter

## Latex, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze



### BESCHREIBUNG / VORTEILE

Die Latex Ballonkatheter sind indiziert für akute und chronische Erkrankungen der Harnwege, intra- und postoperative Urinableitung und für die Urindrainage zur Messung der Harnausscheidung bei Intensivpflege und Infusionstherapie.

- + Aus Latex, Silikon beschichtet
- + 2-Wege
- + Mit Nelaton-Spitze
- + Verschiedene Längen und Volumina
- + Farbcodierung zur besseren Visualisierung der verschiedenen Größen
- + Steril
- + Einmalprodukt










Latex Ballonkatheter, geblockt



Latex Ballonkatheter, 2-Wege

### Ballonkatheter, Latex, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze

REF	Beschreibung	FR/CH	Ballon Ø ~ ml	Länge ~ cm	Farbige Kennzeichnung	VE in Stk.
F01A021208	Ballonkatheter, Latex, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze	12/4,0 mm	15	34	weiß 	100
F01A021408	Ballonkatheter, Latex, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze	14/4,7 mm	15	34	grün 	100
F01A021608	Ballonkatheter, Latex, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze	16/5,3 mm	15	34	orange 	100
F01A021810	Ballonkatheter, Latex, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze	18/6,0 mm	30	34	rot 	100
F01A022010	Ballonkatheter, Latex, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze	20/6,7 mm	30	34	gelb 	100
F01A022210	Ballonkatheter, Latex, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze	22/7,3 mm	30	34	lila 	100
F01A022410	Ballonkatheter, Latex, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze	24/8,0 mm	30	34	blau 	100



# Intermittierender Selbstkatheter (ISK)

## Für Frauen, mit hydrophiler Beschichtung



### BESCHREIBUNG / VORTEILE

Für den intermittierenden Selbstkatheterismus (ISK) bei einer Blasenfunktionsstörung. Die Katheter können vom Patienten selbst oder einer Pflegeperson eingeführt werden.









- + Hydrophile Beschichtung für eine optimale Gleitfähigkeit (Wassersachet)
- + Farbcodierung zur besseren Visualisierung der verschiedenen Größen
- + Latex- und DEHP-frei
- + Aus medizinischem PVC
- + Steril
- + Einmalprodukt
- + Haltbarkeit: 3 Jahre



Katheter-Spitze

Wassersachet zur hydrophilen Beschichtung

### Intermittierender Selbstkatheter für Frauen

REF	Beschreibung	FR/CH	Länge ~ mm	Farbige Kennzeichnung	VE in Stk.
F01E230810	Intermittierender Selbstkatheter für Frauen, mit hydrophiler Beschichtung	08/2,7 mm	130	blau 	30
F01E231010	Intermittierender Selbstkatheter für Frauen, mit hydrophiler Beschichtung	10/3,3 mm	130	schwarz 	30
F01E231210	Intermittierender Selbstkatheter für Frauen, mit hydrophiler Beschichtung	12/4,0 mm	130	weiß 	30
F01E231410	Intermittierender Selbstkatheter für Frauen, mit hydrophiler Beschichtung	14/4,7 mm	130	grün 	30
F01E231610	Intermittierender Selbstkatheter für Frauen, mit hydrophiler Beschichtung	16/5,3 mm	130	orange 	30
F01E231810	Intermittierender Selbstkatheter für Frauen, mit hydrophiler Beschichtung	18/6,0 mm	130	rot 	30
F01E232010	Intermittierender Selbstkatheter für Frauen, mit hydrophiler Beschichtung	20/6,7 mm	130	gelb 	30
F01E232210	Intermittierender Selbstkatheter für Frauen, mit hydrophiler Beschichtung	22/7,3 mm	130	lila 	30

# Intermittierender Selbstkatheter (ISK)


## Für Männer, mit hydrophiler Beschichtung



### BESCHREIBUNG / VORTEILE

Für den intermittierenden Selbstkatheterismus (ISK) bei einer Blasenfunktionsstörung. Die Katheter können vom Patienten selbst oder einer Pflegeperson eingeführt werden.

- + Hydrophile Beschichtung für eine optimale Gleitfähigkeit (Wassersachet)
- + Farbcodierung zur besseren Visualisierung der verschiedenen Größen
- + Latex- und DEHP-frei
- + Aus medizinischem PVC
- + Steril
- + Einmalprodukt
- + Haltbarkeit: 3 Jahre



Katheter-Spitze

Wassersachet zur hydrophilen Beschichtung

### Intermittierender Selbstkatheter für Männer

REF	Beschreibung	FR/CH	Länge ~ mm	Farbige Kennzeichnung	VE in Stk.
F01E210810	Intermittierender Selbstkatheter für Männer, mit hydrophiler Beschichtung	08/2,7 mm	370	blau	30
F01E211010	Intermittierender Selbstkatheter für Männer, mit hydrophiler Beschichtung	10/3,3 mm	370	schwarz	30
F01E211210	Intermittierender Selbstkatheter für Männer, mit hydrophiler Beschichtung	12/4,0 mm	370	weiß	30
F01E211410	Intermittierender Selbstkatheter für Männer, mit hydrophiler Beschichtung	14/4,7 mm	370	grün	30
F01E211610	Intermittierender Selbstkatheter für Männer, mit hydrophiler Beschichtung	16/5,3 mm	370	orange	30
F01E211810	Intermittierender Selbstkatheter für Männer, mit hydrophiler Beschichtung	18/6,0 mm	370	rot	30
F01E212010	Intermittierender Selbstkatheter für Männer, mit hydrophiler Beschichtung	20/6,7 mm	370	gelb	30
F01E212210	Intermittierender Selbstkatheter für Männer, mit hydrophiler Beschichtung	22/7,3 mm	370	lila	30



# SAUERSTOFF THERAPIE

Janmed +

# Sauerstoffmasken, mittlere O<sub>2</sub> Konzentration

## Für Kinder und Erwachsene, unsteril



**R01A020210**  
Sauerstoffmaske für Erwachsene

### BESCHREIBUNG / VORTEILE

Sauerstoffmasken für die Zufuhr konzentrierten Sauerstoffs (mittlere O<sub>2</sub> Konzentration) über Mund und Nase zur Unterstützung der Atmung.

- + Einmalprodukt
- + Sicherheitsschlauch mit Sternlumen
- + Standardkonnektor für eine Sauerstoffquelle (Flussrate 5-10 l/min.)
- + Gummiband zur Befestigung am Hinterkopf
- + Nasenclip zur besseren Anpassung an die Nasenphysiognomie
- + Maske aus PVC
- + Latexfrei
- + PHT- und DEHP-haltig
- + Material: medizinisches PVC, PET, EL, Al, DEHP
- + Einzeln klinisch rein verpackt, unsteril
- + CE-Kennzeichnung
- + Klassifizierung: IIa
- + Haltbarkeit: 5 Jahre





Sauerstoffmaske für Kinder

Sauerstoffmaske für Erwachsene

Besonders knicksicherer Schlauch durch inneres Sternlumen

### Sauerstoffmasken, mittlere O<sub>2</sub> Konzentration

REF	Größe	Schlauchlänge cm	Ausführung	PZN	VE in Stk.
R01A020210	Erwachsene	213 	unsteril	18254008	50
R01A020410	Kinder	213 	unsteril	18253983	50

# Sauerstoffmasken mit Reservoirbeutel, hohe O<sub>2</sub> Konzentration

## Für Kinder und Erwachsene, unsteril





### BESCHREIBUNG / VORTEILE

Sauerstoffmasken für die Zufuhr konzentrierten Sauerstoffs (hohe O<sub>2</sub> Konzentration) über Mund und Nase zur Unterstützung der Atmung.

- + Einmalprodukt
- + Sicherheitsschlauch mit Sternlumen
- + Standardkonnektor für eine Sauerstoffquelle (Flussrate 10-15 l/min.)
- + Gummiband zur Befestigung am Hinterkopf
- + Nasenclip zur besseren Anpassung an die Nasenphysiognomie
- + Mit Reservoirbeutel zur Vermeidung der Rückatmung
- + Maske aus PVC
- + Latexfrei
- + PHT- und DEHP-haltig
- + Material: medizinisches PVC, PET, EL, AI, DEHP
- + Einzeln klinisch rein verpackt, unsteril
- + CE-Kennzeichnung
- + Klassifizierung: IIa
- + Haltbarkeit: 5 Jahre



### Sauerstoffmasken mit Reservoirbeutel, hohe O<sub>2</sub> Konzentration

REF	Größe / Beschreibung	Schlauchlänge cm	Ausführung	PZN	VE in Stk.
R01A040210	Erwachsene / ohne Rückatmung	213 	unsteril	18254014	50
R01A040410	Kinder / ohne Rückatmung	213 	unsteril	18254043	50



# Sauerstoffbrillen

## Gerader / gekrümmter Ansatz, unsteril




**R01B010510**  
Sauerstoffbrille für Erwachsene,  
426 cm Schlauchlänge

### BESCHREIBUNG / VORTEILE

Sauerstoffbrillen mit geradem Ansatz und zwei Kanülen zur kontinuierlichen (Langzeit-) Versorgung mit konzentriertem Sauerstoff über die Nase.

- + Einmalprodukt
- + Sicherheitsschlauch mit Sternlumen
- + Standardkonnektor für eine Sauerstoffquelle
- + Latexfrei
- + Material: medizinisches PVC
- + Einzeln klinisch rein verpackt, unsteril
- + CE-Kennzeichnung
- + Klassifizierung: IIa
- + Haltbarkeit: 5 Jahre









Sauerstoffbrille, gerader Ansatz

Sauerstoffbrille, gekrümmter Ansatz

Besonders knicksicherer Schlauch  
durch inneres Sternlumen

### Sauerstoffbrillen, gerader / gekrümmter Ansatz

REF	Größe / Beschreibung	Schlauchlänge cm	Ausführung	PZN	VE in Stk.
R01B010510	Erwachsene / gerader Ansatz 	426 	unsteril	18275358	25
R01B01011F	Erwachsene / gerader Ansatz DEHP-frei 	213 	unsteril	18254132	50
R01B06011F	Erwachsene / gekrümmter Ansatz DEHP-frei 	213 	unsteril	18254149	50

# Sauerstoffschläuche

## Verschiedene Längen, unsteril




**R01C017510**  
Sauerstoffschlauch, 750 cm Schlauchlänge

### BESCHREIBUNG / VORTEILE

Sauerstoffschläuche zur Reichweitenverlängerung in Verbindung mit Sauerstoffmasken und Verneblern für die kontinuierliche Versorgung mit konzentriertem Sauerstoff.



- + Einmalprodukt
- + Sicherheitsschlauch mit Sternlumen
- + Standardkonnektor, beidseits nicht kürzbar
- + Latexfrei
- + PHT- und DEHP-haltig
- + Material: medizinisches PVC
- + Einzeln klinisch rein verpackt, unsteril
- + CE-Kennzeichnung
- + Klassifizierung: IIa
- + Haltbarkeit: 5 Jahre



Sauerstoffschlauch, 1500 cm Länge

Besonders knicksicherer Schlauch  
durch inneres Sternlumen

### Sauerstoffschläuche, unsteril

REF	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Schlauchlänge cm	Ausführung	PZN	VE in Stk.
R01C017510	3,3	5,6	750	 unsteril	18254103	25
R01C015010	3,3	5,6	1500	 unsteril	18254126	25

# Vernebler-Sets mit Maske

## Für Kinder und Erwachsene, unsteril



**R01G010210**  
Vernebler-Set für Erwachsene

### BESCHREIBUNG / VORTEILE

Jet-Vernebler bestehend aus Maske, Vernebler-Topf und Sauerstoffschlauch für die medikamentöse Inhalations-Therapie zur Behandlung von Asthma, zystischer Fibrose und anderen Atemwegserkrankungen.

- + Einmalprodukt
- + Sicherheitsschlauch mit Sternlumen
- + Standardkonnektor für eine Sauerstoffquelle (Flussrate 6-8 l/min.)
- + Gummiband zur Befestigung am Hinterkopf
- + Nasenclip zur besseren Anpassung an die Nasenphysiognomie
- + Maske aus PVC
- + Sauerstoffdruck: max. 2 bar
- + Aerosol Abgaberate:  $\geq 0,2$  ml/min
- + Partikelgröße (MMAD):  $< 5 \mu\text{m}$
- + Geometrische Standardabweichung (GSD) 6 ml: 1,93 GSD
- + Alveolengängige Fraktion ( $< 5 \mu\text{m}$ ) 6 ml: 71,03 %
- + Latexfrei
- + PHT- und DEHP-haltig
- + Material: medizinisches PVC, PET, EL, AI, DEHP, ABS
- + Einzel klinisch rein verpackt, unsteril
- + CE-Kennzeichnung
- + Klassifizierung: IIa
- + Haltbarkeit: 5 Jahre



Vernebler-Set für Kinder





Vernebler-Topf



Besonders knicksicherer Schlauch durch inneres Sternlumen

### Vernebler-Sets mit Maske

REF	Größe	Schlauchlänge cm	Ausführung	PZN	VE in Stk.
R01G010210	Erwachsene	213 	unsteril	18254072	50
R01G010410	Kinder	213 	unsteril	18254089	25

# Vernebler-Set T

## T-Vernebler, für Erwachsene, unsteril



### BESCHREIBUNG / VORTEILE

T-Vernebler bestehend aus T-Stück, Mundstück, Faltenschlauch, Vernebler-Topf und Sauerstoffschlauch für die medikamentöse Inhalations-Therapie zur Behandlung von Asthma, zystischer Fibrose und anderen Atemwegserkrankungen.

- + Einmalprodukt
- + Sicherheitsschlauch mit Sternlumen
- + Standardkonnektor für eine Sauerstoffquelle (Flussrate 6-8 l/min.)
- + Sauerstoffdruck: max. 2 bar
- + Aerosol Abgaberate:  $\geq 0,2$  ml/ min
- + Partikelgröße (MMAD):  $< 5 \mu\text{m}$
- + Geometrische Standardabweichung (GSD) 6 ml: 1,93 GSD
- + Alveolengängige Fraktion ( $< 5 \mu\text{m}$ ) 6 ml: 71,03 %
- + Latexfrei
- + PHT- und DEHP-haltig
- + Material: medizinisches PVC, PET, EL, AI, DEHP, ABS
- + Einzel klinisch rein verpackt, unsteril
- + CE-Kennzeichnung
- + Klassifizierung: IIa
- + Haltbarkeit: 5 Jahre



Vernebler-Set T bestehend aus Mundstück, T-Stück, Faltenschlauch, Vernebler-Topf mit Sauerstoffschlauch (Standardkonnektor)



Besonders knicksicherer Schlauch durch inneres Sternlumen

### Vernebler-Set T

REF	Größe	Schlauchlänge cm	Ausführung	PZN	VE in Stk.
R01E030620	Erwachsene	213	 unsteril	18254095	25

# ETCO<sub>2</sub>-Sauerstoffbrillen

## Mit und ohne Luer-Lock Scheibenfilter



**R01B02014F**  
ETCO<sub>2</sub>-Sauerstoffbrille für Erwachsene,  
mit Luer-Lock Scheibenfilter

### BESCHREIBUNG / VORTEILE

Diese spezielle Sauerstoff-Nasenbrille wurde für die kombinierte nasale CO<sub>2</sub>-Messung (EtCO<sub>2</sub>) und gleichzeitige Sauerstoffgabe entwickelt. Sie eignet sich ideal für Patientenüberwachung in Klinik, Notfallmedizin oder medizinischer Versorgung. Über einen separaten Stutzen mit männlichem Luer-Lock-Anschluss wird das ausgeatmete CO<sub>2</sub> erfasst und zur Kapnografie weitergeleitet, während parallel Sauerstoff zugeführt wird.

- + Für nasale EtCO<sub>2</sub>-Messung und gleichzeitige O<sub>2</sub>-Verabreichung
- + 1 Anschluss mit Luer-Lock (männlich) zur CO<sub>2</sub>-Überwachung
- + Mit und ohne Luer-Lock Scheibenfilter erhältlich
- + Weiche, komfortable Nasenprongs
- + Schlauchlänge 300 cm – für flexible Anwendung
- + Für den Einmalgebrauch
- + DEHP-Frei
- + Einzeln klinisch rein verpackt, unsteril











ETCO<sub>2</sub>-Sauerstoffbrille



ETCO<sub>2</sub>-Sauerstoffbrille:  
Luer-Lock Anschluss

### ETCO<sub>2</sub>-Sauerstoffbrillen

REF	Größe / Beschreibung	Schlauchlänge cm	Ausführung	VE in Stk.
R01B02012F	ETCO <sub>2</sub> -Sauerstoffbrille für Erwachsene, gerader Ansatz 	300 	unsteril	100
R01B02014F	ETCO <sub>2</sub> -Sauerstoffbrille für Erwachsene, mit Luer-Lock Scheibenfilter, gerader Ansatz 	300 	unsteril	100
R01B02022F	ETCO <sub>2</sub> -Sauerstoffbrille für Kinder, gekrümmter Ansatz 	300 	unsteril	100
R01B02024F	ETCO <sub>2</sub> -Sauerstoffbrille für Kinder, mit Luer-Lock Scheibenfilter, gekrümmter Ansatz 	300 	unsteril	100



# ETCO<sub>2</sub>-Sauerstoffmasken

## Mit und ohne Luer-Lock Scheibenfilter



**R01A10023F**  
ETCO<sub>2</sub>-Sauerstoffmaske für Erwachsene,  
mit Luer-Lock Scheibenfilter

### BESCHREIBUNG / VORTEILE

Die ETCO<sub>2</sub>-Sauerstoffmaske ermöglicht die gleichzeitige Gabe von Sauerstoff und die kontinuierliche Überwachung des ausgeatmeten Kohlendioxids über Mund und Nase. Dank vorinstallierter O<sub>2</sub>- und Probenahmeleitungen lässt sich die Maske schnell und unkompliziert anschließen.

- + Für ETCO<sub>2</sub>-Messung und gleichzeitige O<sub>2</sub>-Verabreichung
- + ETCO<sub>2</sub>-Sauerstoffmaske für Mund und Nase
- + 1 Anschluss mit Luer-Lock (männlich) zur CO<sub>2</sub>-Überwachung
- + Schlauchlänge 213 cm – für flexible Anwendung
- + Für den Einmalgebrauch
- + DEHP-Frei
- + Einzeln klinisch rein verpackt, unsteril







ETCO<sub>2</sub>-Sauerstoffmaske



ETCO<sub>2</sub>-Sauerstoffmaske:  
Luer-Lock Anschluss

### ETCO<sub>2</sub>-Sauerstoffmasken

REF	Größe	Schlauchlänge cm	Ausführung	VE in Stk.
R01A10021F	ETCO <sub>2</sub> -Sauerstoffmaske für Erwachsene	213 	unsteril	100
R01A10023F	ETCO <sub>2</sub> -Sauerstoffmaske für Erwachsene, mit Luer-Lock Scheibenfilter	213 	unsteril	100
R01A10041F	ETCO <sub>2</sub> -Sauerstoffmaske für Kinder	213 	unsteril	100
R01A10043F	ETCO <sub>2</sub> -Sauerstoffmaske für Kinder, mit Luer-Lock Scheibenfilter	213 	unsteril	100



# PFLEGEBEDARF


Janmed +

# Medikamentendispenser

## Für einen Tag mit vier Fächern



- BESCHREIBUNG / VORTEILE
- + Für einen Tag 4 separate Fächer
  - + Beschriftung der Fächer auf Deutsch und Englisch: MORGEN, MITTAG, ABEND, NACHT; MORNING, NOON, EVENING, NIGHT
  - + Zusätzliche Kennzeichnung der Fächer mit einfachen Symbolen
  - + Zusätzliche Prägung der Fächer auf der Unterseite in Blindenschrift
  - + Schmale Form mit transparentem Schiebedeckel
  - + Sichert eine saubere Medikamentenaufbewahrung
  - + Einfache Handhabung
  - + Unterverpackt zu 5x 40 Stk.
  - + Latexfrei



Medikamentendispenser mit transparentem Schiebedeckel



Prägung der Fächer in Blindenschrift auf der Unterseite

### Medikamentendispenser

REF	Größe Dispenser ~ cm (B x L x H)	Größe Fächer ~ cm (B x L x H)	Ausführung	Farbe	Material	PZN	VE in Stk.
N17634-B	6 x 22 x 1,5	2,5 x 4,2 x 1,5	unsteril	blau	PP/PVC	12144520	5x 40

# Einnahmebecher

## Volumen 30 ml



### BESCHREIBUNG / VORTEILE

- + Leichte Einwegausführung mit Bördelrand
- + Graduiert bis 30 ml
- + Optimal zur Verabreichung von Arzneimitteln (Tropfen, Säfte, Tabletten, ...)
- + Becher sind hochtransparent, Inhalt optimal sichtbar
- + Druckfest und bruchsicher
- + Mit Schnappdeckel optional lieferbar
- + Schnappdeckel ist beschriftbar
- + Unsteril verpackt
- + Latexfrei



### Einnahmebecher und Deckel

REF	Beschreibung	Farbe	VE in Stk.	Stk. im Umkarton
09170-T	Einnahmebecher	transparent	80	60 Beutel à 80
L4520072	Deckel, beschriftbar	weiß	500	8 Beutel à 500

# Uroflex® Urinflasche für Männer

## Eckig, milchig



### BESCHREIBUNG / VORTEILE

Die Uroflex® Urinflasche für Männer ist ein ideales Hilfsmittel für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser und in der häuslichen Betreuung. Die Flasche zeichnet sich durch Stabilität, gute Kontrolle, Sicherheit und einer einfachen Handhabung aus.

- + Form: eckig
- + Farbe: milchig
- + Volumen: 1 l
- + Mit Deckel (Farbe blau)
- + Mit Messskala (in 50 ml Schritten)
- + Material: Kunststoff Polypropylen
- + Autoklavierbar bis 130 °C
- + Unsteril

### Uroflex® Urinflasche für Männer

REF	Farbe	Form	Volumen	VE in Stk.
600760	milchig, transparent	eckig	1 l	25



# Haarwaschbecken-Set

## Aufblasbar mit Nackenausschnitt



- BESCHREIBUNG / VORTEILE
- Aufblasbares Haarwaschbecken mit Nackenausschnitt zur hygienischen Pflege von Bettlägerigen.
- + Aus Polyvinylchlorid (PVC)
  - + Mit Duschvorrichtung und Pumpe
  - + Mit Aussparung für den Hals
  - + Materialstärke: ca. 0,32 mm
  - + Besonders zur Haarwäsche bei bettlägerigen Patienten geeignet
  - + Komfortable Nutzung im Liegen, ohne Druckstellenerzeugung im Nacken
  - + Mit Ablassschlauch (ca. 70 cm)
  - + Ablauf am rechten Kopfe
  - + 2-reihig, 2 getrennte Luftkammern
  - + Verschlussbarer Stopfen im Beckenboden



Inkl. Luftpumpe



Inkl. Wasserbeutel und Brause



2-reihiges Waschbecken mit 2 getrennten Luftkammern

Waschbecken

REF	Größe ~ B x T x H cm	Material	Farbe
773080	60 x 50 x 22	PVC	weiß



# PRAXISBEDARF

Janmed +

# Venenstauer

## Mit Kunststoff-Verschluss



### BESCHREIBUNG / VORTEILE

- + Mit elastischem Textilband (hautfreundlich)  
Breite ca. 2,5 cm / Länge ca. 40 cm
- + Mit Kunststoff-Verschluss und Druckknopf
- + Für einfache Einhandbedienung
- + Unkompliziertes Anlegen und Abnehmen
- + Getrennte Funktionen für Entstauen und Lösen  
(Druck kann schrittweise oder sofort gelöst werden)
- + Geeignet für Erwachsene und Kinder
- + Waschbar bis 95°C
- + Latexfrei
- + Verschiedene Farben
- + Haltbarkeit: 5 Jahre



Venenstauer in verschiedenen Farben erhältlich



Sicherheitsverschluss

### Venenstauer

REF	Farbe	PZN	VE in Stk.
780100	blau	13947043	10
780200	rot	13947066	10

# Wund- und Blasenspritzen

## Mit Luer-Adapter



Volumen  
50-60 ml

Volumen  
100 ml

### BESCHREIBUNG / VORTEILE

Wund- und Blasenspritze mit Luer-Adapter zur Spülung von Wunden und der Blase und zur Verabreichung von Flüssigkeit, Medikamenten und Sondennahrung

- + Gleichmäßiger Vorschub durch Gummikolbendichtung
- + Sehr hohe Dichtigkeit
- + Auch als Ernährungsspritze verwendbar
- + Gerader Katheteransatz mit Luer-Adapter
- + Sehr deutliche Skalierung in 2 ml Schritten
- + Praktischer Griffiring
- + 3-teilig
- + Einzeln steril verpackt
- + Latex, PVC- und DEHP-frei
- + Haltbarkeit: 5 Jahre



Gerader Katheteransatz ...

... mit Luer-Adapter

Integrierter Luer-Adapter

### Wund- und Blasenspritzen

REF	Volumen ~ ml	Ausführung	Hilfsmittelnummer	PZN	VE in Stk.
790060	50-60	mit blauem Luer-Adapter	03.99.01.5014	12387576	50
790100	100	mit transparentem Luer-Adapter	03.99.01.5015	12387582	25

# Infrarot Thermometer

## Kontaktloses Fiebertesten im Stirnbereich



- BESCHREIBUNG / VORTEILE
- + Messmethode: kontaktlos
  - + Messpunkt: Stirn
  - + Messabstand: 0 bis 5 cm
  - + Silent Modus einstellbar
  - + Display mit Hintergrundbeleuchtung
  - + Vibrations Alarm
  - + Ein-Druckknopf Messung
  - + Mit Kurzanleitung und ausführlicher Gebrauchsanweisung
  - + Inkl. 2 Batterien



Silent Modus einstellbar



Mess-Sensor

Infrarot Thermometer

REF	Gewicht ~ Gramm	Abmessung in mm	Batterien	Farbe	VE in Stk.
700800	68 (ohne Batterien)	149 x 38 x 42	2x 1,5V AAA	weiß	1



# Digitales Fieberthermometer

## Mit flexibler Messspitze



- BESCHREIBUNG / VORTEILE
- + Flexible und weiche Spitze vermindert die Verletzungsgefahr
  - + Gut ablesbares LCD-Display mit digitaler Temperaturanzeige
  - + Signalton am Ende der Messung
  - + Abschaltautomatik
  - + Desinfektionsfähig
  - + Inkl. Aufbewahrungshülle aus Kunststoff



Thermometer in Aufbewahrungshülle aus Kunststoff

Batteriefach

### Digitales Fieberthermometer

REF	Gewicht ~ Gramm	Abmessung in mm	Batterie	Farbe	VE in Stk.
700900	10 (inkl. Batterie)	124 x 18 x 9	1x Knopf­batterie (1,5 V DC, Größe LR41)	weiß	1



MIT HERZ UND  
SACHVERSTAND  
HOMECARE VON JANMED

janmed.de



Vertrieb durch: **Janmed +**



Janmed GmbH  
Otto-Hahn-Straße 18  
71069 Sindelfingen, Germany



Tel.: +49(0)7031-76234-0  
Fax: +49(0)7031-76234-19



info@janmed.de