

HOMECARE KATALOG



Janmed ist für die Bereiche Handel und Vertrieb von Medizinprodukten nach DIN EN ISO 13485 und DIN EN ISO 9001 zertifiziert



- HYGIENE
- UROLOGIE
- SAUERSTOFFTHERAPIE
- PFLEGEBEDARF
- PRAXISBEDARF

Janmed+



HYGIENE

Janmed +

Liegenabdeckungen

2-lagig, auf Rolle



BESCHREIBUNG / VORTEILE

- + Liegenabdeckung auf Rolle
- + 2 Lagen aus 100 % reinem Zellstoff
- + Qualität: ca. 2 x 18 g/m²
- + Weich, reiss- und nassfest, geprägt und hochweiß
- + Perforiert, bei einer Abrisslänge von 38 cm (131 Abrisse)
- + Rollen sind einzeln eingeschweißt
- + Verschiedene Rollen-Breiten im Sortiment
- + Latexfrei



Geprägt, reiss- und nassfest

Perforierter Abriss

Liegenabdeckungen

REF	Breite ~ cm	Länge ~ m	VE in Stk.
315039	39	50	9
315050	50	50	9
315055	55	50	9
315059	59	50	9

Trageschutzlaken

2 Lagen



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Für einen hygienischen Schutz von Tragen und Liegen vor Nässe und Verunreinigung.

- + 2 Lagen
- + Gewicht Tissue: 24 g/m² (±2 g)
- + Gewicht Polyethylen Folie: 16 g/m² (±1 g)
- + Fadenverstärkt mit 48 Fäden
- + Flüssigkeitsdichte PE-Folie auf Unterseite
- + Reißfest und strapazierfähig
- + Material: Papier, beschichtet
- + Haltbarkeit: 5 Jahre
- + Unsteril



Fadenverstärktes Trageschutzlaken

Flüssigkeitsdichte Unterseite

Unterverpackt zu 25 Stück

Trageschutzlaken

REF	Farbe	Größe (B x L)	VE in Stk.
775210	weiß	75 x 210 cm	100 (4x 25)

Untersuchungshandschuhe Nitril















BESCHREIBUNG / VORTEILE

Einweg-Untersuchungs- und Schutzhandschuhe aus Nitril

- + Puderfrei
- + Latexfrei
- + DEHP-frei
- + Unsteril
- + Verschieden Größen
- + Verschieden Farben
- + Einmalprodukt

Untersuchungshandschuhe, Nitril

REF	Beschreibung	Größe	Farbe	VE in Stk.
721010	Untersuchungshandschuhe, Nitril	S	blau 	100
721020	Untersuchungshandschuhe, Nitril	M	blau 	100
721030	Untersuchungshandschuhe, Nitril	L	blau 	100
721040	Untersuchungshandschuhe, Nitril	XL	blau 	100
722010	Untersuchungshandschuhe, Nitril	S	weiß 	100
722020	Untersuchungshandschuhe, Nitril	M	weiß 	100
722030	Untersuchungshandschuhe, Nitril	L	weiß 	100
722040	Untersuchungshandschuhe, Nitril	XL	weiß 	100
723010	Untersuchungshandschuhe, Nitril	S	schwarz 	100
723020	Untersuchungshandschuhe, Nitril	M	schwarz 	100
723030	Untersuchungshandschuhe, Nitril	L	schwarz 	100
723040	Untersuchungshandschuhe, Nitril	XL	schwarz 	100



Vlies-Einwegkittel

Aus extra dickem Material



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Vlies-Einwegkittel zum Schutz vor Keimverschleppung. Für Pflegepersonal und Besucher

- + Vlieskittel aus extra dickem Material
- + Front- und Armbereich flüssigkeitsabweisend
- + Mit Verschlussbändern im Taillen- und Nackenbereich
- + Großzügiger Schnitt für vollständige Abdeckung und Bewegungsfreiheit
- + Ärmelabschluss mit gut schließenden gestrickten Bündchen
- + Einmalprodukt
- + Latexfrei
- + Haltbarkeit: 3 Jahre



Gestrickte Bündchen





Verschlussband an der Taille



Verschlussband im Nacken

Vlies-Einwegkittel aus extra dickem Material

REF	Beschreibung	Größe ~ cm L x B	Material ~ g / m ²	Farbe	PZN	VE in Stk.
701050	Vlies-Einwegkittel mit Verschlussbändern und gestrickten Bündchen, extra dickes Vliesmaterial, Haltbarkeit 3 Jahre	125 x 145	43 g / m ² (+/- 2 g / m ²)	dunkelgrün 	11879171	5x 10



Vlies-Einwegkittel

DIN EN 14126



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Vlies-Einwegkittel – empfohlen im Rahmen von Schutzmaßnahmen bei MRSA- und Norovirusinfektionen

- + Erfolgreich geprüft nach DIN EN 14126: ISO 16603, 16604, EN ISO 22610, 22611 und 22612
- + Front- und Armbereich flüssigkeitsabweisend
- + Mit Verschlussbändern im Taillen- und Nackenbereich
- + Großzügiger Schnitt für vollständige Abdeckung und Bewegungsfreiheit
- + Ärmelabschluss mit gut schließenden gestrickten Bündchen
- + Einmalprodukt
- + Latexfrei
- + Haltbarkeit: 3 Jahre



Flüssigkeitsabweisend im Front- und Armbereich



Gestrickte, gut schließende Bündchen





Verschlussband im Nacken



Verschlussband an der Taille

Vlies-Einwegkittel DIN EN 14126

REF	Beschreibung	Größe ~ cm L x B	Material ~ g / m ²	Farbe	PZN	VE in Stk.
700030	Vlies-Einwegkittel – empfohlen im Rahmen von Schutzmaßnahmen bei MRSA- und Norovirusinfektionen – im Front- und Armbereich flüssigkeitsabweisend, mit Verschlussbändern und gestrickten Bündchen, Haltbarkeit 3 Jahre	130 x 140	41 g / m ² (+/- 2 g / m ²)	gelb 	11862271	100



CPE-Schutzkittel

DIN EN 14126



BESCHREIBUNG / VORTEILE

CPE-Schutzkittel als Infektionsschutz und Prävention gegen kontaminierte Flüssigkeiten.

- + Zertifiziert nach DIN EN 14126
- + Flüssigkeitsdicht, auch gegen Infektionserreger
- + Mit Daumenloch gegen Ärmelrutschen
- + Mit Bindebändern im Taillenbereich
- + Halsausstanzung
- + Einfaches An- und Ausziehen durch Perforation im Nackenbereich
- + Offener Rückenbereich
- + Material: CPE (chloriertes Polyethylen), gehämmert
- + Einmalprodukt
- + Unsteril
- + Latexfrei
- + Hygienische Einzelverpackung
- + Haltbarkeit: 5 Jahre



Daumenloch




Halsausstanzung



Offener Rückenbereich

CPE-Schutzkittel mit Daumenloch

REF	Beschreibung	Größe ~ cm L x B	Material ~ g / m ²	Farbe	PZN	VE in Stk.
700520	CPE-Schutzkittel mit Daumenloch. Zertifiziert nach DIN EN 14126. Haltbarkeit 5 Jahre	120 x 200	23 g / m ² (+/- 2 g / m ²)	blau 	16685649	100



Vlies-Einwegkittel

Komplett flüssigkeitsabweisend



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Vlies-Einwegkittel – empfohlen im Rahmen von Schutzmaßnahmen bei MRSA- und Norovirusinfektionen

- + Komplett flüssigkeitsabweisend
- + Mit Verschlussbändern im Taillen- und Nackenbereich
- + Großzügiger Schnitt für vollständige Abdeckung und Bewegungsfreiheit
- + Ärmelabschluss mit gut schließenden gestrickten Bündchen
- + Material: PP-Vlies / PE
- + Einmalprodukt
- + Latexfrei
- + Haltbarkeit: 3 Jahre




Gestrickte Bündchen


Halsausschnitt

Verschlussband an der Taille

Komplett flüssigkeitsabweisend

Vlies-Einwegkittel, komplett flüssigkeitsabweisend

REF	Beschreibung	Größe ~ cm L x B	Material ~ g / m ²	Farbe	VE in Stk.
700050	Vlies-Einwegkittel – empfohlen im Rahmen von Schutzmaßnahmen bei MRSA- und Norovirusinfektionen. Komplett flüssigkeitsabweisend	139 x 139	32 g / m ² (+/- 2 g / m ²)	blau 	10 x 10



Vlies-Einwegkittel Mit elastischen Bündchen



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Vlies-Einwegkittel zum Schutz vor Keimverschleppung. Für Pflegepersonal und Besucher

- + Mit Verschlussbändern im Taillen- und Nackenbereich
- + Großzügiger Schnitt für vollständige Abdeckung und Bewegungsfreiheit
- + Ärmelabschluss mit elastischen Bündchen mit Gummizug
- + Einmalprodukt
- + Latexfrei
- + Haltbarkeit: 3 Jahre





Elastische Bündchen mit Gummizug

Verschlussband im Nacken

Verschlussband an der Taille

Vlies-Einwegkittel mit elastischen Bündchen

REF	Beschreibung	Größe ~ cm L x B	Material ~ g / m ²	Farbe	VE in Stk.
701075	Vlies-Einwegkittel – mit Verschlussbändern und elastischen Bündchen mit Gummizug	115 x 137	18 g / m ² (+/- 2 g / m ²)	grün 	10 x 10



Vlies-Einwegkittel Mit gestrickten Bündchen



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Vlies-Einwegkittel zum Schutz vor Keimverschleppung. Für Pflegepersonal und Besucher.

- + Mit Verschlussbändern im Taillen- und Nackenbereich
- + Großzügiger Schnitt für vollständige Abdeckung und Bewegungsfreiheit
- + Ärmelabschluss mit gut schließenden gestrickten Bündchen
- + Einmalprodukt
- + Latexfrei
- + Haltbarkeit: 3 Jahre




Gestrickte Bündchen

Verschlussband im Nacken

Verschlussband an der Taille

Vlies-Einwegkittel mit gestrickten Bündchen

REF	Beschreibung	Größe ~ cm L x B	Material ~ g / m ²	Farbe	VE in Stk.
701070	Vlies-Einwegkittel – zum Schutz vor Keimverschleppung. Für Pflegepersonal und Besucher.	110 x 140	23 g / m ² (+/- 2 g / m ²)	grün	10 x 10



Vlies-Einwegkittel Mit gestrickten Bündchen



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Vlies-Einwegkittel zum Schutz vor Keimverschleppung. Für Pflegepersonal und Besucher.

- + Mit Verschlussbändern im Taillen- und Nackenbereich
- + Großzügiger Schnitt für vollständige Abdeckung und Bewegungsfreiheit
- + Ärmelabschluss mit gut schließenden gestrickten Bündchen
- + Einmalprodukt
- + Latexfrei
- + Haltbarkeit: 5 Jahre





Gestrickte Bündchen

Verschlussband an der Taille

Verschlussband im Nacken

Vlies-Einwegkittel mit gestrickten Bündchen

REF	Beschreibung	Größe ~ cm L x B	Material ~ g / m ²	Farbe	VE in Stk.
701030	Vlies-Einwegkittel – zum Schutz vor Keimverschleppung. Für Pflegepersonal und Besucher.	130 x 140	28 g / m ² (+/- 2 g / m ²)	brombeere 	10 x 10



CPE-Überschuhe Mit Struktur auf der Unterseite



BESCHREIBUNG / VORTEILE

- + Luftdurchlässig
- + Unterseite mit rutschhemmender Struktur aus CPE
- + Einmalprodukt
- + Latexfrei
- + Haltbarkeit: 3 Jahre



Unterseite mit rutschhemmender Struktur aus CPE

CPE-Überschuhe

REF	Beschreibung	Größe ~ cm L x B	Material ~ g / m ²	Farbe	VE in Stk.
700530	Überschuhe mit rutschhemmender Struktur aus CPE auf der Unterseite	38,5 x 17	30	blau	100


CPE-Überschuhe Gehämmert



BESCHREIBUNG / VORTEILE

- + Aus chloriertem Polyethylen
- + Latexfrei
- + Gehämmert
- + Im praktischen Folienbeutel
- + CE-Kennzeichnung

CPE-Überschuhe

REF	Beschreibung	Größe ~ cm L x B	Farbe	VE in Stk.
700531	Überschuhe aus CPE (chloriniertes Polyethylen)	40 x 15	blau 	100

Überstiefel

Laminiert, in zwei unterschiedlichen Größen



BESCHREIBUNG / VORTEILE

- + Ideal für den Einsatz im Krankenhaus und in der Pharma- sowie Lebensmittelindustrie
- + Material aus laminiertem, zweilagigem Polypropylen mit mikroporöser Laminierung
- + Beständig gegen Öle
- + Flüssigkeitsabweisend
- + Reißfest
- + Gummizug an der Wade
- + Verschlussband am Sprunggelenk für einen sicheren Halt
- + Im praktischen PE-Beutel



Überstiefel in zwei unterschiedliche Größen

Überstiefel

REF	Beschreibung	Größe ~ cm L x H	Material ~ g / m ²	Farbe	PZN	VE in Stk.
700532	Überstiefel klein, aus laminiertem, zweilagigem Polypropylen mit mikroporöser Laminierung	34 x 39	55	weiß <input type="checkbox"/>	17314599	50
700533	Überstiefel groß, aus laminiertem, zweilagigem Polypropylen mit mikroporöser Laminierung	40 x 50	55	weiß <input type="checkbox"/>	17314607	50

Medizinischer Mundschutz 3-lagig, Typ II R



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Medizinischer Mund-Nasen-Schutz zum Schutz vor der Exposition möglicherweise infektiöser Tröpfchen.

- + 3-lagig
- + Geprüft nach DIN EN 14683
- + Mit Nasenbügel
- + Material: Vlies
- + Mit Gummischlaufen
- + Gute Hautverträglichkeit – angenehm zu tragen
- + Einmalprodukt
- + Unsteril
- + Latexfrei
- + Haltbarkeit: 3 Jahre



Medizinischer Mundschutz, 3-lagig




Medizinischer Mundschutz mit Nasenbügel



50 Stück Verpackung REF HY98F1

Medizinischer Mundschutz, 3-lagig

REF	Typ	Größe ~ cm L x B	Farbe	VE in Stk.
HY98F1	Typ II R	17 x 9,5	weiß-blau 	50

**„Ohrenscherer“
für alle Masken geeignet**

Maskenhaken, weiß,
REF 700110.
Maskenhalterungen,
schwarz u. weiß, REF 700111 und
700112



Medizinischer Mundschutz

3-lagig, Typ II R, schwarz, EN14683:2019



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Medizinischer Mund-Nasen-Schutz zum Schutz vor der Exposition möglicherweise infektiöser Tröpfchen. Für den Einsatz im Krankenhaus und in der Pflege.

- + Geprüft nach DIN EN 14683:2019 mit CE Kennzeichnung
- + 3-lagig
- + BFE > 98%
- + Fluid Resistance > 120 mm Hg
- + Nasenbügel und Gummischlaufen
- + Gute Hautverträglichkeit & angenehm zu tragen
- + Einmalprodukt
- + Latexfrei



2 Gummischlaufen zur einfachen Befestigung



50 Stück Verpackung



Medizinischer Mundschutz, 3-lagig, schwarz

REF	Typ	Größe ~ cm L x B	Farbe	VE in Stk.
700214	Typ II R	17 x 9,5	schwarz ■	50

Medizinischer Mundschutz

3-lagig, Typ II R, blau, zum Binden, EN14683:2019




BESCHREIBUNG / VORTEILE

Medizinischer Mund-Nasen-Schutz zum Schutz vor der Exposition möglicherweise infektiöser Tröpfchen. Für den Einsatz im Krankenhaus und in der Pflege.

- + Geprüft nach DIN EN 14683:2019 mit CE Kennzeichnung
- + 3-lagig
- + BFE > 98%
- + Fluid Resistance > 120 mm Hg
- + Nasenbügel und Gummischlaufen
- + Gute Hautverträglichkeit & angenehm zu tragen
- + Einmalprodukt
- + Latexfrei



Medizinischer Mundschutz, 3-lagig, zum Binden




Medizinischer Mundschutz mit Nasenbügel



50 Stück Verpackung

Medizinischer Mundschutz, 3-lagig, zum Binden

REF	Typ	Größe ~ cm L x B	Farbe	VE in Stk.
700213	Typ II R	17 x 9,5	weiß-blau 	50

Medizinischer Mundschutz

3-lagig, Typ II R, schwarz, EN14683:2019



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Medizinischer Mund-Nasen-Schutz zum Schutz vor der Exposition möglicherweise infektiöser Tröpfchen. Für den Einsatz im Krankenhaus und in der Pflege.

- + Geprüft nach DIN EN 14683:2019 mit CE Kennzeichnung
- + 3-lagig
- + BFE > 98%
- + Fluid Resistance > 120 mm Hg
- + Nasenbügel und Gummischlaufen
- + Gute Hautverträglichkeit & angenehm zu tragen
- + Einmalprodukt
- + Latexfrei



2 Gummischlaufen zur einfachen Befestigung

50 Stück Verpackung

Medizinischer Mundschutz, 3-lagig, schwarz

REF	Typ	Größe ~ cm L x B	Farbe	VE in Stk.
700211	Typ II R	17 x 9,5	schwarz ■	50

Medizinischer Mundschutz KIDS

Geprüft nach DIN EN 14683



BESCHREIBUNG / VORTEILE

- + Geprüft nach DIN EN 14683 mit CE Kennzeichnung
- + 3-lagiger Mundschutz
- + BFE > 98%
- + Mit Gummischlaufen und integriertem Nasenbügel
- + Gute Hautverträglichkeit & angenehm zu tragen
- + Einmalprodukt
- + Latexfrei



Mundschutz KIDS

50 Stück Verpackung

„Ohrenschnur“,
für alle Masken geeignet

Maskenhaken, weiß,
REF 700110.

Maskenhalterungen,
schwarz u. weiß, REF 700111 und
700112

Medizinischer Mundschutz KIDS

REF	Größe ~ cm L x B	Motiv / Farbe	VE in Stk.
700210_rosa	14,5 x 9	Pandabär / rosa 	50

FFP2 NR D Atemschutzmaske

CE-zertifiziert



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Zum Schutz vor gesundheitsschädlichen festen und flüssigen Partikel. Für den Einsatz im Krankenhaus und in der Pflege.

- + CE-zertifiziert
- + Zum Eigen- und Fremdschutz
- + Formoptimierte Faltmaske
- + Mit Nasenbügel und Schaumstoffpolsterung
- + Entspricht der DIN EN 149:2001-10 + A1:2009
- + Filterleistung: $\geq 95\%$
- + Zusätzliche Dolomitstaubprüfung – weniger Atemwiderstand bei längerer Nutzungszeit
- + Mit 2 Gummibändern zur Befestigung
- + Einzelne hygienische Verpackung
- + Haltbarkeit: 5 Jahre



2 Gummibänder zur Befestigung




Mit Nasenbügel und Schaumstoffpolsterung



Faltbare Maske

FFP2 NR D Atemschutzmaske

REF	Größe ~ L x B mm	Farbe	VE in Stk.
HY8220	115 x 160	weiß 	20

„Ohrenschnur“,
für alle Masken geeignet

Maskenhaken, weiß,
REF 700110.

Maskenhalterungen,
schwarz u. weiß, REF 700111 und
700112



FFP2 NR Atemschutzmaske

Geprüft nach EN149:2001 + A1:2009



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Die Supernal FFP2 Maske bietet sowohl Eigenschutz als auch Fremdschutz nach dem Standard EN 149:2001 + A1:2009 und gehört somit zur persönlichen Schutzausrüstung der Klasse III.

- + CE-zertifiziert
- + Geprüft nach EN149:2001 + A1:2009 – Regelt die Mindestanforderungen für partikelfiltrierende Masken in den jeweiligen Schutzstufen
- + Formoptimierte Faltmaske
- + Filterwirkung $\geq 94\%$
- + Ohrschlaufen inkl. Maskenhaken
- + Verstellbare Nasenbügel mit Schaumstoffpolsterung
- + Einmalprodukt
- + Inkl. Maskenhaken – entlastet den Druck hinter den Ohren
- + Einzeln im Folienbeutel verpackt
- + Haltbarkeit: 3 Jahre



Flache faltbare Maske




Mit Nasenbügel und Schaumstoffpolsterung



Inkl. Maskenhaken in weiß

FFP2 NR Atemschutzmaske

REF	Größe ~ L x B mm	Farbe	VE in Stk.
WDF203	105 x 155	weiß 	25

FFP3 NR D Atemschutzmaske

CE-zertifiziert



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Zum Schutz vor gesundheitsschädlichen festen und flüssigen Partikel. Für den Einsatz im Krankenhaus und in der Pflege.

- + CE-zertifiziert
- + Zum Eigen- und Fremdschutz
- + Formoptimierte Faltmaske
- + Mit Nasenbügel und weicher Schaumpolsterung
- + Entspricht der DIN EN 149:2001 + A1:2009
- + Filterleistung: $\geq 95\%$
- + Zusätzliche Dolomitstaubprüfung – weniger Atemwiderstand bei längerer Nutzungszeit
- + Mit 2 Gummibändern zur Befestigung
- + Einmalprodukt
- + Einzelne hygienische Verpackung
- + Haltbarkeit: 5 Jahre



2 Gummibänder zur Befestigung




Mit Nasenbügel und weicher Schaumpolsterung



Faltbare Maske

FFP3 NR D Atemschutzmaske

REF	Größe ~ L x B cm	Farbe	VE in Stk.
HY9330	210 x 90	weiß 	20

**„Ohrenschröner“,
für alle Masken geeignet**

Maskenhaken, weiß,
REF 700110.
Maskenhalterungen,
schwarz u. weiß, REF 700111 und
700112



Maskenhaken / Maskenhalterungen

Zubehör für medizinische Masken



Maskenhaken
REF 700110



Maskenhalterungen
REF 700111 und 700112

BESCHREIBUNG / VORTEILE

Die Maskenhaken und -halterungen entlasten den Druck hinter den Ohren, der durch die Ohrenschlaufen der Maske entsteht und sind besonders geeignet für Personen, die ihren Mundschutz mehrere Stunden am Stück tragen müssen. Für den Einsatz im Krankenhaus und in der Pflege.

- + Hoher Tragekomfort
- + Material:
Maskenhaken: PP (Polypropylen)
Maskenhalterungen: Silikon
- + Entlastung für die Ohren
- + Stufenweise verstellbar (Maskenhalterungen)
- + Wiederverwendbar
- + Latexfrei



Maskenhaken REF 700110

Maskenhalterung REF 700112

Maskenhaken

REF	Größe ~ cm L x B	Material	Farbe	VE in Stk.
700110	5,2 x 1,5	Polypropylen	weiß <input type="checkbox"/>	10

Maskenhalterungen

700111	14 x 1,5	Silikon	schwarz <input checked="" type="checkbox"/>	10
700112	14 x 1,5	Silikon	weiß <input type="checkbox"/>	10

Schutzbrille

Entspricht der DIN EN 166



BESCHREIBUNG / VORTEILE

- + Entspricht der DIN EN 166
- + Vollsicht-Schutzbrille
- + Als Überbrille tragbar
- + Großes Sichtfeld
- + Mit Anti-Fog-Beschichtung
- + Komplett transparent
- + Latexfrei



Schutzbrille auch als Überbrille tragbar

Belüftungsöffnungen in den Bügeln

Schutzbrille

REF	Gewicht ~ Gramm	Farbe	Material	VE in Stk.
778000	39,6	transparent	PC	20


Infektionsschutzbrille

Entspricht der DIN EN 166



BESCHREIBUNG / VORTEILE

- + Entspricht der DIN EN 166
- + Vollsicht-Schutzbrille
- + Hermetisch geschlossen
- + Als Überbrille tragbar
- + Großes Sichtfeld
- + Mit Anti-Fog-Beschichtung
- + Latexfrei



4 Belüftungsöffnungen

Verstellbares Gummihalteband

Infektionsschutzbrille

REF	Gewicht ~ Gramm	Farbe	Material	VE in Stk.
778100	76	transparent	PC/Azetat	15

Gesichtsvisier

Wiederverwendbarer, verstellbarer Rahmen und wechselbare Visiere



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Das Medical Face Shield lässt sich durch die Zugkordel problemlos an jede Kopfform anpassen und ist wiederverwendbar. Im Lieferumfang befinden sich 10 Visiere zum Austausch. Das entspiegelte, klare Visier verfügt über eine Anti-Beschlag-Beschichtung und ist hochklappbar.

- + CE-Kennzeichnung
- + Optisch klares Visier
- + Visier ist hochklappbar
- + Rahmen lässt sich durch die Zugkordel problemlos an jede Kopfform anpassen und ist wiederverwendbar
- + Inklusive 10 Visiere zum Wechseln



Hochklappbares Visier

Höhenverstellbarer Rahmen und Zugkordel zur Anpassung an die Kopfform

Gesichtsvisier

REF	Gewicht ~ Gramm	Maße Visier cm L x B	Farbe	Material	VE in Stk.
F02	Rahmen ohne Visier: 36,5 Rahmen mit 1 Visier: 55	28 x 19	Rahmen: blau Visier: transparent	PET, PP	1

Gesichtsschild

Rundum-Schutz für das gesamte Gesicht



BESCHREIBUNG / VORTEILE

- + Der Stirnbereich ist durch Schaumstoff gepolstert
- + Elastisches Befestigungsband
- + Optisch klares Visier verfügt über Anti-Fog-Beschichtung
- + Transparentes und flexibles Folienvisier (Schutzfolie auf dem Visier bitte vor Verwendung abziehen)
- + Bequem mit Mundschutz und Korrekturbrille zu tragen



Schutzfolie vor Gebrauch abziehen



Weiche Schaumstoffpolsterung im Stirnbereich

Gesichtsschild

REF	Gewicht ~ Gramm	Größe in cm L x B	Farbe	Material	VE in Stk.
779000	40	33 x 22	transparent	PET	15



UROLOGIE

Janmed +

Uroflex® 5000 TUR-bag

Geschlossenes Urindrainagesystem / Spülbeutel



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Der TUR-bag Uroflex® 5000 – geschlossenes Urindrainagesystem – dient als Spülbeutel zur postoperativen transurethralen Blasen-spülung.

- + Nadelfreie Urinprobeentnahme am Universalstufenkonnektor beugt Nadelstichverletzungen vor
- + Universalstufenkonnektor mit Schutzkappe ist für alle gängigen Katheter geeignet
- + Aufhängung des Systems mit stabilem und flexiblem Halter und zusätzlicher Kordel
- + Festes Doghouse gewährleistet optimalen Halt des Ablassventils
- + Senkrechtes Kreuzventil zum Schieben für den einfachen Einhandablass. Sorgt für ein sicheres und hygienisches Entleeren des Urinbeutels
- + Hydrophob beschichtete Mikrofilter an Tropfkammer und Urinbeutel zum hygienischen Druckausgleich
- + Anti-Knick-Spirale am proximalen Schlauchende reduziert das Abknicken des Schlauches
- + Flexibler und knickstabiler Schlauch mit Schiebeklemme und Bettuchklammer
- + Bakterien- und flüssigkeitsdichte Beutelbelüftung
- + Latexfrei



Geschützter hydrophober Bakterienfilter an Tropfkammer und integrierte Rückflusssperre



Senkrechtes Kreuzventil zum Schieben für die sichere und einfache Einhandbedienung



Konnektor mit nadelfreier Urinprobeentnahmestelle zur sicheren Entnahme der Urinprobe ohne das Risiko einer Stichverletzung



Anti-Knick-Spirale am proximalen Schlauchende reduziert das Risiko des Abknickens des Schlauches

Uroflex® 5000 TUR-bag

REF	Beutelvolumen ml	Schlauchlänge cm	Typ	Ablassventil	PZN	VE in Stk.
600250	5000	120	nadelfrei	senkrecht Kreuzventil	12426632	20

Uroflex® UMS1

Geschlossenes Einkammer Urin Mess-System



BESCHREIBUNG / VORTEILE

- + Nadelfreie Urinprobeentnahme am Universalstufenkonnektor beugt Nadelstichverletzungen vor
- + Mit Universal-Stufenkonnektor
- + Extra große Tropfkammer mit integrierter Rückflusssperre zum permanenten Druckausgleich. Somit kann das Risiko für aufsteigende Infektionen effektiv gesenkt werden
- + Exakte Feingraduierung für die Stundenmessung mit Frischurinentnahmestelle am Urimeter
- + Aufhängung des Systems mit stabilem und flexiblem Halter und zusätzlicher Kordel
- + Festes Doghouse gewährleistet optimalen Halt des Ablassventils
- + Kreuzventil zum Schieben für den einfachen Einhandablass. Sorgt für ein sicheres und hygienisches Entleeren des Urinbeutels
- + Hydrophob beschichtete Mikrofilter an Tropfkammer, Urimeter und Urinbeutel zum hygienischen Druckausgleich
- + Anti-Knick-Spirale am proximalen Schlauchende reduziert das Abknicken des Schlauches
- + Flexibler und knickstabiler Schlauch mit Schiebeklemme und Bettuchklammer
- + Bakterien- und flüssigkeitsdichte Beutelbelüftung
- + Bis zu 7 Tage einsetzbar
- + Latexfrei



Geschützter hydrophober Bakterienfilter an Tropfkammer und integriertes Rückflussventil



Anti-Knick-Spirale am proximalen Schlauchende reduziert das Risiko des Abknickens des Schlauches



Konnektor mit nadelfreier Urinprobeentnahmestelle zur sicheren Entnahme der Urinprobe ohne das Risiko einer Stichverletzung



Zusätzliche Belüftung durch Bakterienfilter (flüssigkeitsdicht)

Uroflex® UMS1

REF	Beutelvolumen ml	Schlauchlänge cm	Urimeter ml	Typ	Ablassventil	PZN	VE in Stk.
600313	2600	150	500	nadelfrei	senkrecht Kreuzventil	12144460	10

Uroflex® UMS500

Geschlossenes Urin Mess-System mit Wechselbeutel



- + Durch geringe Systemlänge wird der Abstand zum Fußboden vergrößert und somit das Kontaminationsrisiko reduziert
- + Komfortabler Entleerungshebel für eine schnelle und vollständige Entleerung der Messkammer
- + Geschützter hydrophober Bakterienfilter in der Messkammer sorgt für eine risikoarme Entlüftung des Systems
- + Übersichtliche Skalierung ermöglicht ein präzises und schnelles Ablesen des Urinvolumens
- + Überlauf in der 500 ml Messkammer verhindert den Urinstau bei Überfüllung der Kammer
- + Rückschlagventil verhindert ein Zurückfließen des Urins von der Messkammer in den Schlauch
- + Wechselbeutel mit 2000 ml Volumen inkl. Kreuzventil-Ablasshahn und hydrophoben Bakterienfilter
- + Rückschlagventil im Wechselbeutel verhindert das Auslaufen des Urins beim Wechseln des Beutels
- + Anti-Knick-Spirale am proximalen Schlauchende reduziert das Risiko des Abknickens des Schlauches
- + Flexibler und knickstabiler Schlauch mit Schiebeklemme und Bettuchklammer
- + Konnektor mit nadelfreier Urinprobeentnahmestelle zur sicheren Entnahme der Urinprobe ohne das Risiko einer Stichverletzung
- + Variable Befestigungsmöglichkeiten am Bett
- + Latexfrei



Variable Befestigungsmöglichkeiten am Bett durch verschiedene Halterungen (Haken, Riemen)

Anti-Knick-Spirale am proximalen Schlauchende reduziert das Risiko des Abknickens des Schlauches

Komfortabler Entleerungshebel mit hydrophobem Bakterienfilter für eine schnelle und vollständige Entleerung der Messkammer

Docking für den Ablasshahn

Uroflex® UMS500 geschlossenes Urin Mess-System mit Wechselbeutel

REF	Beutelvolumen ml	Schlauchlänge cm	Urimeter ml	Typ	VE in Stk.
600319	2000	150	500	nadelfrei	10

Uroflex® UMS500 Wechselbeutel

REF	Beutelvolumen ml	VE in Stk.
600320	2000	50

Uroflex® 2000

Geschlossenes Urindrainagesystem



BESCHREIBUNG / VORTEILE

- + Nadelfreie, plane Urinprobeentnahme am Universalstufenkonnektor beugt Nadelstichverletzungen vor
- + Mit Universal-Stufenkonnektor
- + Extra große Tropfkammer mit integrierter Rückflusssperre zum permanenten Druckausgleich. Somit kann das Risiko für aufsteigende Infektionen effektiv gesenkt werden
- + Aufhängung des Systems mit stabilem und flexiblem Halter und zusätzlicher Kordel mit Einhängeöse
- + Festes Doghouse gewährleistet optimalen Halt des Ablassventils
- + Senkrecht Kreuzventil zum Schieben für den einfachen Einhandablass. Sorgt für ein sicheres und hygienisches Entleeren des Urinbeutels
- + Hydrophob beschichtete Mikrofilter an Tropfkammer und Urinbeutel zum hygienischen Druckausgleich
- + Flexibler und knickstabiler Schlauch mit Schiebeklemme und Bettuchklammer
- + Bakterien- und flüssigkeitsdichte Beutelbelüftung
- + Bis zu 7 Tage einsetzbar
- + Latexfrei



Geschützter hydrophober Bakterienfilter an Tropfkammer und integrierte Rückflusssperre



Senkrecht Kreuzventil zum Schieben für die sichere und einfache Einhandbedienung



Konnektor mit nadelfreier Urinprobeentnahmestelle zur sicheren Entnahme der Urinprobe ohne das Risiko einer Stichverletzung



Zusätzliche Belüftung durch Bakterienfilter (flüssigkeitsdicht)

Uroflex® 2000

REF	Beutelvolumen ml	Schlauchlänge cm	Typ	Ablassventil	Hilfsmittelnummer	PZN	VE in Stk.
600090	2000	90	nadelfrei	senkrecht Kreuzventil	15.25.07.0075	12146105	25
600120	2000	120	nadelfrei	senkrecht Kreuzventil	15.25.07.0069	12146111	25

Sekretbeutel


Einfaches System ohne Ablass



REF 601200

BESCHREIBUNG / VORTEILE

- + Einfaches System ohne Ablass
- + Mit Universal-Stufenkonnektor
- + Doppelte Versiegelung des Beutels
- + Aufhängeösen extra verstärkt
- + Ausführung steril (EO) mit Rückflusssperre (NRV)
- + Ausführung unsteril ohne Rückflusssperre (NRV)
- + Verschiedene Volumina
- + Latexfrei
- + Haltbarkeit: 5 Jahre



Befestigung/Aufhängung durch 4 bzw. 2 verstärkte Ösen

Universal-Stufenkonnektor bei allen Beuteln

Sekretbeutel

REF	Beutelvolumen ml	Schlauchlänge cm	Ausführung	Hilfsmittelnummer	PZN	VE in Stk.
600150	1500	90	unsteril ohne Rückflusssperre	-	13417374	200
600200	2000	90	unsteril ohne Rückflusssperre	-	13417380	200
601150	1500	90	steril mit Rückflusssperre	15.25.06.2006	13417397	100
601200	2000	90	steril mit Rückflusssperre	15.25.06.2006	13417405	100

Urinbeutel

Einfaches System mit Ablass



BESCHREIBUNG / VORTEILE

- + Einfaches System mit Ablass
- + Mit Universal-Stufenkonnektor
- + Doppelte Versiegelung des Beutels
- + Aufhängeösen extra verstärkt
- + Kreuzventil für einfachen Einhandablass
- + Ausführung steril (EO) / unsteril
- + Rückflusssperre (NRV)
- + Latexfrei
- + Haltbarkeit: 5 Jahre

Urinbeutel

REF	Beutel- volumen ml	Schlauch- länge cm	Ausführung	Hilfsmittel- nummer	PZN	VE in Stk.
600210	2000	90	steril mit Rückflusssperre	15.25.06.3050	13417411	50



Rückflusssperre



Praktischer Einhand Ablasshahn für die sichere und einfache Bedienung

Beutelhalter

Für Sekret-, Urinbeutel



Beutelhalter

REF	Material / Farbe	Ausführung	Hilfsmittel- nummer	PZN	VE in Stk.	Stk. im Umkarton
600300	Kunststoff / grün	unsteril	15.99.99.0010	13417434	10	20x 10

BESCHREIBUNG / VORTEILE

Beutelhalter für Sekret- & Urinbeutel

- + Material: Kunststoff
- + Farbe: grün
- + Unsteril
- + Latexfrei
- + Haltbarkeit: 5 Jahre

Uroflex® 1K

1-Kammer Urin-Beinbeutel



BESCHREIBUNG / VORTEILE


- Universell einsetzbarer, steriler 1-Kammer Urin-Beinbeutel.
- + Rückflusssperre (NRV)
 - + Schlauchlänge (kürzbar): 50 cm
 - + Zusätzlicher Konnektor
 - + Flexibler und knickstabiler Schlauch mit Schutzkappe
 - + Senkrechtes Kreuzventil zum Schieben für einfachen Einhandablass
 - + Kurze Beutellänge durch hochklappbaren Ablasshahn
 - + Anschlussmöglichkeit für Bettbeutel
 - + Weiche und hautfreundliche Innenseite
 - + Bis zu 7 Tage einsetzbar
 - + Latexfrei
 - + Haltbarkeit: 5 Jahre



Kurze Beutellänge durch hochklappbaren Ablasshahn



Weiches Doghouse



Hautfreundliche Vliesbeschichtung der Innenseite; praktische Ösen zum einfachen und sicheren Anbringen von Haltebändern



Anwendung mit Halteband REF 630535 u. REF 630635

Uroflex® 1K

REF	Beutelvolumen ml	Schlauchlänge cm	Hilfsmittelnummer	PZN	VE in Stk.	Stk. im Umkarton
611750	750	50	15.25.05.3131	14285704	10	30

Uroflex® 3K

3-Kammer Urin-Beinbeutel



BESCHREIBUNG / VORTEILE

3-Kammer Beinbeutel für mehr Tragekomfort.

- + Rückflusssperre (NRV)
- + Schlauchlänge (kürzbar): 50 cm
- + Zusätzlicher Konnektor
- + Flexibler und knickstabiler Schlauch mit Schutzkappe
- + Senkrecht Kreuzventil zum Schieben für einfachen Einhandablass
- + Anschlussmöglichkeit für Bettbeutel
- + Weiche und hautfreundliche Innenseite
- + Ausführungen: steril / unsteril
- + Verschiedene Volumina
- + Bis zu 7 Tage einsetzbar
- + Latexfrei
- + Haltbarkeit: 5 Jahre



Anwendung mit Halteband REF 630535



Anwendung mit Halteband REF 630635



Weiche und hautfreundliche Innenseite




Praktischer Einhand Ablasshahn und Ansatzstück für Bettbeutel

Uroflex® 3K

REF	Beutel- volumen ml	Schlauch- länge cm	Ausführung	Hilfsmittelnummer	PZN	VE in Stk.	Stk. im Umkarton
630500	500	50	unsteril	15.25.05.3130	14168602	10	3x 10
630750	750	50	unsteril	15.25.05.3130	14168625	10	3x 10
631500	500	50	steril	15.25.05.3118	14168594	10	3x 10
631750	750	50	steril	15.25.05.3119	14168619	10	3x 10

Haltebänder Für Urin-Beinbeutel



REF 630535



REF 630635

BESCHREIBUNG / VORTEILE

Haltebänder für Urin-Beinbeutel zur sicheren und angenehmen Befestigung am Bein

- + Individuell einstellbar
- + Wiederverwendbar und waschbar bis 40°C
- + Unsteril
- + Latexfrei
- + Haltbarkeit: 5 Jahre



Anwendung Halteband REF 630635 mit Uroflex® 1K am Unterschenkel



Anwendung Halteband REF 630635 mit Uroflex® 3K am Oberschenkel

Uroflex® Haltebänder

REF	Ausführung	Länge / Breite ~ cm	Hilfsmittelnummer	PZN	VE
630535	mit Klettverschluss	53 / 2,5	15.99.99.0009	14170668	10 Paar
630635	mit Klettverschluss und Knöpfen	63 / 3,5 u. 2,3	15.99.99.0009	14170651	10 Paar

Uroflex® 24h Urin Bein-Bettbeutel

Halteband Für Uroflex® 24h



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Geschlossenes Bein-Bett-Urindrainagesystem für Tag und Nacht.

- + Rückflusssperre (NRV)
- + Verschiedene Schlauchlängen
- + Extra große Tropfkammer
- + Nadelfrei Urinprobeentnahmestelle
- + Bakterien- und flüssigkeitsdichte Beutelbelüftung
- + Flexibler und knickstabiler Schlauch mit Schutzkappe
- + Senkrechtes Kreuzventil zum Schieben für einfachen Einhandablass
- + Kurze Beutellänge durch hochklappbaren Ablasshahn, inkl. weiches Doghouse
- + Anschlussmöglichkeit für Bettbeutel
- + Weiche und hautfreundliche Innenseite
- + Einfache Befestigung mit Haltebändern am Bein, bzw. am Bett, zusätzliche Kordel mit Einhängöse
- + Bis zu 7 Tagen einsetzbar
- + Latexfrei
- + Haltbarkeit: 5 Jahre



Hydrophobe Tropfkammer mit integrierter Rückflusssperre (NRV)



Nadelfreie Urinprobeentnahmestelle am Universalstufenkonnector



Hautfreundliche Vliesbeschichtung der Innenseite; praktische Ösen zum einfachen und sicheren Anbringen von Haltebändern



Anwendung mit Halteband REF 624010

Uroflex® 24h Urin Bein-Bettbeutel

REF	Beutelvolumen ml	Schlauchlänge cm	Ausführung	PZN	VE in Stk.
624130	1000	30	steril	15308181	20
624160	1000	60	steril	15308198	20
624190	1000	90	steril	15308206	20

Uroflex® Halteband für 24h Beinbeutel

REF	Ausführung / Beschreibung	Länge / Breite ~ cm	PZN	VE
624010	Klettverschluss mit zusätzlicher Schlauchsicherung	68 / 5,2	15308212	10 Paar



Uroflex® Urinalkondome

Selbsthaftend, Typ I bis Typ III



Typ I



Typ II






Typ III

BESCHREIBUNG / VORTEILE

Die Urinalkondome für Männer sind speziell für die Behandlung der männlichen Harninkontinenz konzipiert. Die Uroflex® Urinalkondome sind latexfrei und bestehen aus 100 % medizinischem Silikon. Die Platzierung des Klebers bietet eine verbesserte Leistung und mehr Komfort für den Patienten. Urinalkondome für Männer bestehen aus einer Manschette, einem Übergangsbereich und einem Konnektor-Anschluss. Die Uroflex® Urinalkondome werden in Kombination mit einem Urinbeutel zur Ausleitung von Urin verwendet.

- + Kondom-Urinal aus medizinischem Silikon
- + Selbstklebend
- + Kondom-Urinal für Männer zur Urinableitung
- + Diskret, zuverlässig und sehr einfach in der Anwendung
- + Für den ganzen Tag
- + Leicht anzubringen
- + Auslaufsicher
- + Angenehmes Tragegefühl
- + Ausgewogene Haftung
- + Latexfrei
- + CE-Kennzeichnung

Uroflex® Urinalkondome Typ I bis III

REF	Typ	Gesamtlänge mm	Schaftlänge mm	Klebelänge mm	Innen Ø mm	Hilfsmittelnummer	PZN	VE in Stk.
3A0125	 Typ I	145	80	45	25	15.25.04.7050	17414651	30
3A0129		145	80	45	29	15.25.04.7050	17414668	30
3A0132		145	80	45	32	15.25.04.7050	17414674	30
3A0136		145	80	45	36	15.25.04.7050	17414680	30
3A0141		145	80	45	41	15.25.04.7050	17414697	30
3A0225	 Typ II	115	50	40	25	15.25.04.7050	17414705	30
3A0229		115	50	40	29	15.25.04.7050	17414711	30
3A0232		115	50	40	32	15.25.04.7050	17414728	30
3A0236		115	50	40	36	15.25.04.7050	17414728	30
3A0241		115	50	40	41	15.25.04.7050	17414740	30
3A0325	 Typ III	145	80	70	25	15.25.04.7050	17414757	30
3A0329		145	80	70	29	15.25.04.7050	17414763	30
3A0332		145	80	70	32	15.25.04.7050	17414786	30
3A0336		145	80	70	36	15.25.04.7050	17414792	30
3A0341		145	80	70	41	15.25.04.7050	17414800	30
(± 5mm)								

Uroflex® Haltebänder

Für Uroflex® 24h



Anwendung
mit Halteband oben

BESCHREIBUNG / VORTEILE

Haltebänder für Uroflex® 24h Beinbeutel zur sicheren und angenehmen Befestigung am Bein

- + Individuell einstellbar
- + Zur Fixierung von Beinbeuteln am Ober- oder Unterschenkel
- + Mit durchgängiger klettbarer Oberfläche und zusätzlichem Klettstreifen für die Fixierung von Tropfkammern
- + Gepolstert, Innenseite aus Baumwolle
- + Paarweise verpackt
- + Wiederverwendbar und waschbar bis 60°C
- + Unsteril
- + Enthält Latex
- + Haltbarkeit: 4 Jahre



Halteband für oben



Halteband für unten



Anwendung mit Halteband unten



Innenseite angenehm gepolstert

Uroflex® Halteband für 24h Beinbeutel

REF	Ausführung	Länge / Breite ~ cm	PZN	VE
624020	Klettverschluss mit zusätzlicher Schlauchsicherung	55 / 5,3	19505406	10 Paar

Uroflex® Beinbeutel taschen

Zur Fixierung von Urin-Beuteln



Beispielfoto mit Größe M

BESCHREIBUNG / VORTEILE





Uroflex® Beinbeutel taschen zur Fixierung von Urin-Beuteln.

- + Mit integrierter Beutel tasche
- + Tasche mit Öffnung für den Ablasshahn
- + Waschbar bis 60 °C
- + Wiederverwendbar
- + Für Ober- und Unterschenkel geeignet
- + Unterschiedliche Größen
- + Elastisches, anschmiegsames Gewebe
- + Material: 76 % Polyester, 24 % Elastan
- + Unsteril
- + Latexfrei



Uroflex® Beinbeutel taschen in unterschiedlichen Größen: S, M, L und XL

Uroflex® Beinbeutel taschen

REF	Beschreibung	Größe	Beinumfang ~ cm	Farbige Kennzeichnung	PZN	Hilfsmittelnummer	VE in Stk.
624041	Uroflex® Beinbeutel tasche zur Fixierung von Urin-Beuteln	S	24 - 39	gelb 	19892509	15.99.99.0009	10
624042	Uroflex® Beinbeutel tasche zur Fixierung von Urin-Beuteln	M	36 - 55	blau 	19892515	15.99.99.0009	10
624043	Uroflex® Beinbeutel tasche zur Fixierung von Urin-Beuteln	L	40 - 70	braun 	19892521	15.99.99.0009	10
624044	Uroflex® Beinbeutel tasche zur Fixierung von Urin-Beuteln	XL	65 - 95	grün 	19892538	15.99.99.0009	10

Uroflex® Unterschenkel-Stulpe

Zur Fixierung von Urin-Beuteln



Beispielfoto mit Größe M

BESCHREIBUNG / VORTEILE

Die Uroflex® Unterschenkel-Stulpe bietet eine sichere, hautfreundliche und individuell anpassbare Lösung zur Fixierung von Urin-Beuteln.

- + Integrierte Beinbeutel tasche
- + Sichere und einfache Fixierung des Urin-Beutels durch Klettverschluss an der Beinbeutel tasche
- + Beinbeutel tasche mit Öffnung für Ablasshahn
- + Links / Rechts tragbar
- + Silikonstreifen sorgen für optimalen Halt
- + Aus weichem Baumwollmischgewebe
- + 3 verschiedene Größen
- + 2 verschiedene Farben
- + Wiederverwendbar
- + Waschbar bis 60 °C
- + Unsteril



Uroflex® Unterschenkel-Stulpe: tragbar am linken als auch am rechten Unterschenkel, in weiß und schwarz



Uroflex® Unterschenkel-Stulpe: integrierte Beinbeutel tasche, sichere und flexible Fixierung durch Klettverschluss



Uroflex® Unterschenkel-Stulpe: eingearbeitete Silikonstreifen, oben und unten, bieten optimalen Halt

Uroflex® Unterschenkel-Stulpe

REF	Beschreibung	Größe	Farbe	Umfang ~ cm	PZN	Hilfsmittelnummer	VE in Stk.
623250	Uroflex® Unterschenkel-Stulpe zur Fixierung von Urin-Beuteln	S	weiß <input type="checkbox"/>	32	19892478	15.99.99.0009	10
623550	Uroflex® Unterschenkel-Stulpe zur Fixierung von Urin-Beuteln	M	weiß <input type="checkbox"/>	35	19892484	15.99.99.0009	10
623750	Uroflex® Unterschenkel-Stulpe zur Fixierung von Urin-Beuteln	L	weiß <input type="checkbox"/>	37	19892490	15.99.99.0009	10
623251	Uroflex® Unterschenkel-Stulpe zur Fixierung von Urin-Beuteln	S	schwarz <input checked="" type="checkbox"/>	32	20371632	15.99.99.0009	10
623551	Uroflex® Unterschenkel-Stulpe zur Fixierung von Urin-Beuteln	M	schwarz <input checked="" type="checkbox"/>	35	20371626	15.99.99.0009	10
623751	Uroflex® Unterschenkel-Stulpe zur Fixierung von Urin-Beuteln	L	schwarz <input checked="" type="checkbox"/>	37	20371603	15.99.99.0009	10

Uroflex® Einbeinhose Für Urin-Beinbeutel



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Uroflex® Einbeinhose für Urin-Beinbeutel.

- + Einbeinhose mit integrierte Beinbeuteltasche
- + Beinbeuteltasche mit Öffnung für Ablasshahn
- + Links / Rechts tragbar
- + Verstellbarer und bequemer Hüftgurt mit Silikonstreifen
- + Aus weichem Baumwollmischgewebe
- + Kompatibel mit gängigen Beinbeutelsystemen
- + 3 verschiedene Größen
- + 2 verschiedene Farben
- + Wiederverwendbar
- + Waschbar bis 60 °C
- + Unsteril
- + Latexfrei



Uroflex® Einbeinhose in weiß und schwarz

Uroflex® Einbeinhose: flexibler Gurt mit Klettverschluss und Silikonstreifen

Uroflex® Einbeinhose für Urin-Beinbeutel

REF	Beschreibung	Größe	Farbe	Hüftumfang ~ cm	PZN	Hilfsmittel- nummer	VE in Stk.
627020	Uroflex® Einbeinhose für Urin-Beinbeutel	M	weiß <input type="checkbox"/>	85 - 95	20305368	15.99.99.0009	10
627030	Uroflex® Einbeinhose für Urin-Beinbeutel	L	weiß <input type="checkbox"/>	90 - 100	20305380	15.99.99.0009	10
627040	Uroflex® Einbeinhose für Urin-Beinbeutel	XL	weiß <input type="checkbox"/>	98 - 120	20305405	15.99.99.0009	10
627021	Uroflex® Einbeinhose für Urin-Beinbeutel	M	schwarz <input checked="" type="checkbox"/>	85 - 95	20305374	15.99.99.0009	10
627031	Uroflex® Einbeinhose für Urin-Beinbeutel	L	schwarz <input checked="" type="checkbox"/>	90 - 100	20305397	15.99.99.0009	10
627041	Uroflex® Einbeinhose für Urin-Beinbeutel	XL	schwarz <input checked="" type="checkbox"/>	98 - 120	20305428	15.99.99.0009	10

Uroflex® Urinbeutel Sichtschutz


Diskrete Aufbewahrung



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Der Uroflex® Urinbeutel Sichtschutz ist eine praktische Lösung zur diskreten Aufbewahrung von allen gängigen Urinbeuteln bis 2000 ml. Dank praktischer Klettverschlüsse lässt sich der Sichtschutz schnell und sicher am Urinbeutel befestigen.

- + Größe: ca. 29 x 35 cm
- + Material: Vliesstoff, PP 70 g/m²
- + Farbe: dunkelblau
- + Mit Klettverschlüssen (3)
- + Waschbar bei 30° C



Uroflex® Urinbeutel Sichtschutz, dunkelblau, mit Klettverschlüssen

Uroflex® Urinbeutel Sichtschutz

REF	Farbe	Größe ~ cm	VE in Stk.
600410	dunkelblau 	29 x 35	1

Urinbeutel Tasche

Diskretes Verbergen



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Die Urinbeutel Tasche ist eine komfortable und hygienische Lösung für den Alltag, um den Urinbeutel unauffällig zu verbergen. Dank der verstellbaren Gurte ist eine variable Anpassung möglich.

- + Größe: 30 x 35 cm
- + Material: Oxford 420D PU-Gewebe
- + Farbe: schwarz
- + Mit Klettverschluss
- + Mit verstellbaren Gurten (60 cm Länge)



Urinbeutel Tasche: mit verstellbaren Gurten



Urinbeutel Tasche: mit Klettverschluss

Urinbeutel Tasche

REF	Farbe	Größe ~ cm	VE in Stk.
600400	schwarz 	30 x 35	1

Uroflex® Blockerspritze

Mit 10 ml wässriger Glycerin-Lösung



BESCHREIBUNG / VORTEILE

- Fertigspritze mit 10 ml Wasser-Glycerin-Gemisch zum Füllen des Ballons von Blasenkathetern.
- + Blockermedium, nur zum Befüllen von Kathetern
- + Nicht zur Injektion geeignet
- + Steril
- + Latexfrei
- + Einmalprodukt



Uroflex® Blockerspritze mit Abdeckkappe




Uroflex® Blockerspritze, 10x einzeln steril verpackt

Uroflex® Blockerspritze


REF	Beschreibung	PZN	VE in Stk.
600800	Uroflex® Blockerspritze Mit 10 ml wässriger Glycerin-Lösung, als Blockermedium zur Befüllung des Ballons von Blasenkathetern	18783712	100

Uroflex® Katheterventil Standard Mit Kipphebel



BESCHREIBUNG / VORTEILE

- Katheterventil zur Steuerung der Harnblasenentleerung mit einem Dauerkatheter.
- + Mit Kipphebel zum Öffnen und Schließen
 - + Mit Ansatzstück für Urinbeutel
 - + Konischer Stufenkonnektor zur Verbindung zum Katheter
 - + Steril
 - + Latexfrei
 - + Einmalprodukt



Uroflex® Katheterventil Standard


Uroflex® Katheterventil Standard, mit Kipphebel

Uroflex® Katheterventil Standard

REF	Beschreibung	PZN	VE in Stk.
600700	Uroflex® Katheterventil Standard Mit Kipphebel, Ansatzstück für Urinbeutel und Stufenkonnektor	18724862	400

Uroflex® Katheterventil Plus

Mit Kipphebel und farbiger Kennzeichnung




BESCHREIBUNG / VORTEILE

- Katheterventil zur Steuerung der Harnblasenentleerung mit einem Dauerkatheter.
- + Mit Kipphebel zum Öffnen und Schließen
 - + Mit Ansatzstück für Urinbeutel
 - + Konischer Stufenkonnektor zur Verbindung zum Katheter
 - + Farbige Kennzeichnung (open/close)
 - + Steril
 - + Einmalprodukt



Uroflex® Katheterventil Plus



Uroflex® Katheterventil Plus, mit Kipphebel und farbiger Kennzeichnung (open/close)

Uroflex® Katheterventil Plus

REF	Beschreibung	PZN	VE in Stk.
600750	Uroflex® Katheterventil Plus Mit Kipphebel, farbiger Kennzeichnung, Ansatzstück für Urinbeutel und Stufenkonnektor	18786751	100

Katheterstopfen Mit Stufenkonnektor



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Für den Verschluss des Drainageansatzes von Blasenkathetern.

- + Passend für alle gängigen Kathetergrößen
- + Universalgröße - Stufenkonnektor
- + Einzel, steril verpackt
- + Gerippt, für starken und sicheren Halt
- + Latexfrei
- + Einmalprodukt
- + Haltbarkeit: 5 Jahre



Katheterstopfen, blau

Katheterstopfen, einzeln, steril verpackt

Katheterstopfen

REF	Farbe	Länge mm	VE in Stk.
F05A010110	blau ■	55 +/- 5	200

Uroflex® Katheterfixierung Universal



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Die Uroflex® Katheterfixierung bietet eine sichere, hautfreundliche und individuell anpassbare Lösung zur Fixierung von transurethralen und suprapubischen Ballonkathetern.

- + Fixierung von transurethralen (Oberschenkel) und suprapubischen (Taille) Ballonkathetern
- + Fixierungsflasche passt für alle Kathetergrößen
- + Verhindert ein heraus- / verrutschen des Katheters
- + Wiederverwendbar
- + Waschbar bis 60 °C
- + Unsteril
- + Latexfrei



Uroflex® Katheterfixierung bei suprapubischem Ballonkatheter



Uroflex® Katheterfixierung



Uroflex® Katheterfixierung: Fixierungsflasche passt für alle Kathetergrößen

Uroflex® Katheterfixierung

REF	Beschreibung	Größe B x L ~ cm	PZN	VE in Stk.
624030	Uroflex® Katheterfixierung zur Fixierung von transurethralen und suprapubischen Ballonkathetern, universal	5 x 110	19824962	10

Uroflex® Katheter Fixierpflaster

Zur Fixierung von Kathetern, selbstklebend



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Das Uroflex® Katheter Fixierpflaster sorgt für eine zuverlässige und schonende Fixierung von transurethralen und suprapubischen Kathetern. Dank der stabilen Klettschleife werden Katheter sicher gehalten und ein versehentliches Verrutschen oder Herausziehen zuverlässig verhindert.

- + Zuverlässige Fixierung von Ballonkathetern
- + Hautfreundliches Material mit sensitivem Kleber
- + Verhindert ein heraus- / verrutschen des Katheters
- + Hochwertiger Klettverschluss kann mehrfach geöffnet und geschlossen werden
- + Ideal für Klinik, Pflegeheim & häusliche Anwendung
- + Steril
- + CE-Kennzeichnung



Uroflex® Katheter Fixierpflaster: hautfreundliches Material, mit Klettverschluss

Uroflex® Katheter Fixierpflaster: Sicherung des Katheters durch stabilen Klettverschluss

Uroflex® Katheter Fixierpflaster: hochwertiger Klettverschluss kann mehrfach geöffnet und geschlossen werden

Uroflex® Katheter Fixierpflaster

REF	Beschreibung	Form	Größe B x L ~ cm	Hilfsmittelnummer	VE in Stk.
624040	Uroflex® Katheter Fixierpflaster zur Fixierung von Kathetern	oval	5 x 6,5	15.99.99.0002	10

Katheterklemme Mit Arretierung



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Die unsterile Katheterklemme ist ein zuverlässiges Hilfsmittel zur temporären Unterbrechung oder Kontrolle des Harnflusses bei der Verwendung von Kathetern.

- + Einfache Anwendung mit Einrastmechanismus
- + Passend für alle gängigen Kathetergrößen
- + Einhand Bedienung
- + Stabiler medizinischer Kunststoff
- + Unsteril
- + Latexfrei
- + Einmalprodukt



Katheterklemme, blau, offen



Katheterklemme, blau, geschlossen

Katheterklemme

REF	Farbe	VE in Stk.
600730	blau ■	1

Ballonkatheter

Silikon, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Die Silikon Ballonkatheter sind indiziert für akute und chronische Erkrankungen der Harnwege, intra- und postoperative Urinableitung und für die Urindrainage zur Messung der Harnausscheidung bei Intensivpflege und Infusionstherapie.

- + Aus 100 % Silikon
- + 2-Wege
- + Mit Nelaton-Spitze
- + Verschiedene Längen und Volumina
- + Farbcodierung zur besseren Visualisierung der verschiedenen Größen
- + Steril
- + Einmalprodukt



Silikon Ballonkatheter, geblockt

Silikon Ballonkatheter, 2-Wege

Ballonkatheter, Silikon, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze

REF	Beschreibung	FR/CH	Ballon Ø ~ ml	Länge ~ cm	Farbige Kennzeichnung	VE in Stk.
F01B011408	Ballonkatheter, Silikon, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze	14/4,7 mm	15	34	grün	10
F01B011608	Ballonkatheter, Silikon, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze	16/5,3 mm	15	34	orange	10
F01B011810	Ballonkatheter, Silikon, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze	18/6,0 mm	30	34	rot	10
F01B012010	Ballonkatheter, Silikon, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze	20/6,7 mm	30	34	gelb	10
F01B012210	Ballonkatheter, Silikon, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze	22/7,3 mm	30	34	lila	10

Ballonkatheter

Latex, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Die Latex Ballonkatheter sind indiziert für akute und chronische Erkrankungen der Harnwege, intra- und postoperative Urinableitung und für die Urindrainage zur Messung der Harnausscheidung bei Intensivpflege und Infusionstherapie.

- + Aus Latex, Silikon beschichtet
- + 2-Wege
- + Mit Nelaton-Spitze
- + Verschiedene Längen und Volumina
- + Farbcodierung zur besseren Visualisierung der verschiedenen Größen
- + Steril
- + Einmalprodukt










Latex Ballonkatheter, geblockt



Latex Ballonkatheter, 2-Wege

Ballonkatheter, Latex, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze

REF	Beschreibung	FR/CH	Ballon Ø ~ ml	Länge ~ cm	Farbige Kennzeichnung	VE in Stk.
F01A021208	Ballonkatheter, Latex, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze	12/4,0 mm	15	34	weiß 	10
F01A021408	Ballonkatheter, Latex, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze	14/4,7 mm	15	34	grün 	10
F01A021608	Ballonkatheter, Latex, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze	16/5,3 mm	15	34	orange 	10
F01A021810	Ballonkatheter, Latex, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze	18/6,0 mm	30	34	rot 	10
F01A022010	Ballonkatheter, Latex, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze	20/6,7 mm	30	34	gelb 	10
F01A022210	Ballonkatheter, Latex, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze	22/7,3 mm	30	34	lila 	10
F01A022410	Ballonkatheter, Latex, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze	24/8,0 mm	30	34	blau 	10

Intermittierender Selbstkatheter (ISK) Für Frauen, mit hydrophiler Beschichtung



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Für den intermittierenden Selbstkatheterismus (ISK) bei einer Blasenfunktionsstörung. Die Katheter können vom Patienten selbst oder einer Pflegeperson eingeführt werden.









- + Hydrophile Beschichtung für eine optimale Gleitfähigkeit (Wassersacht)
- + Farbcodierung zur besseren Visualisierung der verschiedenen Größen
- + Latex- und DEHP-frei
- + Aus medizinischem PVC
- + Steril
- + Einmalprodukt
- + Haltbarkeit: 3 Jahre




Katheter-Spitze

Wassersacht zur hydrophilen Beschichtung

Intermittierender Selbstkatheter für Frauen

REF	Beschreibung	FR/CH	Länge ~ mm	Farbige Kennzeichnung	VE in Stk.
F01E230810	Intermittierender Selbstkatheter für Frauen, mit hydrophiler Beschichtung	08/2,7 mm	130	blau 	30
F01E231010	Intermittierender Selbstkatheter für Frauen, mit hydrophiler Beschichtung	10/3,3 mm	130	schwarz 	30
F01E231210	Intermittierender Selbstkatheter für Frauen, mit hydrophiler Beschichtung	12/4,0 mm	130	weiß 	30
F01E231410	Intermittierender Selbstkatheter für Frauen, mit hydrophiler Beschichtung	14/4,7 mm	130	grün 	30
F01E231610	Intermittierender Selbstkatheter für Frauen, mit hydrophiler Beschichtung	16/5,3 mm	130	orange 	30
F01E231810	Intermittierender Selbstkatheter für Frauen, mit hydrophiler Beschichtung	18/6,0 mm	130	rot 	30
F01E232010	Intermittierender Selbstkatheter für Frauen, mit hydrophiler Beschichtung	20/6,7 mm	130	gelb 	30
F01E232210	Intermittierender Selbstkatheter für Frauen, mit hydrophiler Beschichtung	22/7,3 mm	130	lila 	30


Intermittierender Selbstkatheter (ISK) Für Männer, mit hydrophiler Beschichtung



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Für den intermittierenden Selbstkatheterismus (ISK) bei einer Blasenfunktionsstörung. Die Katheter können vom Patienten selbst oder einer Pflegeperson eingeführt werden.









- + Hydrophile Beschichtung für eine optimale Gleitfähigkeit (Wassersacht)
- + Farbcodierung zur besseren Visualisierung der verschiedenen Größen
- + Latex- und DEHP-frei
- + Aus medizinischem PVC
- + Steril
- + Einmalprodukt
- + Haltbarkeit: 3 Jahre



Katheter-Spitze

Wassersacht zur hydrophilen Beschichtung

Intermittierender Selbstkatheter für Männer

REF	Beschreibung	FR/CH	Länge ~ mm	Farbige Kennzeichnung	VE in Stk.
F01E210810	Intermittierender Selbstkatheter für Männer, mit hydrophiler Beschichtung	08/2,7 mm	370	blau 	30
F01E211010	Intermittierender Selbstkatheter für Männer, mit hydrophiler Beschichtung	10/3,3 mm	370	schwarz 	30
F01E211210	Intermittierender Selbstkatheter für Männer, mit hydrophiler Beschichtung	12/4,0 mm	370	weiß 	30
F01E211410	Intermittierender Selbstkatheter für Männer, mit hydrophiler Beschichtung	14/4,7 mm	370	grün 	30
F01E211610	Intermittierender Selbstkatheter für Männer, mit hydrophiler Beschichtung	16/5,3 mm	370	orange 	30
F01E211810	Intermittierender Selbstkatheter für Männer, mit hydrophiler Beschichtung	18/6,0 mm	370	rot 	30
F01E212010	Intermittierender Selbstkatheter für Männer, mit hydrophiler Beschichtung	20/6,7 mm	370	gelb 	30
F01E212210	Intermittierender Selbstkatheter für Männer, mit hydrophiler Beschichtung	22/7,3 mm	370	lila 	30



SAUERSTOFF THERAPIE

Janmed +

Sauerstoffmasken, mittlere O₂ Konzentration

Für Kinder und Erwachsene, unsteril



R01A020210
Sauerstoffmaske für Erwachsene

BESCHREIBUNG / VORTEILE

Sauerstoffmasken für die Zufuhr konzentrierten Sauerstoffs (mittlere O₂ Konzentration) über Mund und Nase zur Unterstützung der Atmung.

- + Einmalprodukt
- + Sicherheitsschlauch mit Sternlumen
- + Standardkonnektor für eine Sauerstoffquelle (Flussrate 5-10 l/min.)
- + Gummiband zur Befestigung am Hinterkopf
- + Nasenclip zur besseren Anpassung an die Nasenphysiognomie
- + Maske aus PVC
- + Latexfrei
- + PHT- und DEHP-haltig
- + Material: medizinisches PVC, PET, EL, Al, DEHP
- + Einzel klinisch rein verpackt, unsteril
- + CE-Kennzeichnung
- + Klassifizierung: IIa
- + Haltbarkeit: 5 Jahre





Sauerstoffmaske für Kinder

Sauerstoffmaske für Erwachsene

Besonders knicksicherer Schlauch durch inneres Sternlumen

Sauerstoffmasken, mittlere O₂ Konzentration

REF	Größe	Schlauchlänge cm	Ausführung	PZN	VE in Stk.
R01A020210	Erwachsene	213 	unsteril	18254008	50
R01A020410	Kinder	213 	unsteril	18253983	50

Sauerstoffmasken mit Reservoirbeutel, hohe O₂ Konzentration

Für Kinder und Erwachsene, unsteril



R01A040210
Sauerstoffmaske mit Reservoirbeutel
für Erwachsene

BESCHREIBUNG / VORTEILE

Sauerstoffmasken für die Zufuhr konzentrierten Sauerstoffs (hohe O₂ Konzentration) über Mund und Nase zur Unterstützung der Atmung.

- + Einmalprodukt
- + Sicherheitsschlauch mit Sternlumen
- + Standardkonnektor für eine Sauerstoffquelle (Flussrate 10-15 l/min.)
- + Gummiband zur Befestigung am Hinterkopf
- + Nasenclip zur besseren Anpassung an die Nasenphysiognomie
- + Mit Reservoirbeutel zur Vermeidung der Rückatmung
- + Maske aus PVC
- + Latexfrei
- + PHT- und DEHP-haltig
- + Material: medizinisches PVC, PET, EL, AI, DEHP
- + Einzel klinisch rein verpackt, unsteril
- + CE-Kennzeichnung
- + Klassifizierung: IIa
- + Haltbarkeit: 5 Jahre





Sauerstoffmaske mit Reservoirbeutel für Kinder



Besonders knicksicherer Schlauch durch inneres Sternlumen

Sauerstoffmasken mit Reservoirbeutel, hohe O₂ Konzentration

REF	Größe / Beschreibung	Schlauchlänge cm	Ausführung	PZN	VE in Stk.
R01A040210	Erwachsene / ohne Rückatmung	213 	unsteril	18254014	50
R01A040410	Kinder / ohne Rückatmung	213 	unsteril	18254043	50

Sauerstoffbrillen

Gerader / gekrümmter Ansatz, unsteril




R01B010510
Sauerstoffbrille für Erwachsene,
426 cm Schlauchlänge

BESCHREIBUNG / VORTEILE

Sauerstoffbrillen mit geradem Ansatz und zwei Kanülen zur kontinuierlichen (Langzeit-) Versorgung mit konzentriertem Sauerstoff über die Nase.

- + Einmalprodukt
- + Sicherheitsschlauch mit Sternlumen
- + Standardkonnektor für eine Sauerstoffquelle
- + Latexfrei
- + Material: medizinisches PVC
- + Einzel klinisch rein verpackt, unsteril
- + CE-Kennzeichnung
- + Klassifizierung: IIa
- + Haltbarkeit: 5 Jahre









Sauerstoffbrille, gerader Ansatz

Sauerstoffbrille, gekrümmter Ansatz

Besonders knicksicherer Schlauch durch inneres Sternlumen

Sauerstoffbrillen, gerader / gekrümmter Ansatz

REF	Größe / Beschreibung	Schlauchlänge cm	Ausführung	PZN	VE in Stk.
R01B010510	Erwachsene / gerader Ansatz 	426	 unsteril	18275358	25
R01B01011F	Erwachsene / gerader Ansatz DEHP-frei 	213	 unsteril	18254132	50
R01B06011F	Erwachsene / gekrümmter Ansatz DEHP-frei 	213	 unsteril	18254149	50

Sauerstoffschläuche

Verschiedene Längen, unsteril




R01C017510
Sauerstoffschlauch, 750 cm Schlauchlänge

BESCHREIBUNG / VORTEILE

Sauerstoffschläuche zur Reichweitenverlängerung in Verbindung mit Sauerstoffmasken und Verneblern für die kontinuierliche Versorgung mit konzentriertem Sauerstoff.



- + Einmalprodukt
- + Sicherheitsschlauch mit Sternlumen
- + Standardkonnektor, beidseits nicht kürzbar
- + Latexfrei
- + PHT- und DEHP-haltig
- + Material: medizinisches PVC
- + Einzel klinisch rein verpackt, unsteril
- + CE-Kennzeichnung
- + Klassifizierung: IIa
- + Haltbarkeit: 5 Jahre



Sauerstoffschlauch, 1500 cm Länge

Besonders knicksicherer Schlauch durch inneres Sternlumen

Sauerstoffschläuche, unsteril

REF	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Schlauchlänge cm	Ausführung	PZN	VE in Stk.
R01C017510	3,3	5,6	750	 unsteril	18254103	25
R01C015010	3,3	5,6	1500	 unsteril	18254126	25

Vernebler-Sets mit Maske

Für Kinder und Erwachsene, unsteril



R01G010210
Vernebler-Set für Erwachsene

BESCHREIBUNG / VORTEILE

Jet-Vernebler bestehend aus Maske, Vernebler-Topf und Sauerstoffschlauch für die medikamentöse Inhalations-Therapie zur Behandlung von Asthma, zystischer Fibrose und anderen Atemwegserkrankungen.

- + Einmalprodukt
- + Sicherheitsschlauch mit Sternlumen
- + Standardkonnektor für eine Sauerstoffquelle (Flussrate 6-8 l/min.)
- + Gummiband zur Befestigung am Hinterkopf
- + Nasenclip zur besseren Anpassung an die Nasenphysiognomie
- + Maske aus PVC
- + Sauerstoffdruck: max. 2 bar
- + Aerosol Abgaberate: $\geq 0,2$ ml/ min
- + Partikelgröße (MMAD): $< 5 \mu\text{m}$
- + Geometrische Standardabweichung (GSD) 6 ml: 1,93 GSD
- + Alveolengängige Fraktion ($< 5 \mu\text{m}$) 6 ml: 71,03 %
- + Latexfrei
- + PHT- und DEHP-haltig
- + Material: medizinisches PVC, PET, EL, AI, DEHP, ABS
- + Einzel klinisch rein verpackt, unsteril
- + CE-Kennzeichnung
- + Klassifizierung: IIa
- + Haltbarkeit: 5 Jahre



Vernebler-Set für Kinder





Vernebler-Topf



Besonders knicksicherer Schlauch durch inneres Sternlumen

Vernebler-Sets mit Maske

REF	Größe	Schlauchlänge cm	Ausführung	PZN	VE in Stk.
R01G010210	Erwachsene	213 	unsteril	18254072	50
R01G010410	Kinder	213 	unsteril	18254089	25

Vernebler-Set T

T-Vernebler, für Erwachsene, unsteril



BESCHREIBUNG / VORTEILE

T-Vernebler bestehend aus T-Stück, Mundstück, Faltenschlauch, Vernebler-Topf und Sauerstoffschlauch für die medikamentöse Inhalations-Therapie zur Behandlung von Asthma, zystischer Fibrose und anderen Atemwegserkrankungen.

- + Einmalprodukt
- + Sicherheitsschlauch mit Sternlumen
- + Standardkonnektor für eine Sauerstoffquelle (Flussrate 6-8 l/min.)
- + Sauerstoffdruck: max. 2 bar
- + Aerosol Abgaberate: $\geq 0,2$ ml/ min
- + Partikelgröße (MMAD): $< 5 \mu\text{m}$
- + Geometrische Standardabweichung (GSD) 6 ml: 1,93 GSD
- + Alveolengängige Fraktion ($< 5 \mu\text{m}$) 6 ml: 71,03 %
- + Latexfrei
- + PHT- und DEHP-haltig
- + Material: medizinisches PVC, PET, EL, AI, DEHP, ABS
- + Einzel klinisch rein verpackt, unsteril
- + CE-Kennzeichnung
- + Klassifizierung: IIa
- + Haltbarkeit: 5 Jahre



Vernebler-Set T bestehend aus Mundstück, T-Stück, Faltenschlauch, Vernebler-Topf mit Sauerstoffschlauch (Standardkonnektor)

Besonders knicksicherer Schlauch durch inneres Sternlumen

Vernebler-Set T

REF	Größe	Schlauchlänge cm	Ausführung	PZN	VE in Stk.
R01E030620	Erwachsene	213 	unsteril	18254095	25

ETCO₂-Sauerstoffbrillen

Mit und ohne Luer-Lock Scheibenfilter




R01B02014F
ETCO₂-Sauerstoffbrille für Erwachsene,
mit Luer-Lock Scheibenfilter

BESCHREIBUNG / VORTEILE

Diese spezielle Sauerstoff-Nasenbrille wurde für die kombinierte nasale CO₂-Messung (EtCO₂) und gleichzeitige Sauerstoffgabe entwickelt. Sie eignet sich ideal für Patientenüberwachung in Klinik, Notfallmedizin oder medizinischer Versorgung. Über einen separaten Stutzen mit männlichem Luer-Lock-Anschluss wird das ausgeatmete CO₂ erfasst und zur Kapnografie weitergeleitet, während parallel Sauerstoff zugeführt wird.









- + Für nasale EtCO₂-Messung und gleichzeitige O₂-Verabreichung
- + 1 Anschluss mit Luer-Lock (männlich) zur CO₂-Überwachung
- + Mit und ohne Luer-Lock Scheibenfilter erhältlich
- + Weiche, komfortable Nasenprongs
- + Schlauchlänge 300 cm – für flexible Anwendung
- + Für den Einmalgebrauch
- + DEHP-Frei
- + Einzeln klinisch rein verpackt, unsteril



ETCO₂-Sauerstoffbrille

ETCO₂-Sauerstoffbrille:
Luer-Lock Anschluss

ETCO₂-Sauerstoffbrillen

REF	Größe / Beschreibung	Schlauchlänge cm	Ausführung	VE in Stk.
R01B02012F	ETCO ₂ -Sauerstoffbrille für Erwachsene, gerader Ansatz 	300	 unsteril	100
R01B02014F	ETCO ₂ -Sauerstoffbrille für Erwachsene, mit Luer-Lock Scheibenfilter, gerader Ansatz 	300	 unsteril	100
R01B02022F	ETCO ₂ -Sauerstoffbrille für Kinder, gekrümmter Ansatz 	300	 unsteril	100
R01B02024F	ETCO ₂ -Sauerstoffbrille für Kinder, mit Luer-Lock Scheibenfilter, gekrümmter Ansatz 	300	 unsteril	100

ETCO₂-Sauerstoffmasken

Mit und ohne Luer-Lock Scheibenfilter



R01A10023F
ETCO₂-Sauerstoffmaske für Erwachsene,
mit Luer-Lock Scheibenfilter

BESCHREIBUNG / VORTEILE

Die ETCO₂-Sauerstoffmaske ermöglicht die gleichzeitige Gabe von Sauerstoff und die kontinuierliche Überwachung des ausgeatmeten Kohlendioxids über Mund und Nase. Dank vorinstallierter O₂- und Probenahmeleitungen lässt sich die Maske schnell und unkompliziert anschließen.

- + Für ETCO₂-Messung und gleichzeitige O₂-Verabreichung
- + ETCO₂-Sauerstoffmaske für Mund und Nase
- + 1 Anschluss mit Luer-Lock (männlich) zur CO₂-Überwachung
- + Schlauchlänge 213 cm – für flexible Anwendung
- + Für den Einmalgebrauch
- + DEHP-Frei
- + Einzel klinisch rein verpackt, unsteril







ETCO₂-Sauerstoffmaske



ETCO₂-Sauerstoffmaske:
Luer-Lock Anschluss

ETCO₂-Sauerstoffmasken

REF	Größe	Schlauchlänge cm	Ausführung	VE in Stk.
R01A10021F	ETCO ₂ -Sauerstoffmaske für Erwachsene	213 	unsteril	100
R01A10023F	ETCO ₂ -Sauerstoffmaske für Erwachsene, mit Luer-Lock Scheibenfilter	213 	unsteril	100
R01A10041F	ETCO ₂ -Sauerstoffmaske für Kinder	213 	unsteril	100
R01A10043F	ETCO ₂ -Sauerstoffmaske für Kinder, mit Luer-Lock Scheibenfilter	213 	unsteril	100



PFLEGEBEDARF

Janmed +


Medikamentendispenser

Für einen Tag mit vier Fächern



BESCHREIBUNG / VORTEILE

- + Für einen Tag 4 separate Fächer
- + Beschriftung der Fächer auf Deutsch und Englisch: MORGEN, MITTAG, ABEND, NACHT; MORNING, NOON, EVENING, NIGHT
- + Zusätzliche Kennzeichnung der Fächer mit einfachen Symbolen
- + Zusätzliche Prägung der Fächer auf der Unterseite in Blindenschrift
- + Schmale Form mit transparentem Schiebedeckel
- + Sichert eine saubere Medikamentenaufbewahrung
- + Einfache Handhabung
- + Unterverpackt zu 5x 40 Stk.
- + Latexfrei



Medikamentendispenser mit transparentem Schiebedeckel



Prägung der Fächer in Blindenschrift auf der Unterseite

Medikamentendispenser

REF	Größe Dispenser ~ cm (B x L x H)	Größe Fächer ~ cm (B x L x H)	Ausführung	Farbe	Material	PZN	VE in Stk.
N17634-B	6 x 22 x 1,5	2,5 x 4,2 x 1,5	unsteril	blau	PP/PVC	12144520	5x 40

Einnahmebecher

Volumen 30 ml



BESCHREIBUNG / VORTEILE

- + Leichte Einwegausführung mit Bördelrand
- + Graduiert bis 30 ml
- + Optimal zur Verabreichung von Arzneimitteln (Tropfen, Säfte, Tabletten, ...)
- + Becher sind hochtransparent, Inhalt optimal sichtbar
- + Druckfest und bruchsicher
- + Mit Schnappdeckel optional lieferbar
- + Schnappdeckel ist beschriftbar
- + Unsteril verpackt
- + Latexfrei



Einnahmebecher und Deckel

REF	Beschreibung	Farbe	VE in Stk.	Stk. im Umkarton
09170-T	Einnahmebecher	transparent	80	60 Beutel à 80
L4520072	Deckel, beschriftbar	weiß	500	8 Beutel à 500

Uroflex® Urinflasche für Männer

Eckig, milchig



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Die Uroflex® Urinflasche für Männer ist ein ideales Hilfsmittel für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser und in der häuslichen Betreuung. Die Flasche zeichnet sich durch Stabilität, gute Kontrolle, Sicherheit und einer einfachen Handhabung aus.

- + Form: eckig
- + Farbe: milchig
- + Volumen: 1 l
- + Mit Deckel (Farbe blau)
- + Mit Messkala (in 50 ml Schritten)
- + Material: Kunststoff Polypropylen
- + Autoklavierbar bis 130 °C
- + Unsteril

Uroflex® Urinflasche für Männer

REF	Farbe	Form	Volumen	VE in Stk.
600760	milchig, transparent	eckig	1 l	25

Haarwaschbecken-Set Aufblasbar mit Nackenausschnitt



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Aufblasbares Haarwaschbecken mit Nackenausschnitt zur hygienischen Pflege von Bettlägerigen.

- + Aus Polyvinylchlorid (PVC)
- + Mit Duschkammer und Pumpe
- + Mit Aussparung für den Hals
- + Materialstärke: ca. 0,32 mm
- + Besonders zur Haarwäsche bei bettlägerigen Patienten geeignet
- + Komfortable Nutzung im Liegen, ohne Druckstellenerzeugung im Nacken
- + Mit Ablassschlauch (ca. 70 cm)
- + Ablauf am rechten Kopfbende
- + 2-reihig, 2 getrennte Luftkammern
- + Verschlussbarer Stopfen im Beckenboden



Inkl. Luftpumpe



Inkl. Wasserbeutel und Brause



2-reihiges Waschbecken mit 2 getrennten Luftkammern

Waschbecken

REF	Größe ~ B x T x H cm	Material	Farbe
773080	60 x 50 x 22	PVC	weiß



PRAXISBEDARF

Janmed +

Venenstauer Mit Kunststoff-Verschluss



BESCHREIBUNG / VORTEILE

- + Mit elastischem Textilband (hautfreundlich)
Breite ca. 2,5 cm / Länge ca. 40 cm
- + Mit Kunststoff-Verschluss und Druckknopf
- + Für einfache Einhandbedienung
- + Unkompliziertes Anlegen und Abnehmen
- + Getrennte Funktionen für Entstauen und Lösen
(Druck kann schrittweise oder sofort gelöst werden)
- + Geeignet für Erwachsene und Kinder
- + Waschbar bis 95°C
- + Latexfrei
- + Verschiedene Farben
- + Haltbarkeit: 5 Jahre



Venenstauer in verschiedenen Farben erhältlich



Sicherheitsverschluss

Venenstauer

REF	Farbe	PZN	VE in Stk.
780100	blau	13947043	10
780200	rot	13947066	10

Wund- und Blasenspritzen Mit Luer-Adapter




Volumen
50-60 ml

Volumen
100 ml

BESCHREIBUNG / VORTEILE

Wund- und Blasenspritze mit Luer-Adapter zur Spülung von Wunden und der Blase und zur Verabreichung von Flüssigkeit, Medikamenten und Sondennahrung

- + Gleichmäßiger Vorschub durch Gummikolbendichtung
- + Sehr hohe Dichtigkeit
- + Auch als Ernährungsspritze verwendbar
- + Gerader Katheteransatz mit Luer-Adapter
- + Sehr deutliche Skalierung in 2 ml Schritten
- + Praktischer Griffiring
- + 3-teilig
- + Einzeln steril verpackt
- + Latex, PVC- und DEHP-frei
- + Haltbarkeit: 5 Jahre



Gerader Katheteransatz ...

... mit Luer-Adapter

Integrierter Luer-Adapter

Wund- und Blasenspritzen

REF	Volumen ~ ml	Ausführung	Hilfsmittelnummer	PZN	VE in Stk.
790060	50-60	mit blauem Luer-Adapter	03.99.01.5014	12387576	50
790100	100	mit transparentem Luer-Adapter	03.99.01.5015	12387582	25

Infrarot Thermometer

Kontaktloses Fiebertessen im Stirnbereich



BESCHREIBUNG / VORTEILE

- + Messmethode: kontaktlos
- + Messpunkt: Stirn
- + Messabstand: 0 bis 5 cm
- + Silent Modus einstellbar
- + Display mit Hintergrundbeleuchtung
- + Vibrations Alarm
- + Ein-Druckknopf Messung
- + Mit Kurzanleitung und ausführlicher Gebrauchsanweisung
- + Inkl. 2 Batterien



Silent Modus einstellbar

Mess-Sensor

Infrarot Thermometer

REF	Gewicht ~ Gramm	Abmessung in mm	Batterien	Farbe	VE in Stk.
700800	68 (ohne Batterien)	149 x 38 x 42	2x 1,5V AAA	weiß	1

Digitales Fieberthermometer Mit flexibler Messspitze



Mit flexibler Messspitze

BESCHREIBUNG / VORTEILE

- + Flexible und weiche Spitze vermindert die Verletzungsgefahr
- + Gut ablesbares LCD-Display mit digitaler Temperaturanzeige
- + Signalton am Ende der Messung
- + Abschaltautomatik
- + Desinfektionsfähig
- + Inkl. Aufbewahrungshülle aus Kunststoff



Thermometer in Aufbewahrungshülle aus Kunststoff

Batteriefach

Digitales Fieberthermometer

REF	Gewicht ~ Gramm	Abmessung in mm	Batterie	Farbe	VE in Stk.
700900	10 (inkl. Batterie)	124 x 18 x 9	1x Knopf-batterie (1,5V DC, Größe LR41)	weiß	1



MIT HERZ UND
SACHVERSTAND
HEMOCARE VON JANMED

janmed.de



Vertrieb durch: **Janmed +**



Janmed GmbH
Otto-Hahn-Straße 18
71069 Sindelfingen, Germany



Tel.: +49(0)7031-76234-0
Fax: +49(0)7031-76234-19



info@janmed.de