HOMECARE KATALOG



Janmed ist für die Bereiche Handel und Vertrieb von Medizinprodukten nach DIN EN ISO 13485 und DIN EN ISO 9001 zertifiziert







SAUERSTOFFTHERAPIE

PFLEGEBEDARF

PRAXISBEDARF





Janmed +

Liegenabdeckungen

2-lagig, auf Rolle



BESCHREIBLING / VORTELLE

- + Liegenabdeckung auf Rolle
- + 2 Lagen aus 100 % reinem Zellstoff
- + Qualität: ca. 2 x 18 g/m²
- + Weich, reiss- und nassfest, geprägt und hochweiß
- + Perforiert, bei einer Abrisslänge von 38 cm (131 Abrisse)
- + Rollen sind einzeln eingeschweißt
- + Verschiedene Rollen-Breiten im Sortiment
- + Latexfrei





Geprägt, reiss- und nassfest

Perforierter Abriss

Liegenabdeckungen

REF	Breite ~ cm	Länge ~ m	VE in Stk.
315039	39	50	9
315050	50	50	9
315055	55	50	9
315059	59	50	9

Trageschutzlaken

2 Lagen



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Für einen hygienischen Schutz von Tragen und Liegen vor Nässe und Verunreinigung.

- + 2 Lagen
- + Gewicht Tissue: 24 g/m² (±2 g)
- + Gewicht Polyethylen Folie: 16 g/m2 (± 1 g)
- + Fadenverstärkt mit 48 Fäden
- + Flüssigkeitsdichte PE-Folie auf Unterseite
- + Reißfest und strapazierfähig
- + Material: Papier, beschichtet
- + Haltbarkeit: 5 Jahre
- + Unster



Fadenverstärktes Trageschutzlaken

Flüssigkeitsdichte Unterseite

Unterverpackt zu 25 Stück

Trageschutzlaken

REF	Farbe	Größe (B x L)	VE in Stk.
775210	weiß	75 x 210 cm	100 (4x 25)

Unter such ung shand schuhe

Nitril



BESCHREIBLING / VORTELLE

Einweg-Untersuchungs- und Schutzhandschuhe aus Nitril

- + Puderfrei
- + Latexfrei
- + DEHP-frei
- + Unsteri
- + Verschieden Größen
- + Verschieden Farben
- + Einmalprodukt

Untersuchungshandschuhe, Nitril

REF	Beschreibung	Größe	Farbe	VE in Stk.
721010	Untersuchungshandschuhe, Nitril	S	blau	100
721020	Untersuchungshandschuhe, Nitril	М	blau	100
721030	Untersuchungshandschuhe, Nitril	L	blau	100
721040	Untersuchungshandschuhe, Nitril	XL	blau	100
722010	Untersuchungshandschuhe, Nitril	S	weiß	100
722020	Untersuchungshandschuhe, Nitril	М	weiß	100
722030	Untersuchungshandschuhe, Nitril	L	weiß	100
722040	Untersuchungshandschuhe, Nitril	XL	weiß	100
723010	Untersuchungshandschuhe, Nitril	S	schwarz	100
723020	Untersuchungshandschuhe, Nitril	М	schwarz	100
723030	Untersuchungshandschuhe, Nitril	L	schwarz	100
723040	Untersuchungshandschuhe, Nitril	XL	schwarz	100



Aus extra dickem Material



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Vlies-Einwegkittel zum Schutz vor Keimverschleppung. Für Pflegepersonal und Besucher

- + Vlieskittel aus extra dickem Material
- + Front- und Armbereich flüssigkeitsabweisend
- + Mit Verschlussbändern im Taillen- und Nackenbereich
- + Großzügiger Schnitt für vollständige Abdeckung und Bewegungsfreiheit
- + Ärmelabschluss mit gut schließenden gestrickten Bündchen
- + Einmalprodukt
- + Latexfrei
- + Haltharkeit∙ 3 Jahre




Gestrickte Bündchen

Verschlussband an der Taille

Verschlussband im Nacken

Vlies-Einwegkittel aus extra dickem Material

	REF	Beschreibung	Größe ~ cm L x B	Material ~ g / m²	Farbe	PZN	VE in Stk.
•	701050	Vlies-Einwegkittel mit Verschlussbändern und gestrickten Bündchen, extra dickes Vliesmaterial, Haltbarkeit 3 Jahre	125 x 145	43 g / m ² (+/- 2 g / m ²)	dunkel- grün	11879171	5x 10



Mit gestrickten Bündchen



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Vlies-Einwegkittel zum Schutz vor Keimverschleppung. Für Pflegepersonal und Besucher

- ⊢ Mit Verschlusshändern im Taillen- und Nackenhereich
- + Großzügiger Schnitt für vollständige Abdeckung und Bewegungsfreiheit
- + Ärmelabschluss mit gut schließenden gestrickten Bündchen
- + Einmalprodukt
- + Latexfrei
- + Haltharkeit: 3 Jahre



Gestrickte, gut schließende Bündchen




Verschlussband im Nacken



Verschlussband an der Taille

Vlies-Einwegkittel mit gestrickten Bündchen

REF	Beschreibung	Größe ~ cm L x B	Material ~g/m²	Farbe	PZN	VE in Stk.
701040	Vlies-Einwegkittel mit Verschlussbändern und gestrickten Bündchen, Haltbarkeit 3 Jahre	130 x 160	25 g / m ² (+/- 2 g / m ²)	grün	11879165	10 x 10



DIN EN 14126



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Vlies-Einwegkittel — empfohlen im Rahmer von Schutzmaßnahmen bei MRSA- und Norovinginfaktionen

- + Erfolgreich geprüft nach DIN EN 14126: ISO 16603, 16604, EN ISO 22610, 22611 und 22612
- + Front- und Armbereich flüssigkeitsabweisend
- + Mit Verschlussbändern im Taillen- und Nackenbereich
- + Großzügiger Schnitt für vollständige Abdeckung und Bewegungsfreiheit
- + Ärmelabschluss mit gut schließenden gestrickten Bündchen
- + Einmalprodukt
- + Latexfrei
- + Haltbarkeit: 3 Jahre







Gestrickte, gut schließende Bündchen



Verschlussband im Nacken



Verschlussband an der Taille

Vlies-Einwegkittel DIN EN 14126

REF	Beschreibung	Größe ~ cm L x B	Material ~ g / m²	Farbe	PZN	VE in Stk.
700030	Vlies-Einwegkittel — empfohlen im Rahmen von Schutzmaßnahmen bei MRSA- und Norovirusinfektionen — im Front- und Armbereich flüssigkeitsabweisend, mit Verschlussbändern und gestrickten Bündchen, Haltbarkeit 3 Jahre	130 x 140	41 g / m ² (+/- 2 g / m ²)	gelb	11862271	100



CPE-Schutzkittel

DIN EN 14126



BESCHREIBUNG / VORTEILE

CPE-Schutzkittel als Infektionsschutz und Prävention gegen kontaminierte Flüssigkeiten.

- + 7ertifiziert nach DIN FN 14126
- + Flüssigkeitsdicht, auch gegen Infektionserreger
- + Mit Daumenloch gegen Ärmelrutschen
- + Mit Rindehändern im Taillenhereich
- + Halsausstanzung
- + Einfaches An- und Ausziehen durch Perforation im Nackenbereich
- + Offener Rückenbereich
- + Material: CPE (chloriertes Polyethylen), gehämmert
- + Einmalprodukt
- + Unsteril
- + Latexfrei
- + Hygienische Einzelverpackung
- + Haltharkeit 5 Jahre








Offener Rückenbereich

Daumenloch Halsausstanzung

CPE-Schutzkittel mit Daumenloch

REF	Beschreibung	Größe ~ cm L x B	Material ~ g / m²	Farbe	PZN	VE in Stk.
700520	CPE-Schutzkittel mit Daumenloch. Zertifiziert nach DIN EN 14126. Haltbarkeit 5 Jahre	120 x 200	23 g / m ² (+/- 2 g / m ²)	blau	16685649	100



CPE-Schutzkittel

DIN EN 14126



BESCHREIBUNG / VORTEILE

CPE-Schutzkittel als Infektionsschutz und Prävention gegen kontaminierte Flüssigkeiten.

- + 7ertifiziert nach DIN FN 14126
- + Flüssigkeitsdicht, auch gegen Infektionserreger
- + Mit Daumenloch gegen Ärmelrutschen
- + Mit Rindehändern im Taillenhereich
- + Halsausstanzung
- Einfaches An- und Ausziehen durch Perforation im Nackenbereich
- + Offener Rückenbereich
- + Material: CPE (chloriertes Polyethylen), gehämmert
- + Einmalprodukt
- + Unsteril
- + Latexfrei
- + Hygienische Einzelverpackung
- + Haltharkeit 5 Jahre








Daumenloch

Halsausstanzung

Offener Rückenbereich

CPE-Schutzkittel mit Daumenloch

REF	Beschreibung	Größe ~ cm L x B	Material ~ g / m²	Farbe	PZN	VE in Stk.
700522	CPE-Schutzkittel mit Daumenloch. Zertifiziert nach DIN EN 14126. Haltbarkeit 5 Jahre	120 x 200	23 g / m ² (+/- 2 g / m ²)	schwarz	16685649	100



CPE-Schutzkittel

Mit Daumenloch



BESCHREIBUNG / VORTEILE

CPE-Schutzkittel als Infektionsschutz und Prävention gegen kontaminierte Flüssigkeiten.

- + 7ertifiziert nach DIN FN 14126
- + Mit Daumenloch gegen Ärmelrutschen
- + Mit Rindehändern im Taillenbereich
- + Halsausstanzung
- + Einfaches An- und Ausziehen
- + Offener Rückenbereich
- + Material: CPE (chloriertes Polyethylen), glatte Oberfläche
- + Einmalprodukt
- + Latexfrei
- + Hygienische Einzelverpackung
- + Haltbarkeit: 5 Jahre




Daumenloch





CPE-Schu	CPE-Schutzkittel mit Daumenloch								
REF	Beschreibung	Größe ~ cm L x B	Material ~ g / m²	Farbe	VE in Stk.				
700521	CPE-Schutzkittel mit Daumenloch und Bindebändern im Taillenbereich	120 x 200	50 g / m ² (+/- 2 g / m ²)	blau	100				



SMS-Schutzkittel

3-lagig, mit gestrickten Trikotbündchen



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Vlies-Einwegkittel zum Schutz vor Keimverschleppung. Für Pflegepersonal und Besucher

- + Schutzkittel aus 3-lagigem SMS-Verbundmaterial, Spinylies - Meltblownylies - Spinylies
- + Mit Verschlussbändern im Taillen- und Nackenbereich
- + Großzügiger Schnitt für vollständige Abdeckung und Bewegungsfreiheit
- + Ärmelabschluss mit gut schließenden gestrickten Trikothündchen
- + Einmalprodukt
- Latexfrei
- + Haltbarkeit: 5 Jahre







Gestrickte, gut schließende Trikotbündchen

Verschlussband im Nacken

Verschlussband an der Taille

SMS-Schutzkittel, 3-lagig

REF	Beschreibung	Größe ~ cm L x B	Material ~ g / m²	Farbe	PZN	VE in Stk.
701080	SMS-Schutzkittel mit Verschlussbändern und gestrickten Trikotbündchen, Haltbarkeit 5 Jahre	115 x 150	40 g / m ² (+/- 2 g / m ²)	blau	17199460	5 x 10



Komplett flüssigkeitsabweisend



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Vlies-Einwegkittel – empfohlen im Rahmen von Schutzmaßnahmen bei MRSA- und Norovirusinfektioner

- + Komplett flüssigkeitsabweisend
- + Mit Verschlussbändern im Taillen- und Nackenbereich
- + Großzügiger Schnitt für vollständige Abdeckung und Bewegungsfreiheit
- + Ärmelabschluss mit gut schließenden gestrickten Bündchen
- + Material: PP-Vlies / PE
- + Einmalprodukt
- + Latexfrei
- + Haltbarkeit: 3 Jahre









Gestrickte Bündchen

Halsausschnitt

Verschlussband an der Taille

Komplett flüssigkeitsabweisend

Vlies-Einwegkittel, komplett flüssigkeitsabweisend

REF	Beschreibung	Größe ~ cm L x B	Material ~ g / m²	Farbe	VE in Stk.
700050	Vlies-Einwegkittel – empfohlen im Rahmen von Schutzmaßnahmen bei MRSA- und Norovirusinfektionen. Komplett flüssigkeitsabweisend	139 x 139	32 g / m ² (+/- 2 g / m ²)	blau	10 x 10



Mit elastischen Bündchen



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Vlies-Einwegkittel zum Schutz vor Keimverschleppung. Für Pflegepersonal und Besucher

- + Mit Verschlusshändern im Taillen- und Nackenbereich
- + Großzügiger Schnitt für vollständige Abdeckung und Bewegungsfreiheit
- + Ärmelabschluss mit elastischen Bündchen mit Gummizua
- + Einmalprodukt
- + Latexfrei
- → Haltharkeit: 3 Jahre



Elastsische Bündchen mit Gummizug

Verschlussband im Nacken

Verschlussband an der Taille

Vlies-Einwegkittel mit elastischen Bündchen

REF	Beschreibung	Größe ~ cm L x B	Material ~ g / m²	Farbe	VE in Stk.
701075	Vlies-Einwegkittel – mit Verschlussbändern und elastischen Bündchen mit Gummizug	115 x 137	18 g / m ² (+/- 2 g / m ²)	grün	10 x 10



Im Front- und Armbereich flüssigkeitsabweisend



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Vlies-Einwegkittel – empfohlen im Rahmen von Schutzmaßnahmen bei MRSA- und Norovirusinfektioner

- + Front- und Armbereich flüssigkeitsabweisend
- + Mit Verschlussbändern im Taillen- und Nackenbereich
- + Großzügiger Schnitt für vollständige Abdeckung und Bewegungsfreiheit
- + Ärmelabschluss mit gut schließenden gestrickten Bündchen
- + Material: PP-Vlies / PE
- + Einmalprodukt
- + Latexfrei
- + Haltbarkeit: 3 Jahre










Gestrickte Bündchen Flüssigkeitsabweisend

Verschlussband an der Taille

Verschlussband im Nacken

Vlies-Einwegkittel, Front- und Armbereich flüssigkeitsabweisend

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
REF	Beschreibung	Größe ~ cm L x B	Material ~ g / m²	Farbe	PZN	VE in Stk.
701060	Vlies-Einwegkittel — empfohlen im Rahmen von Schutzmaßnahmen bei MRSA- und Norovirusinfektionen. Front- und Armbereich flüssigkeitsabweisend	136 x 136	26 g / m ² (+/- 2 g / m ²)	gelb	17199448	10 x 10



Mit gestrickten Bündchen



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Vlies-Einwegkittel zum Schutz vor Keimverschleppung. Für Pflegepersonal und Besucher.

- ⊢ Mit Verschlusshändern im Taillen- und Nackenhereich
- + Großzügiger Schnitt für vollständige Abdeckung und Bewegungsfreiheit
- + Ärmelabschluss mit gut schließenden gestrickten Bündchen
- + Einmalprodukt
- + Latexfrei
- + Haltharkeit: 3 Jahre



Vlies-Einwegkittel mit gestrickten Bündchen

REF	Beschreibung	Größe ~ cm L x B	Material ~ g / m²	Farbe	VE in Stk.
701070	Vlies-Einwegkittel — zum Schutz vor Keimverschleppung. Für Pflegepersonal und Besucher.	110 x 140	23 g / m ² (+/- 2 g / m ²)	grün	10 x 10



Mit gestrickten Bündchen



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Vlies-Einwegkittel zum Schutz vor Keimverschleppung. Für Pflegepersonal und Besucher.

- ⊢ Mit Verschlussbändern im Taillen- und Nackenbereich
- + Großzügiger Schnitt für vollständige Abdeckung und Bewegungsfreiheit
- + Ärmelabschluss mit gut schließenden gestrickten Bündchen
- + Einmalprodukt
- + Latexfrei
- + Haltharkeit: 5 Jahre


Gestrickte Bündchen

Verschlussband an der Taille

Verschlussband im Nacken

Vlies-Einwegkittel mit gestrickten Bündchen

REF	Beschreibung	Größe ~ cm L x B	Material ~ g / m²	Farbe	VE in Stk.
701030	Vlies-Einwegkittel – zum Schutz vor Keimverschleppung. Für Pflegepersonal und Besucher.	130 x 140	28 g / m ² (+/- 2 g / m ²)	brombeere	10 x 10



Vlies-Einwegkittel für Kinder

Beschichtet & flüssigkeitsabweisend



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Vlies- Einwegkittel für Kinder, empfohlen im

- + Mit Verschlussbändern im Taillen- und Nackenbereich
- + Ärmelabschluss mit gut schließenden gestrickten
- + Material: PP-Vlies / PE









Gestrickte Bündchen

Verschlussband im Nacken

Flüssigkeitsabweisend

Vlies-Einwegkittel für Kinder

REF	Beschreibung	Größe ~ cm L x B	Material ~ g / m²	Farbe	VE in Stk.
701020	Vlies-Einwegkittel für Kinder – empfohlen im Rahmen von Schutzmaßnahmen bei MRSA- und Norovirusinfektionen. Front- und Armbereich flüssigkeitsabweisend	90 x 100	30 g / m ² (+/- 2 g / m ²)	gelb	10 x 10



Klipphauben

Einfach elastisch, in unterschiedlichen Größen



BESCHREIBUNG / VORTEILE

- + Ideal für den Einsatz im Krankenhaus und in de Pharma- sowie Lebensmittelindustrie
- + Aus leichtem, atmungsaktivem Vliesstoff
- + Material: Polypropylen-Spinnvlies, 10 g/m²
- + Verschiedene Durchmesser
- + Angenehmer Tragekomfort
- + In praktischer Spenderbox
- + Unsteri
- + Latexfrei
- + CE-Kennzeichnung





Klipphaube (REF 704090)

Klipphauben in Spenderbox (REF 704070)

Klipphauben

шррпа	u.b.c					
REF	Beschreibung	Größe Ø ~ cm	Material ~ g / m²	Farbe	PZN	VE
704070	Einfach elastisch	53	10 (±2)	grün	17298245	100 Stk. in Spenderbox
704080	Einfach elastisch	53	10 (±2)	blau	17298251	100 Stk. in Spenderbox
704090	Einfach elastisch	53	10 (±2)	weiß	17298268	100 Stk. in Spenderbox
716070	Einfach elastisch	60	10 (±2)	grün	17314547	100 Stk. in Spenderbox
716080	Einfach elastisch	60	10 (±2)	blau	17314553	100 Stk. in Spenderbox
716090	Einfach elastisch	60	10 (±2)	weiß	17314576	100 Stk. in Spenderbox

Bouffant-Hauben

Mit latexfreiem Gummizug



BESCHREIBUNG / VORTEILE

- Ideal für den Einsatz im Krankenhaus und in der Pharma- sowie Lebensmittelindustrie
- + Aus leichtem, atmungsaktivem Vliesstoff
- + Material: Polypropylen-Spinnvlies, 10 g/m²
- + Verschiedene Durchmesser
- + In praktischer Spenderbox
- + Angenehmer Tragekomfort
- ⊥ Uncteri
- + Latexfrei
- + CE-Kennzeichnung

Bouffant-Hauben in drei verschiedenen Farben


Bouffant-Hauben in Spenderbox (REF 705380)

Bouffant-Hauben

REF	Beschreibung	Größe Ø ∼ cm	Material ~ g / m²	Farbe	PZN	VE
705370	Schwesternhaube im Bouffant-Stil	53	10 (±2)	grün	17298073	100 Stk. in Spenderbox
705380	Schwesternhaube im Bouffant-Stil	53	10 (±2)	blau	17298096	100 Stk. in Spenderbox
705390	Schwesternhaube im Bouffant-Stil	53	10 (±2)	weiß	17298104	100 Stk. in Spenderbox
706070	Schwesternhaube im Bouffant-Stil	60	10 (±2)	grün	17298110	100 Stk. in Spenderbox
706090	Schwesternhaube im Bouffant-Stil	60	10 (±2)	weiß	17298127	100 Stk. in Spenderbox

OP-Hauben

Zum Binden



- Pharma- sowie Lebensmittelindustrie
- + Aus leichtem, atmungsaktivem Vliesstoff
- + Material: Polypropylen-Spinnvlies, 19 g/m²
- + Wird mit zwei Bändern um den Hals befestigt
- + Angenehmer Tragekomfort
- + Latexfrei







OP-Haube mit Schweißband, Ansicht innen (REF702071)

OP-Hauben in Spenderbox (REF 702070)

OP-Hauben

REF	Beschreibung	Größe	Material ~ g / m²	Farbe	PZN	VE
702070	OP-Haube zum Binden	universal	19 (±2)	grün	17298133	100 Stk. in Spenderbox
702071	OP-Haube zum Binden mit Schweißband	universal	19 (±2)	grün	17298156	100 Stk. in Spenderbox

Astronautenhauben

Mit integriertem 2-lagigen Mundschutz



BESCHREIBUNG / VORTEILE

- + Ideal für den Einsatz im Krankenhaus und in de Pharma- sowie Lebensmittelindustrie
- + Material aus PP-Vliesstoff (Polypropylen)
- + Mit integriertem 2-lagigen Mundschutz
- + Nasenbügel für optimalen Sitz
- + Gummizug
- + Glasfaserfre
- + Atmungsaktiv
- + Staubdicht
- + Angenehmer Tragekomfort
- + Geringes Gewicht
- + Latexfre



Mit integriertem Mundschutz, glasfaserfrei und atmungsaktiv

Astronautenhauben

REF	Beschreibung	Größe ~ cm	Farbe	PZN	VE		
707090	Astronautenhaube PP, mit integriertem 2-lagigen Mundschutz	36 x 36	weiß	17304649	100 Stk. im PE-Beutel		

CPE-Überschuhe

Mit Struktur auf der Unterseite



RESCHREIRIING / VORTEILE

- + Luftdurchlässig
- + Unterseite mit rutschhemmender Struktur aus CPF
- + Einmalprodukt
- ⊢ Latexfrei
- + Haltbarkeit: 3 Jahre



Unterseite mit rutschhemmender Struktur aus CPE

CPE-Überschuhe

REF	Beschreibung	Größe ~ cm L x B	Material ~ g / m²	Farbe	VE in Stk.
700530	Überschuhe mit rutschhemmender Struktur aus CPE auf der Unterseite	38,5 x 17	30	blau	100

CPE-Überschuhe

Gehämmert



RESCHREIBLING / VORTELLE

- + Aus chloriertem Polyethylen
- + Latexfre
- + Gehämmert
- + Im praktischen Folienbeutel
- + CE-Kennzeichnung

CPE-Überschuhe

REF	Beschreibung	Größe ~ cm L x B	Farbe	VE in Stk.
700531	Überschuhe aus CPE (chloriniertes Polyethylen)	40 x 15	blau	100

Überstiefel

Laminiert, in zwei unterschiedlichen Größen



BESCHREIBUNG / VORTEILE

- + Ideal für den Einsatz im Krankenhaus und in de Pharma- sowie Lebensmittelindustrie
- + Material aus laminiertem, zweilagigem Polypropylen mit mikroporöser Laminierung
- + Beständig gegen Öle
- + Flüssigkeitsabweisend
- + Reißfest
- + Gummizug an der Wade
- + Verschlussband am Sprunggelenk für einen sicheren Halt
- + Im praktischen PE-Beutel



Überstiefel in zwei unterschiedliche Größen

Überstiefel

REF	Beschreibung	Größe ~ cm L x H	Material ~ g / m²	Farbe	PZN	VE in Stk.
700532	Überstiefel klein, aus laminiertem, zweilagigem Polypropylen mit mikroporöser Laminierung	34 x 39	55	weiß	17314599	50
700533	Überstiefel groß, aus laminiertem, zweilagigem Polypropylen mit mikroporöser Laminierung	40 x 50	55	weiß	17314607	50

3-lagig, Typ II R



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Medizinischer Mund-Nasen-Schutz zum Schutz vor der Exposition möglicherweise infektiöser Tröpfchen.

- + 3-lagig
- + Geprüft nach DIN EN 14683

- + Gute Hautverträglichkeit angenehm zu tragen
- + Unsteril
- + Haltbarkeit: 3 Jahre







Medizinischer Mundschutz, 3-lagig

Medizinischer Mundschutz mit Nasenbügel

50 Stück Verpackung REF HY98F1

Medizinischer Mundschutz, 3-lagig

REF	Тур	Größe ~ cm L x B	Farbe	VE in Stk.					
HY98F1	Typ II R	17 x 9,5	weiß-blau	50					



3-lagig, Typ II R, schwarz, EN14683:2019




BESCHREIBUNG / VORTEILE

Medizinischer Mund-Nasen-Schutz zum Schutz vor der Exposition möglicherweise infektiöser Tröpfchen. Für den Einsatz im Krankenhaus und in der Pflege.

- + Geprüft nach DIN EN 14683:2019 mit CE Kennzeichnung
- + 3-lagig
- + RFF > 98%
- + Fluid Resistance > 120 mm Hg
- + Nasenbügel und Gummischlaufen
- + Gute Hautverträglichkeit & angenehm zu tragen
- $+ \ Einmal produkt$
- + Latexfrei







50 Stück Verpackung



Medizinischer Mundschutz, 3-lagig, schwarz

REF	Тур	Größe ~ cm L x B	Farbe	VE in Stk.		
700214	Typ II R	17 x 9,5	schwarz	50		

3-lagig, Typ II R, blau, zum Binden, EN14683:2019



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Medizinischer Mund-Nasen-Schutz zum Schutz vor der Exposition möglicherweise infektiöser Tröpfchen. Für den Einsatz im Krankenhaus und in der Pflege.

- + Geprüft nach DIN EN 14683:2019
- + 3-lagig
- + Fluid Resistance > 120 mm Hg
- + Nasenbügel und Gummischlaufen
- + Gute Hautverträglichkeit & angenehm zu tragen
- $+ \ Einmal produkt$
- + Latexfrei







Medizinischer Mundschutz, 3-lagig, zum Binden

Medizinischer Mundschutz mit Nasenbügel

50 Stück Verpackung

Medizinischer Mundschutz, 3-lagig, zum Binden

REF	Тур	Größe ~ cm L x B	Farbe	VE in Stk.
700213	Тур II R	17 x 9,5	weiß-blau	50

3-lagig, Typ II R, schwarz, EN14683:2019



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Medizinischer Mund-Nasen-Schutz zum Schutz vor der Exposition möglicherweise infektiöser Tröpfchen. Für den Einsatz im Krankenhaus und in der Pflege.

- + Geprüft nach DIN EN 14683:2019 mit CE Kennzeichnung
- + 3-lagig
- + BFE > 98%
- + Fluid Resistance > 120 mm Hg
- + Nasenbügel und Gummischlaufen
- + Gute Hautverträglichkeit & angenehm zu tragen
- + Einmalprodukt
- + Latexfrei



2 Gummischlaufen zur einfachen Befestigung



50 Stück Verpackung



Medizinischer Mundschutz, 3-lagig, schwarz

REF	Тур	Größe ~ cm L x B	Farbe	VE in Stk.			
700211	Typ II R	17 x 9,5	schwarz	50			

Geprüft nach DIN EN 14683



BESCHREIBUNG / VORTEILE

- + Geprüft nach DIN EN 14683 mit CE Kennzeichnung
- + 3-lagiger Mundschutz
- + BFF > 98%
- + Mit Gummischlaufen und integriertem Nasenbügel
- + Gute Hautverträglichkeit & angenehm zu tragen
- + Einmalprodukt
- + Latexfre





Mundschutz KIDS 50 Stück Verpackung



Medizinischer Mundschutz KIDS

REF	Größe ~ cm L x B	Motiv / Farbe	VE in Stk.
700210_rosa	14,5 x 9	Pandabär / rosa	50

FFP2 NR D Atemschutzmaske

CE-zertifiziert



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Zum Schutz vor gesundheitsschädlichen festen und flüssigen Partikel. Für den Einsatz im Krankenhaus und in der Pflege.

- + CF-zertifiziert
- + Zum Eigen- und Fremdschutz
- + Formoptimierte Faltmaske
- + Mit Nasenbügel und Schaumstoffpolsterung
- + Entspricht der DIN EN 149:2001-10 + A1:2009
- + Filterleistung: ≥95%
- + Zusätzliche Dolomitstaubprüfung weniger Atemwiderstand bei längerer Nutzungszeit
- + Mit 2 Gummibändern zur Befestigung
- + Einzelne hygienische Verpackung
- + Haltbarkeit: 5 Jahre







2 Gummibänder zur Befestigung

Mit Nasenbügel und Schaumstoffpolsterung

Faltbare Maske

FFP2 NR D Atemschutzmaske

REF	Größe ∼LxBmm	Farbe	VE in Stk.
HY8220	115 x 160	weiß	20



FFP2 NR Atemschutzmaske

Geprüft nach EN149:2001 + A1:2009



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Die Supernal FFP2 Maske bietet sowohl Eigenschutz als auch Fremdschutz nach dem Standard EN 149:2001 + A1:2009 und gehört somit zur persönlichen Schutzausrüstung der Klasse III.

- + CE-zertifiziert
- + Geprüft nach EN149:2001 + A1:2009 Regelt die Mindestanforderungen für partikelfiltrierende Masken in den jeweiligen Schutzstufen
- + Formoptimierte Faltmaske
- + Filterwirkung ≥ 94%
- + Ohrschlaufen inkl. Maskenhaken
- + Verstellbare Nasenbügel mit Schaumstoffpolsterung
- + Einmalprodukt
- + Inkl. Maskenhaken entlastet den Druck hinter den Ohren
- + Einzeln im Folienbeutel verpackt
- + Haltbarkeit: 3 Jahre







Flache faltbare Maske

Mit Nasenbügel und Schaumstoffpolsterung

Inkl. Maskenhaken in weiß

FFP2 NR Atemschutzmaske

REF	Größe ~ L x B mm	Farbe	VE in Stk.
WDF203	105 x 155	weiß	25

FFP3 NR D Atemschutzmaske

CE-zertifiziert



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Zum Schutz vor gesundheitsschädlichen festen und flüssigen Partikel. Für den Einsatz im Krankenhaus und in der Pflege.

- + CF-zertifiziert
- + Zum Eigen- und Fremdschutz
- + Formoptimierte Faltmaske
- + Mit Nasenbügel und weicher Schaumpolsterung
- + Entspricht der DIN EN 149:2001 + A1:2009
- + Filterleistung: ≥95%
- + Zusätzliche Dolomitstaubprüfung weniger Atemwiderstand bei längerer Nutzungszeit
- + Mit 2 Gummibändern zur Befestigung
- + Einmalprodukt
- + Einzelne hygienische Verpackung







2 Gummibänder zur Befestigung

Mit Nasenbügel und weicher Schaumpolsterung

Faltbare Maske

FFP3 NR D Atemschutzmaske

REF	Größe ∼LxBcm	Farbe	VE in Stk.
HY9330	210 x 90	weiß	20



Maskenhaken / Maskenhalterungen

Zubehör für medizinische Masken





BESCHREIBUNG / VORTEILE

Die Maskenhaken und -halterungen entlasten den Druck hinter den Ohren, der durch die Ohrenschlaufen der Maske entsteht und sind besonders geeignet für Personen, die ihren Mundschutz mehrere Stunden am Stück tragen müssen. Für den Einsatz im Krankenhaus und in der Pflege.

- + Hoher Tragekomfort
- + Material:

 Maskenhaken: PP (Polypropylen)

 Maskenhalterungen: Silikon
- + Entlastung für die Ohren
- + Stufenweise verstellbar (Maskenhalterungen)
- + Wiederverwendbar
- + Latexfre



Maskenhaken REF 700110

Maskenhalterung REF 700112

Maskenhaken

REF	Größe ~ cm L x B	Material	Farbe	VE in Stk.
700110	5,2 x 1,5	Polypropylen	weiß	10
	_			

Maskenhalterungen

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
700111	14 x 1,5	Silikon	schwarz	10
700112	14 x 1,5	Silikon	weiß	10

Schutzbrille


Entspricht der DIN EN 166



BESCHREIBLING / VORTELLE

- + Entspricht der DIN EN 166
- Vollsicht-Schutzbrille
- + Als Überbrille tragbar
- + Großes Sichtfeld
- + Mit Anti-Fog-Beschichtung
- + Komplett transparent
- + Latexfre





Schutzbrille auch als Überbrille tragbar

Belüftungsöffnungen in den Bügeln

Schutzbrille

REF	Gewicht ~ Gramm	Farbe	Material	VE in Stk.
778000	39,6	transparent	PC	20

Infektionsschutzbrille

Entspricht der DIN EN 166



- + Hermetisch geschlossen
- + Als Überbrille tragbar
- + Mit Anti-Fog-Beschichtung







4 Belüftungsöffnungen

Verstellbares Gummihalteband

Infektionsschutzbrille

REF	Gewicht ~ Gramm	Farbe	Material	VE in Stk.
778100	76	transparent	PC/Azetat	15

Gesichtsvisier

Wiederverwendbarer, verstellbarer Rahmen und wechselbare Visiere



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Das Medical Face Shield lässt sich durch die Zugkordel problemlos an jede Kopfform anpassen und ist wiederverwendbar. Im Lieferumfang befinden sich 10 Visiere zum Austausch. Das entspiegelte, klare Visier verfügt über eine Anti-Beschlag-Beschichtung und ist hochklappbar.

- + CE-Kennzeichnung
- + Optisch klares Visier
- + Visier ist hochklappbar
- + Rahmen lässt sich durch die Zugkordel problemlos an jede Kopfform anpassen und ist wiederverwendbar
- + Inklusive 10 Visiere zum Wechseln

Hochklappbares Visier

Höhenverstellbarer Rahmen und Zugkordel zur Annassung an die Kopfform

Gesichtsvisier

REF	Gewicht ~ Gramm	Maße Visier cm L x B	Farbe	Material	VE in Stk.
F02	Rahmen ohne Visier: 36,5 Rahmen mit 1 Visier: 55	28 x 19	Rahmen: blau Visier: transparent	PET, PP	1

Gesichtsschild

Rundum-Schutz für das gesamte Gesicht



BESCHREIBUNG / VORTEILE

- + Der Stirnbereich ist durch Schaumstoff gepolstert
- + Elastisches Befestigungsband
- + Optisch klares Visier verfügt über Anti-Fog-Beschichtung
- + Transparentes und flexibles Folienvisier (Schutzfolie auf dem Visier bitte vor Verwendung abziehen)
- + Bequem mit Mundschutz und Korrekturbrille zu tragen





Schutzfolie vor Gebrauch abziehen

Weiche Schaumstoffpolsterung im Stirnbereich

Gesichtsschild

REF	Gewicht ~ Gramm	Größe in cm L x B	Farbe	Material	VE in Stk.
779000	40	33 x 22	transparent	PET	15



UROLOGIE

Janmed +

Uroflex® 5000 TUR-bag

Geschlossenes Urindrainagesystem / Spülbeutel



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Der TUR-bag Uroflex® 5000 – geschlossenes Urindrainagesystem – dient als Spülbeutel zur postoperativen transurethralen Blasenspülung.

- + Nadelfreie Urinprobeentnahme am Universalstufenkonnektor beugt Nadelstichverletzungen vor
- + Universalstufenkonnektor mit Schutzkappe ist für alle gängigen Katheter geeignet
- + Aufhängung des Systems mit stabilem und flexiblem Halter und zusätzlicher Kordel
- + Festes Doghouse gewährleistet optimalen Halt des
- + Senkrechtes Kreuzventil zum Schieben für den einfachen Einhandablass. Sorgt für ein sicheres und hygienisches Entleeren des Urinbeutels
- + Hydrophob beschichtete Mikrofilter an Tropfkammer und Urinbeutel zum hygienischen
- + Anti-Knick-Spirale am proximalen Schlauchende reduziert das Abknicken des Schlauches
- + Flexibler und knickstabiler Schlauch mit Schiebeklemme und Betttuchklammer
- + Bakterien- und flüssigkeitsdichte Beutelbelüftung
- + Latexfrei



Geschützter hydrophober Bakterienfilter an Tropfkammer und integrierte Rückflusssperre



Senkrechtes Kreuzventil zum Schieben für die sichere und einfache Einhandbedienung



Konnektor mit nadelfreier Urinprobeentnahmestelle zur sicheren Entnahme der Urinprobe ohne das Risiko einer



Anti-Knick-Spirale am proximalen Schlauchende reduziert das Risiko des Abknickens des Schlauches

Uroflex® 5000 TUR-bag

REF	Beutelvolumen ml	Schlauchlänge cm	Тур	Ablassventil	PZN	VE in Stk.
600250	5000	120	nadelfrei	senkrecht Kreuzventil	12426632	20

Uroflex® UMS1

Geschlossenes Einkammer Urin Mess-System



BESCHREIBUNG / VORTEILE

- + Nadelfreie Urinprobeentnahme am Universalstufenkonnektor beugt Nadelstichverletzungen vor
- + Mit Universal-Stufenkonnektor
- + Extra größe Tropfkammer mit integrierter Rückflusssperre zum permanenten Druckausgleich. Somit kann das Risiko für aufsteigende Infektionen effektiv gesenkt werden
- + Exakte Feingraduierung für die Stundenmessung mit Frischurinentnahmestelle am Urimeter
- + Aufhängung des Systems mit stabilem und flexiblem Halter und zusätzlicher Kordel
- + Festes Doghouse gewährleistet optimalen Halt des Ablassventils
- + Kreuzventil zum Schieben für den einfachen Einhandablass. Sorgt für ein sicheres und hygienisches Entleeren des Urinbeutels
- + Hydrophob beschichtete Mikrofilter an Tropfkammer, Urimeter und Urinbeutel zum hygienischen Druckausgleich
- + Anti-Knick-Spirale am proximalen Schlauchende reduziert das Abknicken des Schlauches
- + Flexibler und knickstabiler Schlauch mit Schiebeklemme und Betttuchklammer
- + Bakterien- und flüssigkeitsdichte Beutelbelüftung
- + Bis zu 7 Tage einsetzbar
- + Latexfrei



Geschützter hydrophober Bakterienfilter an Tropfkammer und integriertes Rückflussventil



Anti-Knick-Spirale am proximalen Schlauchende reduziert das Risiko des Abknickens des Schlauches



Konnektor mit nadelfreier Urinprobeentnahmestelle zur sicheren Entnahme der Urinprobe ohne das Risiko einer Stichverletzung



Zusätzliche Belüftung durch Bakterienfilter (flüssigkeitsdicht)

Uroflex® UMS1

OTOTICA								
REF	Beutelvolumen ml	Schlauchänge cm	Urimeter ml	Тур	Ablassventil	PZN	VE in Stk.	
600313	2600	150	500	nadelfrei	senkrecht Kreuzventil	12144460	10	

Uroflex® UMS500

Geschlossenes Urin Mess-System mit Wechselbeutel



- + Durch geringe Systemlänge wird der Abstand zum Fußboden vergrößert und somit das
- + Komfortabler Entleerungshebel für eine schnelle und vollständige Entleerung der Messkammer
- + Geschützter hydrophober Bakterienfilter in der Messkammer sorgt für eine risikoarme Entlüftung
- + Übersichtliche Skalierung ermöglicht ein präzises und schnelles Ablesen des Urinvolumens
- + Überlauf in der 500 ml Messkammer verhindert den Urinstau bei Überfüllung der Kammer
- + Rückschlagventil verhindert ein Zurückfließen des Urins von der Messkammer in den Schlauch
- + Wechselbeutel mit 2000 ml Volumen inkl. Kreuzventil-Ablasshahn und hydrophoben Bakterienfilter
- + Rückschlagventil im Wechselbeutel verhindert das
- + Anti-Knick-Spirale am proximalen Schlauchende reduziert das Risiko des Abknickens des Schlauches
- + Flexibler und knickstabiler Schlauch mit Schiebeklemme und Betttuchklammer
- + Konnektor mit nadelfreier Urinprobeentnahmestelle zur sicheren Entnahme der Urinprobe ohne das Risiko einer Stichverletzung
- + Variable Befestigungsmöglichkeiten am Bett
- + Latexfrei



Variable Befestigungsmöglichkeiten am Bett durch verschiedene Halterungen (Haken, Riemen)



Anti-Knick-Spirale am proximalen Schlauchende reduziert das Risiko des Abknickens des Schlauches



Komfortabler Entleerungshebel mit hydrophobem Bakterienfilter für eine schnelle und vollständige Entleerung der Messkammer



Docking für den Ablasshahn

Uroflex® UMS500 geschlossenes Urin Mess-System mit Wechselbeutel

REF	Beutelvolumen ml	Schlauchlänge cm	Urimeter ml	Тур	VE in Stk.
600319	2000	150	500	nadelfrei	10

Uroflex® UMS500 Wechselbeutel

REF	Beutelvolumen ml	VE in Stk.
600320	2000	50

Uroflex® 2000

Geschlossenes Urindrainagesystem



BESCHREIBUNG / VORTEILE

- + Nadelfreie, plane Urinprobeentnahme am Universalstufenkonnektor beugt Nadelstichverletzungen vor
- + Mit Universal-Stufenkonnektor
- + Extra größe Tropfkammer mit integrierter Rückflusssperre zum permanenten Druckausgleich. Somit kann das Risiko für aufsteigende Infektionen effektiv gesenkt werden
- + Aufhängung des Systems mit stabilem und flexiblem Halter und zusätzlicher Kordel mit Einhängeöse
- + Festes Doghouse gewährleistet optimalen Halt des Ablassventils
- + Senkrechtes Kreuzventil zum Schieben für den einfachen Einhandablass. Sorgt für ein sicheres und hygienisches Entleeren des Urinbeutels
- + Hydrophob beschichtete Mikrofilter an Tropfkammer und Urinbeutel zum hygienischen Druckausgleich
- + Flexibler und knickstabiler Schlauch mit Schiebeklemme und Betttuchklammer
- + Bakterien- und flüssigkeitsdichte Beutelbelüftung
- + Bis zu 7 Tage einsetzbar
- + Latexfrei



Geschützter hydrophober Bakterienfilter an Tropfkammer und integrierte Rückflusssperre



Senkrechtes Kreuzventil zum Schieben für die sichere und einfache Einhandbedienung



Konnektor mit nadelfreier Urinprobeentnahmestelle zur sicheren Entnahme der Urinprobe ohne das Risiko einer Stichverletzung



Zusätzliche Belüftung durch Bakterienfilter (flüssigkeitsdicht)

Uroflex® 2000


REF	Beutelvolumen ml	Schlauchlänge cm	Тур	Ablassventil	Hilfsmittelnummer	PZN	VE in Stk.
600090	2000	90	nadelfrei	senkrecht Kreuzventil	15.25.07.0075	12146105	25
600120	2000	120	nadelfrei	senkrecht Kreuzventil	15.25.07.0069	12146111	25

Sekretbeutel

Einfaches System ohne Ablass



- + Mit Universal-Stufenkonnektor
- + Doppelte Versiegelung des Beutels
- + Aufhängeösen extra verstärkt
- + Ausführung steril (EO) mit Rückflusssperre (NRV)
- + Ausführung unsteril ohne Rückflusssperre (NRV)
- + Latexfrei



Sekretbeutel

REF	Beutelvolumen ml	Schlauchlänge cm	Ausführung	Hilfsmittelnummer	PZN	VE in Stk.
600150	1500	90	unsteril ohne Rückflusssperre	-	13417374	200
600200	2000	90	unsteril ohne Rückflusssperre	-	13417380	200
601150	1500	90	steril mit Rückflusssperre	15.25.06.2006	13417397	100
601200	2000	90	steril mit Rückflusssperre	15.25.06.2006	13417405	100

Urinbeutel

Einfaches System mit Ablass



BESCHREIBUNG / VORTEILE

- + Einfaches System mit Ablass
- + Mit Universal-Stufenkonnektor
- + Doppelte Versiegelung des Beutels
- + Aufhängeösen extra verstärkt
- + Kreuzventil für einfachen Einhandablass
- + Ausführung steril (FO) / unsteri
- ⊢ Rückflusssperre (NRV)
- + Latexfrei
- + Haltbarkeit: 5 Jahre

Urinbeutel

REF	Beutel- volumen ml		Ausführung	Hilfsmittel- nummer	PZN	VE in Stk.
600210	2000	90	steril mit Rückflusssperre	15.25.06.3050	13417411	50





Rückflusssperre

Praktischer Einhand Ablasshahn für die sichere und einfache Bedienung

Beutelhalter

Für Sekret-, Urinbeutel



Beutelhalter

	REF	Material / Farbe	Ausführung	Hilfsmittel- nummer	PZN	VE in Stk.	Stk. im Umkarton
	600300	Kunststoff / grün	unsteril	15.99.99.0010	13417434	10	20x 10

BESCHREIBUNG / VORTEILE

Beutelhalter für Sekret- & Urinbeutel

- + Material: Kunststof
- + Farbe: grün
- + Unster
- + Latexfrei
- + Haltharkeit: 5 Jahre

Uroflex® 1K

1-Kammer Urin-Beinbeutel



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Universell einsetzbarer, steriler 1-Kammer Urin-Beinbeutel

- + Rückflusssperre (NRV)
- + Schlauchlänge (kürzbar): 50 cm
- + Zusätzlicher Konnektor
- + Flexibler und knickstabiler Schlauch mit Schutzkappe
- + Senkrechtes Kreuzventil zum Schieben für einfachen Finhandablass
- + Kurze Beutellänge durch hochklappbaren Ablasshahn
- + Anschlussmöglichkeit für Bettbeutel
- + Weiche und hautfreundliche Innenseite
- + Bis zu 7 Tage einsetzbar
- + Latexfrei
- + Haltbarkeit: 5 Jahre



Kurze Beutellänge durch hochklappbaren Ablasshahn



Weiches Doghouse



Hautfreundliche Vliesbeschichtung der Innenseite; praktische Ösen zum einfachen und sicheren Anbringen von Haltebändern



Anwendung mit Halteband REF 630535 u. REF 630635

Uroflex® 1K

REF	Beutelvolumen ml	Schlauchlänge cm	Hilfsmittelnummer	PZN	VE in Stk.	Stk. im Umkarton
611750	750	50	15.25.05.3131	14285704	10	30

Uroflex® 3K

3-Kammer Urin-Beinbeutel



BESCHREIBUNG / VORTEILE

- 3-Kammer Beinbeutel für mehr Tragekomfort
- + Rückflusssperre (NRV)
- + Schlauchlänge (kürzbar): 50 cm
- + Zusätzlicher Konnektor
- + Flexibler und knickstabiler Schlauch mit Schutzkappe
- + Senkrechtes Kreuzventil zum Schieben für einfachen Einhandablass
- + Anschlussmöglichkeit für Bettbeutel
- + Weiche und hautfreundliche Innenseite
- + Ausführungen: steril / unsteril
- + Verschiedene Volumina
- + Bis zu 7 Tage einsetzbar
- + Latexfrei
- + Haltbarkeit: 5 Jahre









Anwendung mit Halteband REF 630535

Anwendung mit Halteband REF 630635

Weiche und hautfreundliche Innenseite

Praktischer Einhand Ablasshahn und Ansatzstück für Bettbeutel

Uroflex® 3K

REF	Beutel- volumen ml	Schlauch- länge cm	Ausführung	Hilfsmittelnummer	PZN	VE in Stk.	Stk. im Umkarton
630500	500	50	unsteril	15.25.05.3130	14168602	10	3 x 10
630750	750	50	unsteril	15.25.05.3130	14168625	10	3 x 10
631500	500	50	steril	15.25.05.3118	14168594	10	3 x 10
631750	750	50	steril	15.25.05.3119	14168619	10	3 x 10

Haltebänder

Für Urin-Beinbeutel





BESCHREIBUNG / VORTEILE

Haltebänder für Urin-Beinbeutel zur sicheren und angenehmen Befestigung am Bein

- + Individuell einstellhar
- + Wiederverwendbar und waschbar bis 40°C
- + Unsteri
- ⊥ Latevfre
- + Haltbarkeit: 5 Jahre







Anwendung Halteband REF 630635 mit Uroflex® 3K am Oberschenkel

Uroflex® Haltebänder

REF	Ausführung	Länge / Breite ~ cm	Hilfsmittelnummer	PZN	VE
630535	mit Klettverschluss	53 / 2,5	15.99.99.0009	14170668	10 Paar
630635	mit Klettverschluss und Knöpfen	63 / 3,5 u. 2,3	15.99.99.0009	14170651	10 Paar

Uroflex® 24h

Urin Bein-Bettbeutel



Halteband

Für Uroflex® 24h

BESCHREIBUNG / VORTEILE

Geschlossenes Bein-Bett-Urindrainagesystem für Tag und Nacht.

- + Rückflusssperre (NRV)
- + Verschiedene Schlauchlängen
- + Extra große Tropfkammer
- + Nadelfrei Urinprobeentnahmestelle
- + Bakterien- und flüssigkeitsdichte Beutelbelüftung
- + Flexibler und knickstabiler Schlauch mit Schutzkappe
- + Senkrechtes Kreuzventil zum Schieben für einfachen Einhandablass
- + Kurze Beutellänge durch hochklappbaren Ablasshahn, inkl. weiches Doghouse
- + Anschlussmöglichkeit für Bettbeutel
- + Weiche und hautfreundliche Innenseite
- + Einfache Befestigung mit Haltebändern am Bein, bzw. am Bett, zusätzliche Kordel mit Einhängöse
- + Bis zu 7 Tagen einsetzbar
- + Latexfrei
- + Haltbarkeit: 5 Jahre



Hydrophobe Tropfkammer mit integrierter



Nadelfreie Urinprobeentnahmestelle am Universalstufenkonnektor



Hautfreundliche Vliesbeschichtung der Innenseite; praktische Ösen zum einfachen und sicheren Anbringen von Haltebändern




Anwendung mit Halteband REF 624010

Uroflex® 24h Urin Bein-Bettbeutel

REF	Beutel- volumen ml	Schlauch- länge cm	Ausführung	PZN	VE in Stk.
624130	1000	30	steril	15308181	20
624160	1000	60	steril	15308198	20
624190	1000	90	steril	15308206	20

Uroflex® Halteband für 24h Beinbeutel


REF	Ausführung / Beschreibung	Länge / Breite ~ cm	PZN	VE
624010	Klettverschluss mit zusätzlicher Schlauchsicherung	68 / 5,2	15308212	10 Paar





Uroflex® Urinalkondome

Selbsthaftend, Typ I bis Typ III



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Die Urinalkondome für Männer sind speziell für die Behandlung der männlichen Harninkontinenz konzipiert. Die Uroflex® Urinalkondome sind latexfrei und bestehen aus 100 % medizinischem Silikon. Die Platzierung des Klebers bietet eine verbesserte Leistung und mehr Komfort für den Patienten. Urinalkondome für Männer bestehen aus einer Manschette, einem Übergangsbereich und einem Konnektor-Anschluss. Die Uroflex® Urinalkondome werden in Kombination mit einem Urinbeutel zur Ausleitung von Urin verwendet.

- + Kondom-Urinal aus medizinischem Silikon
- + Selbstklebend
- + Kondom-Urinal für Männer zur Urinableitung
- + Diskret, zuverlässig und sehr einfach in der Anwendung
- + Für den ganzen Tag
- + Leicht anzubringen
- + Auslaufsicher
- + Angenehmes Tragegefühl
- + Ausgewogene Haftung
- + Latexfrei
- + CE-Kennzeichnung

Uroflex® Urinalkondome Typ I bis III

REF	Тур	Gesamtlänge mm	Schaftlänge mm	Klebelänge mm	Innen Ø mm	Hilfsmittel- nummer	PZN	VE in Stk.
3A0125	Л	145	80	45	25	15.25.04.7050	17414651	30
3A0129		145	80	45	29	15.25.04.7050	17414668	30
3A0132		145	80	45	32	15.25.04.7050	17414674	30
3A0136		145	80	45	36	15.25.04.7050	17414680	30
3A0141	Тур I	145	80	45	41	15.25.04.7050	17414697	30
3A0225	B	115	50	40	25	15.25.04.7050	17414705	30
3A0229	-	115	50	40	29	15.25.04.7050	17414711	30
3A0232		115	50	40	32	15.25.04.7050	17414728	30
3A0236	Typ II	115	50	40	36	15.25.04.7050	17414728	30
3A0241	Турп	115	50	40	41	15.25.04.7050	17414740	30
3A0325		145	80	70	25	15.25.04.7050	17414757	30
3A0329		145	80	70	29	15.25.04.7050	17414763	30
3A0332	-	145	80	70	32	15.25.04.7050	17414786	30
3A0336		145	80	70	36	15.25.04.7050	17414792	30
3A0341	Typ III	145	80	70	41	15.25.04.7050	17414800	30
	(± 5mm)							

Uroflex® Haltebänder

Für Uroflex® 24h



BESCHREIBUNG / VORTEILE

und angenehmen Befestigung am Bein

- + Individuell einstellbar
- + Zur Fixierung von Beinbeuteln am Ober- oder
- + Mit durchgängiger klettbarer Oberfläche und zusätzlichem Klettstreifen für die Fixierung von Tropfkammern
- + Gepolstert, Innenseite aus Baumwolle
- + Paarweise verpackt
- + Wiederverwendbar und waschbar bis 60°C
- + Unsteril
- + Haltbarkeit: 4 Jahre









Halteband für oben

Halteband für unten

Anwendung mit Halteband unten

Innenseite angenehm gepolstert

Uroflex® Halteband für 24h Beinbeutel

REF	Ausführung	Länge / Breite ~ cm	PZN	VE
624020	Klettverschluss mit zusätzlicher Schlauchsicherung	55 / 5,3	19505406	10 Paar

Uroflex® Beinbeuteltaschen

Zur Fixierung von Urin-Beuteln





BESCHREIBUNG / VORTEILE

Uroflex® Beinbeuteltaschen zur Fixierung von Urin-

- + Mit integrierter Beuteltasche
- + Tasche mit Öffnung für den Ablasshahn
- + Waschbar bis 60 °C
- + Wiederverwendbar
- + Für Ober- und Unterschenkel geeignet
- + Unterschiedliche Größen
- + Elastisches, anschmiegsames Gewebe

- + Latexfrei



Uroflex® Beinbeuteltaschen in unterschiedlichen Größen: S, M, L und XL

Uroflex® Beinbeuteltaschen

REF	Beschreibung	Größe	Beinumfang ~ cm	Farbige Kennzeichnung	PZN	Hilfsmittel- nummer	VE in Stk.
624041	Uroflex® Beinbeuteltasche zur Fixierung von Urin-Beuteln	S	24 - 39	gelb	19892509	15.99.99.0009	10
624042	Uroflex® Beinbeuteltasche zur Fixierung von Urin-Beuteln	М	36 - 55	blau	19892515	15.99.99.0009	10
624043	Uroflex® Beinbeuteltasche zur Fixierung von Urin-Beuteln	L	40 - 70	braun	19892521	15.99.99.0009	10
624044	Uroflex® Beinbeuteltasche zur Fixierung von Urin-Beuteln	XL	65 - 95	grün	19892538	15.99.99.0009	10

Uroflex® Unterschenkel-Stulpe

Zur Fixierung von Urin-Beuteln





BESCHREIBUNG / VORTEILE

Die Uroflex® Unterschenkel-Stulpe bietet eine sichere, hautfreundliche und individuell anpassbare Lösung zur Fixierung von Urin-Beuteln.

- + Integrierte Beinbeuteltasche
- + Sichere und einfache Fixierung des Urin-Beutels durch Klettverschluss an der Beinbeuteltasche
- + Beinbeuteltasche mit Öffnung für Ablasshahn
- + Links / Rechts tragbar
- + Silikonstreifen sorgen für optimalen Halt
- + Aus weichem Baumwollmischgewebe
- + 3 verschiedene Größen
- + Wiederverwendbar
- + Waschbar bis 60 °C
- + Unsteril



Uroflex® Unterschenkel-Stulpe: tragbar sowohl am linken als auch am rechten Unterschenkel



Uroflex® Unterschenkel-Stulpe: integrierte
Beinbeuteltasche, sichere und flexible Fixierung durch



Uroflex® Unterschenkel-Stulpe: eingearbeitete Silikonstreifen, oben und unten, bieten optimalen Halt

Uroflex® Unterschenkel-Stulpe

REF	Beschreibung	Größe	Umfang ~ cm	PZN	Hilfsmittel- nummer	VE in Stk.
623250	Uroflex® Unterschenkel-Stulpe zur Fixierung von Urin-Beuteln	S	32	19892478	15.99.99.0009	10
623550	Uroflex® Unterschenkel-Stulpe zur Fixierung von Urin-Beuteln	М	35	19892484	15.99.99.0009	10
623750	Uroflex® Unterschenkel-Stulpe zur Fixierung von Urin-Beuteln	L	37	19892490	15.99.99.0009	10

Uroflex® Urinbeutel Sichtschutz


Diskrete Aufbewahrung



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Der Uroflex® Urinbeutel Sichtschutz ist eine praktische Lösung zur diskreten Aufbewahrung von allen gängigen Urinbeuteln bis 2000 ml. Dank praktischer Klettverschlüsse lässt sich der Sichtschutz schnell und sicher am Urinbeutel befestigen.

- + Größe: ca. 29 x 35 cm
- + Material: Vliesstoff, PP 70 g/m²
- + Farbe: dunkelblau
- + Mit Klettverschlüssen (3)
- + Waschbar bei 30° C



Uroflex® Urinbeutel Sichtschutz, dunkelblau, mit Klettverschlüssen

Uroflex® Urinbeutel Sichtschutz

REF	Farbe	Größe ~ cm	VE in Stk.
600410	dunkelblau	29 x 35	1

Urinbeutel Tasche

Diskretes Verbergen



BESCHREIBUNG / VORTEILE

hygienische Lösung für den Alltag, um den Urinbeutel unauffällig zu verbergen. Dank der verstellbaren Gurte ist eine variable Anpassung möglich.

- + Größe: 30 x 35 cm
- + Material: Oxford 420D PU-Gewebe
- + Farbe: schwarz
- + Mit verstellbaren Gurten (60 cm Länge)







Urinbeutel Tasche: mit verstellbaren Gurten

Urinbeutel Tasche: mit Klettverschluss

Urinbeutel Tasche

REF	Farbe	Größe ~ cm	VE in Stk.
600400	schwarz	30 x 35	1

Uroflex® Blockerspritze

Mit 10 ml wässriger Glycerin-Lösung



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Fertigspritze mit 10 ml Wasser-Glycerin-Gemisch zum Füllen des Ballons von Blasenkathetern.

- + Nicht zur Injektion geeignet

- + Einmalprodukt





Uroflex® Blockerspritze mit Abdeckkappe


Uroflex® Blockerspritze, 10x einzeln steril verpackt

Uroflex® Blockerspritze

REF	Beschreibung	PZN	VE in Stk.
600800	Uroflex® Blockerspritze Mit 10 ml wässriger Glycerin-Lösung, als Blockermedium zur Befüllung des Ballons von Blasenkathetern	18783712	100

Uroflex® Katheterventil Standard

Mit Kipphebel




BESCHREIBUNG / VORTEILE

Katheterventil zur Steuerung der Harnblasenentleerung mit einem Dauerkatheter.

- + Mit Kipphebel zum Öffnen und Schließen
- + Mit Ansatzstück für Urinbeutel
- + Konischer Stufenkonnektor zur Verbindung zum Katheter
- + Steri
- + Latexfre
- $+ \ Einmal produkt$





Uroflex® Katheterventil Standard


 ${\it Uroflex}^{\circ}\,{\it Katheter ventil Standard, mit Kipphebel}$

Uroflex® Katheterventil Standard

REF	Beschreibung	PZN	VE in Stk.
600700	Uroflex® Katheterventil Standard Mit Kipphebel, Ansatzstück für Urinbeutel und Stufenkonnektor	18724862	400

Uroflex® Katheterventil Plus

Mit Kipphebel und farbiger Kennzeichnung




BESCHREIBUNG / VORTEILE

Katheterventil zur Steuerung der Harnblasenentleerung mit einem Dauerkatheter.

- + Mit Kipphebel zum Öffnen und Schließen
- + Mit Ansatzstück für Urinbeutel
- + Konischer Stufenkonnektor zur Verbindung zum Katheter
- + Farbige Kennzeichnung (open/close)
- + Steril
- $+ \ Einmal produkt$





Uroflex® Katheterventil Plus

Uroflex® Katheterventil Plus, mit Kipphebel und farbiger Kennzeichnung (open/close)

Uroflex® Katheterventil Plus

REF	Beschreibung	PZN	VE in Stk.
600750	Uroflex® Katheterventil Plus Mit Kipphebel, farbiger Kennzeichnung, Ansatzstück für Urinbeutel und Stufenkonnektor	18786751	100

Katheterstopfen

Mit Stufenkonnektor



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Für den Verschluss des Drainageansatzes von

- + Passend für alle gängigen Kathetergrößen
- + Universalgröße Stufenkonnektor
- + Gerippt, für starken und sicheren Halt
- + Einmalprodukt
- + Haltbarkeit: 5 Jahre





Katheterstopfen, blau

Katheterstopfen, einzeln, steril verpackt

Katheterstopfen

REF	Farbe	Länge mm	VE in Stk.
F05A010110	blau	55 +/- 5	200

Uroflex® Katheterfixierung

Universal



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Die Uroflex® Katheterfixierung bietet eine sichere, hautfreundliche und individuell anpassbare Lösung zur Fixierung von transurethralen und suprapubischen Ballonkathetern.

- + Fixierung von transurethralen (Oberschenkel) und suprapubischen (Taille) Ballonkathetern
- + Fixierungslasche passt für alle Kathetergrößen
- + Wiederverwendbar
- + Waschbar bis 60 °C
- + Latexfrei



Uroflex® Katheterfixierung bei suprapubischem Ballonkatheter



Uroflex® Katheterfixierung



Uroflex® Katheterfixierung: Fixierungslasche passt für alle Kathetergrößen

Uroflex® Katheterfixierung

REF	Beschreibung	Größe B x L ∼ cm	PZN	VE in Stk.				
624030	Uroflex® Katheterfixierung zur Fixierung von transurethralen und suprapubischen Ballonkathetern, universal	5 x 110	19824962	10				

Uroflex® Katheter Fixierpflaster

Zur Fixierung von Kathetern, selbstklebend



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Das Uroflex® Katheter Fixierpflaster sorgt für eine zuverlässige und schonende Fixierung von transurethralen und suprapubischen Kathetern. Dank der stabilen Klettschlaufe werden Katheter sicher gehalten und ein versehentliches Verrutschen oder Herausziehen zuverlässig verhindert.

- + Zuverlässige Fixierung von Ballonkathetern
- + Hautfreundliches Material mit sensitivem Kleber
- + Verhindert ein heraus- / verrutschen des Katheters
- + Hochwertiger Klettverschluss kann mehrfach geöffnet und geschlossen werden
- + Ideal für Klinik, Pflegeheim & häusliche Anwendung
- + Steril
- + CE-Kennzeichnung



Uroflex® Katheter Fixierpflaster: hautfreundliches Material, mit Klettverschluss



Uroflex® Katheter Fixierpflaster: Sicherung des Katheters durch stabilen Klettverschluss



Uroflex® Katheter Fixierpflaster: hochwertiger Klettverschluss kann mehrfach geöffnet und geschlossen werden

Uroflex® Katheter Fixierpflaster

REF	Beschreibung	Form	Größe B x L ∼ cm		VE in Stk.
624040	Uroflex® Katheter Fixierpflaster zur Fixierung von Kathetern	oval	5 x 6,5	15.99.99.0002	10

Katheterklemme

Mit Arretierung



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Die unsterile Katheterklemme ist ein zuverlässiges Hilfsmittel zur temporären Unterbrechung oder Kontrolle des Harnflusses bei der Verwendung von

- + Einfache Anwendung mit Einrastmechanismus
- + Passend für alle gängigen Kathetergrößen
- + Einhand Bedienung
- + Unsteril





Katheterklemme, blau, offen

Katheterklemme, blau, geschlossen

Katheterklemme

REF	Farbe	VE in Stk.
600730	blau	1

Ballonkatheter

Silikon, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze



BESCHREIBUNG / VORTEILE

postoperative Urinableitung und für die Urindrainage zur Messung der Harnausscheidung bei Intensivpflege

- + Mit Nelaton-Spitze
- + Verschiedene Längen und Volumina
- + Farbcodierung zur besseren Visualisierung der verschiedenen Größen





Ballonkatheter, Silikon, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze

REF	Beschreibung	FR/CH	Ballon Ø ~ ml	Länge ~ cm	Farbige Kennzeichnung	VE in Stk.
F01B011408	Ballonkatheter, Silikon, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze	14/4,7 mm	15	34	grün	100
F01B011608	Ballonkatheter, Silikon, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze	16/5,3 mm	15	34	orange	100
F01B011810	Ballonkatheter, Silikon, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze	18/6,0 mm	30	34	rot	100
F01B012010	Ballonkatheter, Silikon, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze	20/6,7 mm	30	34	gelb	100
F01B012210	Ballonkatheter, Silikon, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze	22/7,3 mm	30	34	lila	100

Ballonkatheter

Latex, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Die Latex Ballonkatheter sind indiziert für akute und postoperative Urinableitung und für die Urindrainage zur Messung der Harnausscheidung bei Intensivpflege

- + Aus Latex, Silikon beschichtet
- + Mit Nelaton-Spitze
- + Verschiedene Längen und Volumina
- + Farbcodierung zur besseren Visualisierung der verschiedenen Größen





Latex Ballonkateter, geblockt

Latex Ballonkateter, 2-Wege

Ballonkatheter, Latex, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze

REF	Beschreibung	FR/CH	Ballon Ø ~ ml	Länge ~ cm	Farbige Kennzeichnung	VE in Stk.
F01A021208	Ballonkatheter, Latex, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze	12/4,0 mm	15	34	weiß	100
F01A021408	Ballonkatheter, Latex, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze	14/4,7 mm	15	34	grün	100
F01A021608	Ballonkatheter, Latex, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze	16/5,3 mm	15	34	orange	100
F01A021810	Ballonkatheter, Latex, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze	18/6,0 mm	30	34	rot	100
F01A022010	Ballonkatheter, Latex, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze	20/6,7 mm	30	34	gelb	100
F01A022210	Ballonkatheter, Latex, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze	22/7,3 mm	30	34	lila	100
F01A022410	Ballonkatheter, Latex, 2-Wege, Standard, mit Nelaton-Spitze	24/8,0 mm	30	34	blau	100

Intermittierender Selbstkatheter (ISK)

Für Frauen, mit hydrophiler Beschichtung



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Für den intermittierenden Selbstkatheterismus (ISK) bei einer Blasenfunktionsstörung. Die Katheter können vom Patienten selbst oder einer Pflegeperson eingeführt werden.

- + Hydrophile Beschichtung für eine optimale Gleitfähigkeit (Wassersachet)
- + Farbcodierung zur besseren Visualisierung der verschiedenen Größen
- + Latex- und DEHP-frei
- + Aus medizinischem PVC
- + Steril
- + Einmalprodukt
- + Haltbarkeit: 3 Jahre





Wassersachet zur hydrophilen Beschichtung

Intermittierender Selbstkatheter für Frauen

REF	Beschreibung	FR/CH	Länge ~ mm	Farbige Kennzeichnung	VE in Stk.		
F01E230810	Intermittierender Selbstkatheter für Frauen, mit hydrophiler Beschichtung	08/2,7 mm	130	blau	30		
F01E231010	Intermittierender Selbstkatheter für Frauen, mit hydrophiler Beschichtung	10/3,3 mm	130	schwarz	30		
F01E231210	Intermittierender Selbstkatheter für Frauen, mit hydrophiler Beschichtung	12/4,0 mm	130	weiß	30		
F01E231410	Intermittierender Selbstkatheter für Frauen, mit hydrophiler Beschichtung	14/4,7 mm	130	grün	30		
F01E231610	Intermittierender Selbstkatheter für Frauen, mit hydrophiler Beschichtung	16/5,3 mm	130	orange	30		
F01E231810	Intermittierender Selbstkatheter für Frauen, mit hydrophiler Beschichtung	18/6,0 mm	130	rot	30		
F01E232010	Intermittierender Selbstkatheter für Frauen, mit hydrophiler Beschichtung	20/6,7 mm	130	gelb	30		
F01E232210	Intermittierender Selbstkatheter für Frauen, mit hydrophiler Beschichtung	22/7,3 mm	130	lila	30		

Intermittierender Selbstkatheter (ISK)

Für Männer, mit hydrophiler Beschichtung



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Für den intermittierenden Selbstkatheterismus (ISK) bei einer Blasenfunktionsstörung. Die Katheter können vom Patienten selbst oder einer Pflegeperson eingeführt werden.

- + Hydrophile Beschichtung für eine optimale Gleitfähigkeit (Wassersachet)
- + Farbcodierung zur besseren Visualisierung der verschiedenen Größen
- + Latex- und DEHP-frei
- + Aus medizinischem PVC
- + Steril
- + Einmalprodukt
- + Haltbarkeit: 3 Jahre





Wassersachet zur hydrophilen Beschichtung

Intermittierender Selbstkatheter für Männer


REF	Beschreibung	FR/CH	Länge ~ mm	Farbige Kennzeichnung	VE in Stk.
F01E210810	Intermittierender Selbstkatheter für Männer, mit hydrophiler Beschichtung	08/2,7 mm	370	blau	30
F01E211010	Intermittierender Selbstkatheter für Männer, mit hydrophiler Beschichtung	10/3,3 mm	370	schwarz	30
F01E211210	Intermittierender Selbstkatheter für Männer, mit hydrophiler Beschichtung	12/4,0 mm	370	weiß	30
F01E211410	Intermittierender Selbstkatheter für Männer, mit hydrophiler Beschichtung	14/4,7 mm	370	grün	30
F01E211610	Intermittierender Selbstkatheter für Männer, mit hydrophiler Beschichtung	16/5,3 mm	370	orange	30
F01E211810	Intermittierender Selbstkatheter für Männer, mit hydrophiler Beschichtung	18/6,0 mm	370	rot	30
F01E212010	Intermittierender Selbstkatheter für Männer, mit hydrophiler Beschichtung	20/6,7 mm	370	gelb	30
F01E212210	Intermittierender Selbstkatheter für Männer, mit hydrophiler Beschichtung	22/7,3 mm	370	lila	30



Janmed +

Sauerstoffmasken, mittlere 0₂ Konzentration

Für Kinder und Erwachsene, unsteril



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Sauerstoffmasken für die Zufuhr konzentrierten Sauerstoffs (mittlere O₂ Konzentration) über Mund und Nase zur Unterstützung der Atmung.

- + Sicherheitsschlauch mit Sternlumen
- + Standardkonnektor für eine Sauerstoffquelle
- + Gummiband zur Befestigung am Hinterkopf
- + Nasenclip zur besseren Anpassung an die Nasenphysiognomie
- + Maske aus PVC
- + PHT- und DEHP-haltig
- + Material: medizinisches PVC, PET, EL, AI, DEHP
- + Einzeln klinisch rein verpackt, unsteril
- + CE-Kennzeichnung
- + Klassifizierung: Ila







Sauerstoffmaske für Kinder

Sauerstoffmaske für Erwachsene

Besonders knicksicherer Schlauch durch inneres Sternlumen

Sauerstoffmasken, mittlere 0, Konzentration

REF	Größe	Schlauchlänge cm		Ausführung	PZN	VE in Stk.
R01A020210	Erwachsene	213		unsteril	18254008	50
R01A020410	Kinder	213		unsteril	18253983	50

Sauerstoffmasken mit Reservoirbeutel, hohe O_2 Konzentration

Für Kinder und Erwachsene, unsteril



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Sauerstoffmasken für die Zufuhr konzentrierten Sauerstoffs (hohe O₂ Konzentration) über Mund und Nase zur Unterstützung der Atmung.

- + Einmalprodukt
- + Sicherheitsschlauch mit Sternlumen
- + Standardkonnektor für eine Sauerstoffquelle (Flussrate 10-15 I/min.)
- + Gummiband zur Befestigung am Hinterkopf
- + Nasenclip zur besseren Anpassung an die Nasenphysiognomie
- + Mit Reservoirbeutel zur Vermeidung der Rückatmung
- + Maske aus PVC
- + Latexfrei
- + PHT- und DEHP-haltic
- + Material: medizinisches PVC, PET, EL, AI, DEHP
- + Einzeln klinisch rein verpackt, unsteril
- + CE-Kennzeichnung
- + Klassifizierung: Ila
- + Haltbarkeit: 5 Jahre





Sauerstoffmaske mit Reservoirbeutel für Kinder

Besonders knicksicherer Schlauch durch inneres Sternlumen

Sauerstoffmasken mit Reservoirbeutel, hohe 0, Konzentration

<u> </u>									
REF	Größe / Beschreibung	Schlauchlänge cm		Ausführung	PZN	VE in Stk.			
R01A040210	Erwachsene / ohne Rückatmung	213		unsteril	18254014	50			
R01A040410	Kinder / ohne Rückatmung	213		unsteril	18254043	50			

Sauerstoffbrillen


Gerader / gekrümmter Ansatz, unsteril



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Sauerstoffbrillen mit geradem Ansatz und zwei Kanülen zur kontinuierlichen (Langzeit-) Versorgung mit konzentriertem Sauerstoff über die Nase.

- + Sicherheitsschlauch mit Sternlumen
- + Standardkonnektor für eine Sauerstoffquelle
- + Latexfrei
- + Einzeln klinisch rein verpackt, unsteril
- + CE-Kennzeichnung
- + Haltbarkeit: 5 Jahre





Sauerstoffbrille, gekrümmter Ansatz



Besonders knicksicherer Schlauch durch inneres Sternlumen

Sauerstoffbrillen, gerader / gekrümmter Ansatz

REF	Größe / Beschreibung	Schlauchlänge cm	Ausführung	PZN	VE in Stk.
R01B010510	Erwachsene / gerader Ansatz	426	unsteril	18275358	25
R01B01011F	Erwachsene / gerader Ansatz DEHP-frei	213	unsteril	18254132	50
R01B06011F	Erwachsene / gekrümmter Ansatz DEHP-frei	213	unsteril	18254149	50

Sauerstoffschläuche

Verschiedene Längen, unsteril



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Sauerstoffschläuche zur Reichweitenverlängerung in Verbindung mit Sauerstoffmasken und Verneblern für die kontinuierliche Versorgung mit konzentriertem Sauerstoff.

- + Einmalprodukt
- + Sicherheitsschlauch mit Sternlumen
- + Standardkonnektor, beidseits nicht kürzbar
- + Latexfrei
- + PHT- und DEHP-haltig
- + Material: medizinisches PVC
- + Einzeln klinisch rein verpackt, unsteril
- + CE-Kennzeichnung
- + Klassifizierung: Ila
- + Haltbarkeit: 5 Jahre



Sauerstoffschlauch, 1500 cm Länge

Besonders knicksicherer Schlauch durch inneres Sternlumen

Sauerstoffschläuche, unsteril

REF	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Schlauchlänge cm		Ausführung	PZN	VE in Stk.
R01C017510	3,3	5,6	750		unsteril	18254103	25
R01C015010	3,3	5,6	1500		unsteril	18254126	25

Vernebler-Sets mit Maske

Für Kinder und Erwachsene, unsteril











Vernebler-Topf

Besonders knicksicherer Schlauch

BESCHREIBUNG / VORTEILE

Jet-Vernebler bestehend aus Maske, Vernebler-Topf Inhalations-Therapie zur Behandlung von Asthma, zystischer Fibrose und anderen

- + Sicherheitsschlauch mit Sternlumen
- + Standardkonnektor für eine Sauerstoffquelle (Flussrate 6-8 l/min.)
- + Gummiband zur Befestigung am Hinterkopf
- + Nasenclip zur besseren Anpassung an die Nasenphysiognomie
- + Maske aus PVC
- + Sauerstoffdruck: max. 2 bar
- + Aerosol Abgaberate: ≥ 0,2 ml/ min
- + Partikelgröße (MMAD): < 5 μm
- + Geometrische Standardabweichung (GSD) 6 ml:
- + Alveolengängige Fraktion ($< 5 \mu m$) 6 ml: 71,03 %
- + Latexfrei
- + PHT- und DEHP-haltig
- + Material: medizinisches PVC, PET, EL, AI, DEHP, ABS
- + Einzeln klinisch rein verpackt, unsteril
- + CE-Kennzeichnung
- + Klassifizierung: Ila

Vernebler-Sets mit Maske

REF	Größe	Schlauchlänge cm		Ausführung	PZN	VE in Stk.
R01G010210	Erwachsene	213		unsteril	18254072	50
R01G010410	Kinder	213		unsteril	18254089	25

Vernebler-Set T

T-Vernebler, für Erwachsene, unsteril





Vernebler-Set T bestehend aus Mundstück, T-Stück, Faltenschlauch, Vernebler-Topf mit Sauerstoffschlauch (Standardkonnektor)



Besonders knicksicherer Schlauch durch inneres Sternlumen

BESCHREIBUNG / VORTEILE

T-Vernebler bestehend aus T-Stück, Mundstück, Faltenschlauch, Vernebler-Topf und Sauerstoffschlauch für die medikamentöse Inhalations-Therapie zur Behandlung von Asthma, zystischer Fibrose und anderen Atemwegserkrankungen.


- + Einmalprodukt
- + Sicherheitsschlauch mit Sternlumen
- + Standardkonnektor für eine Sauerstoffquelle (Flussrate 6-8 l/min.)
- + Sauerstoffdruck: max. 2 bar
- + Aerosol Abgaberate: ≥ 0,2 ml/ min
- + Partikelgröße (MMAD): < 5 μm
- + Geometrische Standardabweichung (GSD) 6 ml: 1.93 GSD
- + Alveolengängige Fraktion (< 5 μm) 6 ml: 71,03 %
- + Latexfrei
- + PHT- und DEHP-haltig
- + Material: medizinisches PVC, PET, EL, AI, DEHP, ABS
- + Einzeln klinisch rein verpackt, unsteril
- + CE-Kennzeichnung
- + Klassifizierung: Ila
- + Haltbarkeit: 5 Jahre

Verneb	ler-Set 1	Γ
--------	-----------	---

REF	Größe	Schlauchlänge cm		Ausführung	PZN	VE in Stk.
R01E030620	Erwachsene	213		unsteril	18254095	25

ETCO₂-Sauerstoffbrillen

Mit und ohne Luer-Lock Scheibenfilter



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Diese spezielle Sauerstoff-Nasenbrille wurde für die kombinierte nasale CO₂-Messung (EtCO₂) und gleichzeitige Sauerstoffgabe entwickelt. Sie eignet sich ideal für Patientenüberwachung in Klinik, Notfallmedizin oder medizinscher Versorgung. Über einen separaten Stutzen mit männlichem Luer-Lock-Anschluss wird das ausgeatmete CO₂ erfasst und zur Kapnografie weitergeleitet, während parallel

- + Für nasale EtCO₂-Messung und gleichzeitige O₂-
- + 1 Anschluss mit Luer-Lock (männlich) zur CO₂-Überwachung
- + Mit und ohne Luer-Lock Scheibenfilter erhältlich
- + Weiche, komfortable Nasenprongs
- + Schlauchlänge 300 cm für flexible Anwendung
- + Für den Einmalgebrauch
- + DEHP-Frei
- + Einzeln klinisch rein verpackt, unsteril





ETCO₂-Sauerstoffbrille


ETCO₂-Sauerstoffbrille:

ETCO₂-Sauerstoffbrillen

REF	Größe / Beschreibung	Schlauch cm	länge	Ausführung	VE in Stk.
R01B02012F	ETCO ₂ -Sauerstoffbrille für Erwachsene, gerader Ansatz	300		unsteril	100
R01B02014F	ETCO ₂ -Sauerstoffbrille für Erwachsene, mit Luer-Lock Scheibenfilter, gerader Ansatz	300		unsteril	100
R01B02022F	ETCO ₂ -Sauerstoffbrille für Kinder, gekrümmter Ansatz	300		unsteril	100
R01B02024F	ETCO ₂ -Sauerstoffbrille für Kinder, mit Luer-Lock Scheibenfilter, gekrümmter Ansatz	300		unsteril	100

ETCO₂-Sauerstoffmasken

Mit und ohne Luer-Lock Scheibenfilter



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Die ETCO₂-Sauerstoffmaske ermöglicht die gleichzeitige Gabe von Sauerstoff und die kontinuierliche Überwachung des ausgeatmeten Kohlendioxids über Mund und Nase. Dank vorinstallierter O₂- und Probenahmeleitungen lässt sich die Maske schnell und unkompliziert anschließen.

- + Für ETCO₂-Messung und gleichzeitige O₂-
- + 1 Anschluss mit Luer-Lock (männlich) zur CO₂-Überwachung
- + Schlauchlänge 213 cm für flexible Anwendung
- + Für den Einmalgebrauch
- + DEHP-Frei
- + Einzeln klinisch rein verpackt, unsteril

ETCO₂-Sauerstoffmaske:

ETCO₂-Sauerstoffmasken

REF	Größe	Schla cm	uchlänge	Ausführung	VE in Stk.
R01A10021F	ETCO ₂ -Sauerstoffmaske für Erwachsene	213	\bigcirc	unsteril	100
R01A10023F	ETCO ₂ -Sauerstoffmaske für Erwachsene, mit Luer-Lock Scheibenfilter	213		unsteril	100
R01A10041F	ETCO ₂ -Sauerstoffmaske für Kinder	213		unsteril	100
R01A10043F	ETCO ₂ -Sauerstoffmaske für Kinder, mit Luer-Lock Scheibenfilter	213		unsteril	100



Janmed +

Medikamentendispenser

Für einen Tag mit vier Fächern



BESCHREIBUNG / VORTEILE

- + Für einen Tag 4 separate Fächer
- + Beschriftung der Fächer auf Deutsch und Englisch: MORGEN, MITTAG, ABEND, NACHT; MORNING, NOON, EVENING, NIGHT
- + Zusätzliche Kennzeichnung der Fächer mit einfachen Symbolen
- + Zusätzliche Prägung der Fächer auf der Unterseite in Blindenschrift
- + Schmale Form mit transparentem Schiebedeckel
- + Sichert eine saubere Medikamentenaufbewahrung
- + Einfache Handhabung
- + Unterverpackt zu 5x 40 Stk.
- + Latexfrei





Medikamentendispenser mit transparentem

Prägung der Fächer in Blindenschrift

Medikamentendispenser

REF	Größe Dispenser ~ cm (B x L x H)		Ausführung	Farbe	Material	PZN	VE in Stk.
N17634-B	6 x 22 x 1,5	2,5 x 4,2 x 1,5	unsteril	blau	PP/PVC	12144520	5x 40

Einnahmebecher

Volumen 30 ml



BESCHREIBUNG / VORTEILE

- + Leichte Einwegausführung mit Bördelrand
- + Graduiert bis 30 m
- + Optimal zur Verabrechung von Arzneimitteln (Tropfen, Säfte, Tabletten, ...)
- + Becher sind hochtransparent, Inhalt optimal sichtbar
- + Druckfest und bruchsicher
- + Mit Schnappdeckel optional lieferbar
- + Schnappdeckel ist beschriftbar
- + Unsteril verpackt
- + Latexfre



Einnahmebecher und Deckel

REF	Beschreibung	Farbe	VE in Stk.	Stk. im Umkarton
09170-T	Einnahmebecher	transparent	80	60 Beutel à 80
L4520072	Deckel, beschriftbar	weiß	500	8 Beutel à 500

Uroflex® Urinflasche für Männer

Eckig, milchig



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Die Uroflex® Urinflasche für Männer ist ein ideales Hilfsmittel für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser und in der häuslichen Betreuung. Die Flasche zeichnet sich durch Stabilität, gute Kontrolle, Sicherheit und einer einfachen Handhabung aus.

- + Form: eckia
- + Farbe: milchig
- + Volumen: 1
- + Mit Deckel (Farbe blau)
- + Mit Messskala (in 50 ml Schritten)
- + Material: Kunststoff Polypropylen
- + Autoklavierbar bis 130 °C
- + Unsteril

Uroflex® Urinflasche für Männer

REF	Farbe	Form	Volumen	VE in Stk.
600760	milchig, transparent	eckig	11	25

Haarwaschbecken-Set

Aufblasbar mit Nackenausschnitt



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Aufblasbares Haarwaschbecken mit Nackenausschnitt zur hygienischen Pflege von Bettlägerigen.

- + Aus Polyvinylchlorid (PVC)
- + Mit Duschvorrichtung und Pumpe
- + Mit Aussparung für den Hals
- + Materialstärke: ca. 0,32 mm
- + Besonders zur Haarwäsche bei bettlägerigen Patienten geeignet
- + Komfortable Nutzung im Liegen, ohne Druckstellenerzeugung im Nacken
- + Ablauf am rechten Kopfende
- + 2-reihig, 2 getrennte Luftkammern
- + Verschliessbarer Stopfen im Beckenboden







Inkl. Wasserbeutel und Brause Inkl. Luftpumpe

2-reihiges Waschbecken mit 2 getrennten Luftkammern

Waschbecken


REF	Größe ~ B x T x H cm	Material	Farbe	
773080	60 x 50 x 22	PVC	weiß	



Janmed +


Venenstauer

Mit Kunststoff-Verschluss



BESCHREIBUNG / VORTEILE

- + Mit elastischem Textilband (hautfreundlich Breite ca. 2,5 cm / Länge ca. 40 cm
- + Mit Kunststoff-Verschluss und Druckknopf
- + Für einfache Einhandbedienung
- + Unkompliziertes Anlegen und Abnehmen
- + Getrennte Funktionen für Entstauen und Lösen (Druck kann schrittweise oder sofort gelöst werden)
- + Geeignet für Erwachsene und Kinder
- + Waschbar bis 95°C
- + Latexfrei
- + Verschiedene Farben
- + Haltbarkeit: 5 Jahre



Venenstauer in verschiedenen Farben erhältlich

Sicherheitsverschluss

Venenstauer

REF	Farbe	PZN	VE in Stk.
780100	blau	13947043	10
780200	rot	13947066	10

Wund- und Blasenspritzen

Mit Luer-Adapter




BESCHREIBUNG / VORTEILE

Wund- und Blasenspritze mit Luer-Adapter zur Spülung von Wunden und der Blase und zur Verabreichung von Flüssigkeit, Medikamenten und Sondennahrung

- + Gleichmäßiger Vorschub durch Gummikolbendichtung
- + Sehr hohe Dichtigkeit
- + Auch als Ernährungsspritze verwendbar
- + Gerader Katheteransatz mit Luer-Adapter
- + Sehr deutliche Skalierung in 2 ml Schritten
- + Praktischer Griffring
- + 3-teilio
- + Einzeln steril verpackt
- + Latex, PVC- und DEHP-frei
- + Haltbarkeit: 5 Jahre







Gerader Katheteransatz mit Lue

Wund- und Blasenspritzen

REF	Volumen ~ ml	Ausführung	Hilfsmittelnummer	PZN	VE in Stk.
790060	50-60	mit blauem Luer-Adapter	03.99.01.5014	12387576	50
790100	100	mit transparentem Luer-Adapter	03.99.01.5015	12387582	25

Infrarot Thermometer

Kontaktloses Fiebermessen im Stirnbereich



BESCHREIBUNG / VORTEILE

- + Messmethode: kontaktlos
- + Messpunkt: Stirn
- + Messahstand: 0 his 5 cm
- + Silent Modus einstellbar
- + Display mit Hintergrundbeleuchtung
- → Vibrations Alarm
- + Ein-Druckknopf Messung
- + Mit Kurzanleitung und ausführlicher Gebrauchsanweisung
- + Inkl. 2 Batterien





Silent Modus einstellbar

Mess-Sensor

Infrarot Thermometer

REF	Gewicht ~ Gramm	Abmessung in mm	Batterien	Farbe	VE in Stk.
700800	68 (ohne Batterien)	149 x 38 x 42	2x 1,5V AAA	weiß	1

Digitales Fieberthermometer

Mit flexibler Messspitze



BESCHREIBUNG / VORTEILE

- + Flexible und weiche Spitze vermindert die Verletzungsgefahr
- + Gut ablesbares LCD-Display mit digitaler Temperaturanzeige
- + Signalton am Ende der Messung
- + Abschaltautomatik
- + Desinfektionsfähig
- + Inkl. Aufbewahrungshülle aus Kunststoff





Thermometer in Aufbewahrungshülle aus Kunststoff

Batteriefach

Digitales Fieberthermometer

REF	Gewicht ~ Gramm	Abmessung in mm	Batterie	Farbe	VE in Stk.
700900	10 (inkl. Batterie)	124 x 18 x 9	1x Knopfbatterie (1,5 V DC, Größe LR41)	weiß	1









