

Laparoskopischer Port

S-Port Zugang mit Retraktor und 4 selbsthaltenden Hülsen



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Der Einweg-S-Port, bestehend aus einem Retraktor inkl. 4 Hülsen und einer Wundschutzfolie, gewährleistet einen gut funktionierenden und Patienten schonenden Zugang zur Bauchhöhle und einen sicheren Einsatz endoskopischer Instrumente und deren Austausch. Er ermöglicht laparoskopische Eingriffe mit Einzelinzision.

- + Retraktor aus weichem Material mit jeweils 4 Hülsen in unterschiedlichen Durchmessern
- + Wundschutzfolie mit Retraktionsringen in unterschiedlichen Durchmessern
- + Wundschutzfolie: flexibler grüner Ring und starrer weißer Ring
- + Optimaler und schonender Instrumenteneinsatz
- + Verschiedene Größen erhältlich



Wundschutzfolie mit zwei Ringen und



Retraktor inkl. 4 Hülsen

S-Port Zugang – mit Retraktor inkl. 4 Hülsen und Wundschutzfolie


| REF | Beschreibung | Hülsen-Ø ~ mm | Wundschutzring-Ø ~ mm | VE in Stk. |
|----------|--|--------------------|--------------------------|---------------|
| 101Y.F42 | S-Port Zugang mit 4 Hülsen und Retraktor | 3x 5, 1x 10 | 50 | 1 |
| 101Y.F53 | S-Port Zugang mit 4 Hülsen und Retraktor | 2x 5, 1x 10, 1x 12 | 70 | 1 |
| 101Y.F63 | S-Port Zugang mit 4 Hülsen und Retraktor | 2x 5, 1x 10, 1x 12 | 90 | 1 |

Laparoskopischer Port

X-Port Zugang mit Retraktor, Gel-Kern und 4 selbsthaltenden Hülsen



X-Port Zugang mit Gel-Kern



2 Obturatoren in versch. Größen



2x 5 mm Hülsen

1x 10 mm Hülse

1x 12 mm Hülse



Wundschutzfolie

BESCHREIBUNG / VORTEILE

Der Einweg-X-Port Set, bestehend aus einem Zugang mit Gel Kern inkl. 4 Hülsen, einer Wundschutzfolie und zwei Obturatoren, gewährleistet einen gut funktionierenden und Patienten schonenden Zugang zur Bauchhöhle und einen sicheren Einsatz endoskopischer Instrumente und deren Austausch. Er ermöglicht laparoskopische Eingriffe mit Einzelinzision und einen individuell optimierten Instrumenteneinsatz.

- + Zugang aus weichem Material
- + 4 Hülsen in unterschiedlichen Durchmessern
- + Wundschutzfolie mit Retraktionsring
- + Wundschutzfolie: flexibler grüner Ring und starrer weißer Ring
- + 2 Obturatoren: 5 mm und 10 bis 12 mm

X-Port Zugang Set

| REF | Beschreibung | Hülsen-Ø ~ mm | Einführstäbe-Ø ~ mm | Wundschuttring-Ø ~ mm | VE in Stk. |
|----------|---|--------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| 101Y.F23 | X-Port Zugangsplattform mit 4 Hülsen, Retraktor und 2 Einführstäben | 2x 5, 1x 10, 1x 12 | 1x 5, 1x 10-12 | 70 | 1 |