

Orthopädische Trokare

Klingenlos, in verschiedenen Ausführungen und Farben



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Die orthopädischen Trokare sind speziell für die Gelenkspiegelung entwickelt. Der Trokardorn ist klingenlos.

- + Geripptes Kanülen-Design mit Gewinde
- + Verschiedene Durchmesser erhältlich
- + Für eine einhändige Anwendung
- + Ergonomisch geformtes Design für eine sichere Führung des Trokars
- + Verschiedene Farben zur einfachen Unterscheidung











Trokarhülse (101Y.552)

Trokarhülse

Trokardorn

Orthopädische Trokare

REF	Beschreibung	Trokar-Ø ~ mm	Trokarhülse Länge ~ mm	Farbige Kennzeichnung Trokar / Trokarhülse	VE in Stk.
101Y.550	Orthopädischer Trokar und Trokarhülse	6	100	weiß / weiß  	10
101Y.551	Orthopädischer Trokar und Trokarhülse	6	120	gelb / weiß  	10
101Y.552	Orthopädischer Trokar und Trokarhülse	8	100	lila / lila  	10
101Y.553	Orthopädischer Trokar und Trokarhülse	8	120	grün / grün  	10