

Thorakoskopische Trokare

Mit stumpfen Trokardorn und weicher Hülse mit Gewinde



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Die thorakoskopischen Einweg-Trokare sind speziell für die Brustkorbspiegelung entwickelt. Der Trokardorn ist kurz und stumpf. Eine weiche Trokarhülse mit Gewinde sichert die Platzierung des Trokars. In Verbindung mit einem gummierten Durchgang für den Trokardorn werden Fremdkörper von der Brusthöhle ferngehalten.

- + Für eine einhändige Anwendung
- + Ergonomisch geformtes design für eine sichere Führung des Trokars
- + Einfacher Instrumentenwechsel während der Anwendung
- + Gummierter Durchgang für den Trokardorn
- + Geripptes Kanülen-Design mit Gewinde
- + Verschiedene Durchmesser erhältlich

Thorakoskopische Trokare und Trokarhülsen

REF	Beschreibung	Trokar-Ø ~ mm	Trokarhülse Länge ~ mm	VE in Stk.
101Y.510	Thorakoskopischer Trokar und Trokarhülse	5	65	10
101Y.512	Thorakoskopischer Trokar und Trokarhülse	10	65	10
101Y.513	Thorakoskopischer Trokar und Trokarhülse	12	65	10