

Veres-Nadeln


Unterschiedliche Längen und Ausführungen



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Die stabile Einweg-Insufflationsnadel nach Veres mit ausgewogener Federung und optimalem Schliff ermöglicht ein leichtes Durchdringen der Bauchwand.

- + Deutlich sichtbarer roter Indikator zeigt die Nadelposition an
- + Visuelle und akustische Platzierungsindikatoren
- + Scharfe, abgeschrägte Spitze ermöglicht ein schnelles, einfaches und kontrolliertes Einführen
- + 2-Wege Hahn mit hoher Durchflussrate
- + Luer-Lock Anschluss
- + 2 verschiedene Längen erhältlich



Roter Platzierungsindikator (105Y.202)

Roter Platzierungsindikator (105Y.208)

Hohlnadel und stumpfe Mandrin

Veres-Nadeln

REF	Beschreibung	Nadel-Ø ~ mm	Nadel Länge ~ mm	VE in Stk.
105Y.202	Insufflationsnadel nach Veres	2,2	120	10
105Y.205	Insufflationsnadel nach Veres	2,2	150	10
105Y.208	Insufflationsnadel nach Veres	2,2	120	10
105Y.209	Insufflationsnadel nach Veres	2,2	150	10