


Urinbeutel

Einfaches System mit Ablass



BESCHREIBUNG / VORTEILE

- + Einfaches System mit Ablass
- + Mit Universal-Stufenkonnektor
- + Doppelte Versiegelung des Beutels
- + Aufhängeösen extra verstärkt
- + Kreuzventil für einfachen Einhandablass
- + Ausführung steril (EO) / unsteril
- + Rückflusssperre (NRV)
- + Latexfrei
- + Haltbarkeit: 5 Jahre



Universal-Stufenkonnektor
bei allen Beuteln



Rückflusssperre



Praktischer Einhand Ablasshahn für die sichere
und einfache Bedienung

Urinbeutel

REF	Beutelvolumen ml	Schlauchlänge cm	Ausführung	PZN	VE in Stk.
600210	2000	90	steril mit Rückflusssperre	13417411	50
600220	2000	90	unsteril mit Rückflusssperre	13417428	20x 10