

Vlies-Einwegkittel

DIN EN 14126



BESCHREIBUNG / VORTEILE

Vlies-Einwegkittel – empfohlen im Rahmen von Schutzmaßnahmen bei MRSA- und Norovirusinfektionen

- + Erfolgreich geprüft nach DIN EN 14126: ISO 16603, 16604, EN ISO 22610, 22611 und 22612
- + Front- und Armbereich flüssigkeitsabweisend
- + Mit Verschlussbändern im Taillen- und Nackenbereich
- + Großzügiger Schnitt für vollständige Abdeckung und Bewegungsfreiheit
- + Ärmelabschluss mit gut schließenden gestrickten Bündchen
- + Zum Einmalgebrauch
- + Latexfrei
- + Haltbarkeit: 3 Jahre



Flüssigkeitsabweisend im Front- und Armbereich



Gestrickte, gut schließende Bündchen




Verschlussband im Nacken



Verschlussband an der Taille

Vlies-Einwegkittel DIN EN 14126

REF	Beschreibung	Größe ~ cm L x B	Material ~ g / m ²	Farbe	PZN	VE in Stk.
700030	Vlies-Einwegkittel – empfohlen im Rahmen von Schutzmaßnahmen bei MRSA- und Norovirusinfektionen – im Front- und Armbereich flüssigkeitsabweisend, mit Verschlussbändern und gestrickten Bündchen, Haltbarkeit 3 Jahre	130 x 140	41 g / m ² (+/- 2 g / m ²)	gelb 	11862271	100