


# Sauerstoffmasken, mittlere O<sub>2</sub> Konzentration

## Für Kinder und Erwachsene, unsteril



R01A020210  
Sauerstoffmaske für Erwachsene

### BESCHREIBUNG / VORTEILE

Sauerstoffmasken für die Zufuhr konzentrierten Sauerstoffs (mittlere O<sub>2</sub> Konzentration) über Mund und Nase zur Unterstützung der Atmung.

- + Einmalprodukt
- + Sicherheitsschlauch mit Sternlumen
- + Standardkonnector für eine Sauerstoffquelle (Flussrate 5-10 l/min.)
- + Gummiband zur Befestigung am Hinterkopf
- + Nasenclip zur besseren Anpassung an die Nasenphysiognomie
- + Maske aus PVC
- + Latexfrei
- + PHT- und DEHP-haltig
- + Material: medizinisches PVC, PET, EL, Al, DEHP
- + Einzel klinisch rein verpackt, unsteril
- + CE-Kennzeichnung
- + Klassifizierung: IIa
- + Haltbarkeit: 5 Jahre





Sauerstoffmaske für Kinder

Sauerstoffmaske für Erwachsene

Besonders knicksicherer Schlauch durch inneres Sternlumen

### Sauerstoffmasken, mittlere O<sub>2</sub> Konzentration

REF	Größe	Schlauchlänge cm	Ausführung	PZN	VE in Stk.
R01A020210	Erwachsene	213 	unsteril	18254008	100
R01A020410	Kinder	213 	unsteril	18253983	100