

Sauerstoffmasken mit Reservoirbeutel, hohe O₂ Konzentration

Für Kinder und Erwachsene, unsteril



R01A040210
Sauerstoffmaske mit Reservoirbeutel
für Erwachsene

BESCHREIBUNG / VORTEILE

Sauerstoffmasken für die Zufuhr konzentrierten Sauerstoffs (hohe O₂ Konzentration) über Mund und Nase zur Unterstützung der Atmung.

- + Einmalprodukt
- + Sicherheitsschlauch mit Sternlumen
- + Standardkonnektor für eine Sauerstoffquelle (Flussrate 10-15 l/min.)
- + Gummiband zur Befestigung am Hinterkopf
- + Nasenclip zur besseren Anpassung an die Nasenphysiognomie
- + Mit Reservoirbeutel zur Vermeidung der Rückatmung
- + Maske aus PVC
- + Latexfrei
- + PHT- und DEHP-haltig
- + Material: medizinisches PVC, PET, EL, Al, DEHP
- + Einzeln klinisch rein verpackt, unsteril
- + CE-Kennzeichnung
- + Klassifizierung: IIa
- + Haltbarkeit: 5 Jahre



Sauerstoffmaske mit Reservoirbeutel für Kinder



Besonders knicksicherer Schlauch durch inneres Sternlumen

Sauerstoffmasken mit Reservoirbeutel, hohe O₂ Konzentration

REF	Größe / Beschreibung	Schlauchlänge cm	Ausführung	PZN	VE in Stk.
R01A040210	Erwachsene / ohne Rückatmung	213 	unsteril	18254014	100
R01A040410	Kinder / ohne Rückatmung	213 	unsteril	18254043	100