


Sauerstoffbrillen

Gerader / gekrümmter Ansatz, unsteril




R01B010510
Sauerstoffbrille für Erwachsene,
426 cm Schlauchlänge

BESCHREIBUNG / VORTEILE

Sauerstoffbrillen mit geradem Ansatz und zwei Kanülen zur kontinuierlichen (Langzeit-) Versorgung mit konzentriertem Sauerstoff über die Nase.

- + Einmalprodukt
- + Sicherheitsschlauch mit Sternlumen
- + Standardkonnektor für eine Sauerstoffquelle
- + Latexfrei
- + Material: medizinisches PVC
- + Einzel klinisch rein verpackt, unsteril
- + CE-Kennzeichnung
- + Klassifizierung: IIa
- + Haltbarkeit: 5 Jahre









Sauerstoffbrille, gerader Ansatz

Sauerstoffbrille, gekrümmter Ansatz

Besonders knicksicherer Schlauch durch inneres Sternlumen

Sauerstoffbrillen, gerader / gekrümmter Ansatz

REF	Größe / Beschreibung	Schlauchlänge cm	Ausführung	PZN	VE in Stk.
R01B010510	Erwachsene / gerader Ansatz 	426	 unsteril	18275358	100
R01B01011F	Erwachsene / gerader Ansatz DEHP-frei 	213	 unsteril	18254132	100
R01B06011F	Erwachsene / gekrümmter Ansatz DEHP-frei 	213	 unsteril	18254149	100