

Sauerstoffschläuche

Verschiedene Längen, unsteril




R01C017510
Sauerstoffschlauch, 750 cm Schlauchlänge

BESCHREIBUNG / VORTEILE

Sauerstoffschläuche zur Reichweitenverlängerung in Verbindung mit Sauerstoffmasken und Verneblern für die kontinuierliche Versorgung mit konzentriertem Sauerstoff.



- + Einmalprodukt
- + Sicherheitsschlauch mit Sternlumen
- + Standardkonnektor, beidseits nicht kürzbar
- + Latexfrei
- + PHT- und DEHP-haltig
- + Material: medizinisches PVC
- + Einzeln klinisch rein verpackt, unsteril
- + CE-Kennzeichnung
- + Klassifizierung: IIa
- + Haltbarkeit: 5 Jahre



Sauerstoffschlauch, 1500 cm Länge

Besonders knicksicherer Schlauch durch inneres Sternlumen

Sauerstoffschläuche, unsteril

REF	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Schlauchlänge cm	Ausführung	PZN	VE in Stk.
R01C017510	3,3	5,6	750	 unsteril	18254103	100
R01C015010	3,3	5,6	1500	 unsteril	18254126	50