


Vernebler-Set T

T-Vernebler, für Erwachsene, unsteril



Vernebler-Set T bestehend aus Mundstück, T-Stück, Faltenschlauch, Vernebler-Topf mit Sauerstoffschlauch (Standardkonnektor)

Besonders knicksicherer Schlauch durch inneres Sternlumen

BESCHREIBUNG / VORTEILE

T-Vernebler bestehend aus T-Stück, Mundstück, Faltenschlauch, Vernebler-Topf und Sauerstoffschlauch für die medikamentöse Inhalations-Therapie zur Behandlung von Asthma, zystischer Fibrose und anderen Atemwegserkrankungen.

- + Einmalprodukt
- + Sicherheitsschlauch mit Sternlumen
- + Standardkonnektor für eine Sauerstoffquelle (Flussrate 6-8 l/min.)
- + Sauerstoffdruck: max. 2 bar
- + Aerosol Abgaberate: $\geq 0,2$ ml/ min
- + Partikelgröße (MMAD): $< 5 \mu\text{m}$
- + Geometrische Standardabweichung (GSD) 6 ml: 1,93 GSD
- + Alveolengängige Fraktion ($< 5 \mu\text{m}$) 6 ml: 71,03 %
- + Latexfrei
- + PHT- und DEHP-haltig
- + Material: medizinisches PVC, PET, EL, AI, DEHP, ABS
- + Einzel klinisch rein verpackt, unsteril
- + CE-Kennzeichnung
- + Klassifizierung: IIa
- + Haltbarkeit: 5 Jahre

Vernebler-Set T

REF	Größe	Schlauchlänge cm	Ausführung	PZN	VE in Stk.
R01E030620	Erwachsene	213 	unsteril	18254095	100