

# Vernebler-Sets mit Maske

## Für Kinder und Erwachsene, unsteril



R01G010210  
Vernebler-Set für Erwachsene

### BESCHREIBUNG / VORTEILE

Jet-Vernebler bestehend aus Maske, Vernebler-Topf und Sauerstoffschlauch für die medikamentöse Inhalations-Therapie zur Behandlung von Asthma, zystischer Fibrose und anderen Atemwegserkrankungen.

- + Einmalprodukt
- + Sicherheitsschlauch mit Sternlumen
- + Standardkonnektor für eine Sauerstoffquelle (Flussrate 6-8 l/min.)
- + Gummiband zur Befestigung am Hinterkopf
- + Nasenclip zur besseren Anpassung an die Nasenphysiognomie
- + Maske aus PVC
- + Sauerstoffdruck: max. 2 bar
- + Aerosol Abgaberate:  $\geq 0,2$  ml/ min
- + Partikelgröße (MMAD):  $< 5 \mu\text{m}$
- + Geometrische Standardabweichung (GSD) 6 ml: 1,93 GSD
- + Alveolengängige Fraktion ( $< 5 \mu\text{m}$ ) 6 ml: 71,03 %
- + Latexfrei
- + PHT- und DEHP-haltig
- + Material: medizinisches PVC, PET, EL, AI, DEHP, ABS
- + Einzel klinisch rein verpackt, unsteril
- + CE-Kennzeichnung
- + Klassifizierung: IIa
- + Haltbarkeit: 5 Jahre



Vernebler-Set für Kinder





Vernebler-Topf



Besonders knicksicherer Schlauch durch inneres Sternlumen

### Vernebler-Sets mit Maske

REF	Größe	Schlauchlänge cm	Ausführung	PZN	VE in Stk.
R01G010210	Erwachsene	213 	unsteril	18254072	100
R01G010410	Kinder	213 	unsteril	18254089	100